


en	Instructions for use	hr	Upute za upotrebu
da	Brugsanvisning	cs	Návod k použití
nl	Instructie voor gebruik	hu	Használati útmutató
fi	Käyttöohjeet	no	Bruksanvisning
fr	Mode d'emploi	pl	Instrukcja użytkowania
de	Gebrauchsanleitung	ro	Instrucțiuni pentru utilizare
el	Οδηγίες χρήσης	sk	Návod na použitie
it	Istruzioni per l'uso	tr	Kullanma Talimatı
pt	Instruções de Uso	zh	使用说明
ru	Инструкции по применению	ja	使用方法
es	Instrucciones de uso	ko	사용 지침
sv	Bruksanvisning till användning	et	Kasutamisujuhend
bg	Инструкции за употреба	lt	Naudojimo instrukcija



CritiCath™ Flow-Directed Thermo dilution Catheters Models - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 Instructions

Models with Suffix :
 "H" are heparin complex coated.
 "L" are longer (110 cm) in SP5105.
 "S" are softer, more flexible catheters.
 "U" are polyurethane (body only).
 "P" are polyurethane (entire catheter except balloon).
 "13", "14", "23" and "24" have pre-attached protection sheaths; "23" & "24" have SP5045 also.
 "M" have port locations for smaller anatomies.



CONTRAINDICATIONS

Use of a heparin complex coated catheter is contraindicated in patients with known sensitivity to heparin or benzalkonium chloride.

General Description

The CritiCath™ Flow-Directed Catheters are 14kΩ thermomodulation catheters designed for use as a diagnostic tool. Model SP5105 is designed for use in pediatric patients while Models SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 and SP5527 are for adult patients. These catheters allow physicians to measure intracardiac pressures and cardiac output when used with Argon Critical Care Systems (Formerly known as BD Critical Care Systems) or other similar Cardiac Output Computers and appropriate pressure monitoring equipment. The catheters are intended for use at bedside, in cardiac catheterization laboratory, surgery suite, post anesthesia recovery unit, and other specialized critical care units. In addition to measuring cardiac output (thermodilution method) these catheters may be used to measure right atrial (RAP), pulmonary artery (PAP) and pulmonary capillary wedge pressures (PCWP), to continuously monitor PA temperature, to withdraw blood samples from the RA and PA, and to administer drugs and I.V. solutions.

The catheter body material is Polyvinyl Chloride unless indicated by U or P which indicates polyurethane.

These catheters are designed for diagnostic procedures and do not require the use of fluoroscopy for insertion. However, they are radiopaque so that fluoroscopy can be used to guide insertion and to verify position following insertion. The catheters are marked every 10 cm to indicate distance from the distal tip. Narrow bands represent 10 cm markings and wide bands represent 50 cm markings.

SP5105, SP5107 and SP5127 has 4 lumens :

- **'PA DISTAL' [Distal (PA) Lumen]:** Terminates at catheter tip and is used for measurement of PA, PCWP, mixed venous pressure and for blood sampling.
- **'CVP PROXIMAL' [Proximal (CVP) Lumen]:** Terminates at 15 cm (for SP5105), 29 cm (for SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) and 25 cm (for "M" version models) proximal to catheter tip and is used for injecting thermal bolus into the RA, for measuring RAP or CVP and for blood sampling.
- **'BALLOON .75 mL CAP'/'BALLOON 1.5 mL CAP' [Balloon Lumen]:** Terminates in 0.75mL balloon (for SP5105 models) and 1.5mL balloon (for the other models) near catheter tip and allows inflation and deflation of the balloon during catheter insertion and measurement of PCWP.

- **Thermistor Lumen:** Terminates in a thermistor bead 1.5 cm and 3.5 cm proximal to the tip for pediatric & adult respectively. Allows cardiac output computation and PA blood temperature measurement.

SP5127 is designed for femoral insertion (Use in cardiac catheterization laboratory.)

SP5507 and SP5527 contains five lumens. Lumen design is as indicated above with an additional lumen:

- **'CVP MEDICATION' [Medication (CVP) Lumen]:** Terminates 31cm (27cm for "M" version catheters) from catheter tip. May be used for solution infusion, cardiac output injections, blood sampling, fluid and drug administration and monitoring of RAP.
- **Ventricular Lumen:** Terminate 17cm from catheter tip. Used mainly for monitoring of right ventricular pressure (RVP) for SP5527 only.

SP5527 is a ventricular catheter.

NOTE: Administration of blood through the 5-lumen catheter is not recommended.

A damaged catheter cannot be repaired. The packages are designed to prevent catheter kinking and to protect the fragile balloon and heparin complex coated surface.

Catheter Testing

1. Use aseptic method to remove catheter.
2. (Models "13", "14", "23", and "24" Only) Tighten the Tuohy-Borst adaptor on the protection sheath securely to the catheter.
- NOTE:** Do not overtighten the adaptor as this may occlude catheter lumens and result in inaccurate pressure readings.
3. Test thermistor by connecting catheter to Cardiac Output Computer. If computer's display indicates appropriate room temperature, the thermistor is operating properly.

CAUTION: Do not use a standard continuity checker or ohmmeter when the catheter is in the vascular system. The relatively high current in the meter can cause electric shock to the patient in the event of insulation breakdown. Excessive manipulation of catheter tip may damage thermistor and result in intermittent or no output readings.

4. Test balloon by placing it in sterile water and injecting 0.75mL of air for SP5105 and SP5105L (1.5mL for SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). If air bubbles appear around balloon, do not use the catheter. Deflate balloon by removing syringe.

CAUTION

- Never use liquid for balloon inflation.
- Always deflate the balloon by removing syringe; balloon may be damaged by aspirating air with syringe.

NOTE: Liquids within balloon lumen may cause balloon to remain inflated. Special care must be taken to prevent moisture from entering balloon lumen.

5. Evacuate air from injectate and IV solution bags.

NOTE: Eliminating air from solution will prevent air from entering the system when solution is exhausted or bag inverted.

6. Connect stopcocks to the ends of the CVP proximal and PA distal lumens. Flush and fill the CVP proximal and PA lumens with sterile solution.

WARNING: Stopcock lever must be positioned 90° for "OFF" position. Do not position stopcock at 45° to achieve an "OFF" position. 45° positioning of stopcock is imprecise and may result in contamination, bleed back, or air embolism.

Catheter Insertion

Catheter Insertion should follow the basic procedure recommended below. However, catheter use must always conform to your hospital policies and procedures. Thorough understanding of listed "Cautions" is helpful before use of these catheters.

1. Monitor ECG continuously during catheter insertion.
2. Test catheter as outlined in "Catheter Testing." Connect stopcocks to the CVP and PA lumens. When using an In-Line Injectate Temperature Sensor, connect it directly to CVP lumen, and then add the stopcock. Fill both lumens with sterile solution, to remove air bubbles. Connect PA distal lumen to a pressure-monitoring system.
3. Insert catheter percutaneously or via a cutdown. Typical insertion sites include the median basilic, jugular, femoral and subclavian veins.
4. Advance catheter into vena cava and partially inflate the balloon to 0.5 mL (for SP5105 & SP5105L) and 1 mL (for SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527). Filtered CO₂ is recommended for inflation because of its rapid absorption into blood in case of balloon rupture. However, room air is frequently used if there is no right-to-left shunt or pulmonary arteriovenous fistula. Introduction of an air embolus into the arterial system can cause serious complications. The risk of balloon rupture and likelihood of air entering the arterial system must be considered when selecting air as the inflation medium. Determine catheter length inserted by referring to 10 cm interval markings on catheter. Follow the pressure waveforms as the catheter is advanced (reference Figure 1).
5. When RAP waveform is seen (Figure 1-A), inflate balloon to full capacity (0.75 mL for SP5105 & SP5105L and 1.5 mL for SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527).
6. Advance catheter through RA and into RV (Figure 1-B). If RVP tracing is not recorded after the catheter has been advanced beyond RA, deflate balloon by removing syringe, pull catheter back slowly, reinflate and advance catheter (Figure 1-C). Observe a RVP waveform. Advance into PA. If the catheter does not pass into PA, deflate balloon and withdraw the catheter until tip is in RA. Then reinflate balloon and repeat steps 4, 5 and 6.




Figure 1A-E Pressure Waveforms During Catheter Insertion and Positioning. (Chart Speed: 25 mm/sec.)

NOTE: If balloon has been inflated for more than 4 or 5 minutes during insertion, the inflated balloon volume may decrease due to air diffusion through latex balloon. Remove syringe and reinflate balloon if necessary.

7. Continue advancing the catheter slowly through PA until a PCWP is seen. (Figure 1-D).

8. Check proper positioning of catheter in PA by deflating balloon completely (removing syringe) and observing the change from a PCWP tracing to PAP tracing (Figure 1-E). Gradually, reinflate balloon until a PCWP is obtained and record the volume of air required. It should take 0.5 to 0.75mL (for SP5105 & SP5105L) and 1.25 to 1.5mL (for SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). If less than 0.5mL (for SP5105 & SP5105) or 1.25mL (for SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527) is required, the catheter may be advanced too far, increasing the likelihood of distal migration and spontaneous wedging. Pull catheter back 2 or 3 cm and recheck inflation volume.

9. (Models "13", "14", "23", and "24" Only) Extend the protection sheath over catheter body and fasten to hub of introducer.

Cardiac Output Measurements

For cardiac output measurement instructions, refer to operating manual provided with your cardiac output computer. Suggested introducer sizes for catheters :

Catheter	Introducer / With Sideport Flow	
5F	6F	
7F	7.5F	8F
7.5F	8F	8.5F

Model SP5105 is specifically designed to operate with the following computation constants :

	Volume Injected mL	Computation Constant
• Indicator at Ice	5	.291
Temperature, In-Line	3	.170
• Indicator at Ice Bath	5	.279
Temperature (0-5°C)	3	.160
• Indicator at Room	5	.316
Temperature (23 to 25°C)	3	.188
(the same for 18 to 22°C)		

Models SP5107, SP5127, SP5507 and SP5527 uses the following computation constants:

	Volume Injected mL	Computation Constant
• Indicator at Ice	10	.579
Temperature, In-Line	5	.281
	3	.160
• Indicator at Ice	10	.566
Bath Temperature (0-5°C)	5	.270
	3	.151
• Indicator at Room	10	.628
Temperature	5	.309
(23 to 25°C)	3	.181
(the same for 18 to 22°C)		

Cautions

1. To avoid damage to catheter or balloon when inserting the catheter by the cutdown procedure, it is recommended that a vessel dilator or disposable vein guide introducer be used. **NEVER** use forceps on the catheter.
2. (For Heparin Complex Coated Catheters only) If catheter surface is treated with heparin complex coating, do not wipe the catheter. The percutaneous method of insertion can minimize the possibility of bleeding at the entry site. If wound closure is prolonged, an appropriate topical hemostatic agent should be used to neutralize the effect of any heparin complex that may have wiped off at the edge of the wound.
3. It is generally recommended that the catheter not be left in the patient for longer than 72 hours.
4. Catheters should not be advanced after properly positioned as the portion of catheter left outside the body may not be sterile. If a catheter protective sheath is used, catheter may be repositioned as needed.
5. Never make a cardiac output measurement with the balloon inflated.
6. Determine PCWP by inflating balloon slowly, stop when PAP waveform changes to PCWP waveform. Deflate balloon after completing measurement.
7. To minimize ventricular irritation, always inflate the balloon before the catheter reaches RV.
8. Do not exceed the recommended 0.75mL (for SP5105 & SP5105L) and 1.5mL (for SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527) balloon volume.
9. Initial placement of catheter in PA should always be made with the maximum recommended balloon inflation volume. An under inflated balloon will be smaller, thus allowing catheter to be positioned in a narrower portion of PA, increasing the likelihood of spontaneous wedging or the risk of PA rupture.
10. A slow heparin drip may be used to maintain catheter patency and should be implemented before catheter insertion and maintained thereafter. Be sure to backflush lumen after drawing blood. Care must be taken not to damage the balloon when advancing catheter through hemostasis valves, catheter/sheath adapters and introducers. Best results are obtained by dilating valves, rubber seals and moistening surfaces of balloon seals and valves with a sterile, injectable fluid. A flow-directed catheter may migrate into the distal PA and cause spontaneous wedging. To detect wedging, PA pressure waveform should be monitored continuously or at short intervals.

Complications

It is important for physicians to be familiar with the catheter insertion procedures, its advantages and associated risks in order to reduce the incidence of complications. Risks associated with the use of this device include: Dysrhythmias, Pneumothorax, Cardiac Tamponade, Balloon Rupture, Thrombus/ Pulmonary Infarct, Perforation of the Pulmonary Artery, Knotting, Sepsis/Infection, and other complications including right bundle branch block (RBBB)

For further information regarding complications, contact your local representative.

**REFERENCE ONLY
DOCUMENT CONTROL**

Storage

Store catheter in a cool, dark area away from fluorescent lights and sunlight to prevent premature deterioration of the latex balloon.

STERILE and non-pyrogenic in unopened, undamaged package. For single use only. Check integrity of the individual package before use. Dispose of product after use. Do not resterilize.

Re-use may lead to infection or other illness/injury.

This product contains a phthalate which may cause a risk to (children (male), pregnant or nursing women) in conjunction with prolonged duration of use.

For reordering information or assistance please contact local representative.



Critiath™ Flow-Directed Thermodilution Catheters Models - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

INSTRUKTIONER

Modeller med suffiks:

"H" er heparin-kompleks-belagte.

"L" er længere (110 cm) hos SP5105.


"S" er et bløddere, et mere fleksibelt kateter.

"U" er af polyurethan (kun skaffet).

"P" er polyurethan (hele kateteret undtagen ballonen).

"13", "14", "23" og "24" er forsynet med beskyttelsespose; "23" & "24" har desuden SP5045.

"M" har portkationer for mindre anatomiske størrelser.



KONTRAINDIKATIONER

Brug af heparin kompleks coatede katetre er kontraindiceret hos patienter med en kendt overfølsomhed for heparin eller benzalkoniumchlorid.

Generel beskrivelse

Critiath™ Flow-Directed Catheters er 14 kΩ thermodilutions katetre designet til brug som diagnostiske værktøjer. Model SP5105 er konstrueret til brug hos børnepatienter, mens modellerne SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527 er til voksne patienter. Disse katetre giver lægen mulighed for måling af intrakardiel tryk og cardiac output, når de anvendes sammen med Argon Critical Care Systems (Tidligere kendt som BD Critical Care Systems) eller andre lignende cardiac output computere og passende udstyr til trykovervågning. Katetrene er beregnet til anvendelse hos sengeliggende patienter, i hjertekateriseringslaboratorier, på kirurgiske afdelinger, på opvågningsafdelinger og andre specialiserede intensivafdelinger. Udover at måle cardiac output (thermodilutionsmetoden) kan disse katetre også bruges til at måle trykket i højre atrium (RAP), pulmonær-arteriestrykket (PAP) og pulmonært kapillærtryk (PCWP), til kontinuerligt at overvåge PA-temperaturen, til at udtage blodprøver fra RA og PA og til at administrere medicin og intravenøse opløsninger. Katetermaterialet er Polyvinylchlorid, medmindre de er mærket med U eller P, som indikerer polyurethan.

Disse katetre er designet til diagnostiske procedurer og kræver ikke brug af fluoroskopi til indføring. Dog er de røntgenfaste, således at fluoroskopi kan anvendes til at lede indføringen og verificere placering efter indføring. Katetrene er mærket for hver 10 cm for at angive afstanden fra den distale spids. Smalle bånd angiver 10 cm markeringer, og brede bånd angiver 50 cm markeringer.

SP5105, SP5107 og SP5127 indeholder 4 lumen:

- **'PA DISTAL' [Distal-lumen (PA)]:** Ender ved kateterspidsen og bruges til måling af PA, PCWP, forskellige venøse trykmålinger og til blodprøvetagning.
- **'CVP PROXIMAL' [Proximal-lumen (CVP)]:** Ender 15 cm (SP5105), 29 cm (SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) og 25 cm ("M" version modellerne) proximal for kateterspidsen og bruges til at injicere termisk bolus ind i RA, til måling af RAP eller CVP og til blodprøvetagning.
- **'BALLOON .75 mL CAP/BALLOON 1.5 mL CAP' [Ballonlumen]:** Ender i 0,75 mL ballon (SP5105) og 1,5 mL ballon (de øvrige modeller) nær kateterspidsen og giver mulighed for opblusning og tørring af ballonen under kateterfermøring og måling af PCWP.
- **Termistorlumen:** Ender i en termistorperle 1,5 cm og 3,5 cm proximalt for spidsen i henholdsvis pædiatrisk og voksen modeller. Giver mulighed for beregning af cardiac output og PA blodtemperaturmålinger.

SP5127 er designet til femoral indføring (Anvendelse i hjertekateriseringslaboratorier.)

SP5507 og SP5527 indeholder 5 lumen. Lumen-design er som angivet ovenfor med yderligere et lumen:

- **'CVP MEDICATION' [Medicinerings (CVP) lumen]:** Ender 31 cm (27 cm for "M" versioner) fra kateterspidsen. Kan bruges til infusion af opløsninger, cardiac output injektioner, blodprøvetagning, væske- og medicinadministration og overvågning af RAP.
- **Ventrikulær lumen:** Ender 17 cm fra kateterspidsen. Bruges primært til monitorering af trykket i højre ventrikel (RVP), kun for SP5527.

SP 5527 er et ventrikulært kateter.

Bemærk: Indgivelse af blod gennem S-lumen-kateteret anbefales ikke. Et beskadiget kateter kan ikke repareres. Emballagen er designet til at forhindre, at kateteret knækkes og til at beskytte den skrøbelige ballon og den heparin-kompleksbelagte overflade.

Afprøvning af kateter

1. Pak kateteret ud aseptisk.
2. (Vedrører kun modellerne "13", "14", "23" og "24") Fastgør Touhy-Borst-adapteren på kateterets beskyttelsespose og stram forsvarligt til.

Bemærk: Stram ikke adapteren for meget, da dette kan medføre afblikning eller indsnævring af kateterets lumen, hvilket vil resultere i uenøjagtige tryk/tæsnings.

3. Test termistoren ved at forbinde kateteret til Cardiac Output Computer. Hvis computerens display viser den rette stuetemperatur, fungerer termistoren korrekt.

FORSIGTIG: Brug ikke en standard kontinuitetskontrol eller et ohmmeter, når kateteret er i det vaskulære system. Den relativt høje strømstyrke kan forårsage, at patienten får elektrisk stød, hvis kateterets isolering er beskadiget. Voldsom manipulation med kateterspidsen kan beskadige termistoren og medføre uregelmæssige eller manglende outputregistreringer.

4. Afprøv ballonen ved at bringe den i sterilt vand og injicer 0,75 mL luft for SP5105 og SP5105L (1,5 mL for SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527). Hvis der kommer bobler omkring ballonen, må kateteret ikke bruges. Tør ballonen for luft ved at fjerne sprøjten

FORSIGTIG

- Brug aldrig væske til at fylde ballonen med.
- Tag altid trykket af ballonen ved at fjerne sprøjten -ballonen kan tage skade, hvis luften fjernes ved brug af sprøjten.

Bemærk: Væsker i ballonlumen kan betyde, at ballonen forbliver oppustet. Sørg altid for at undgå, at fugt trænger ind i ballonen.

5. Udtøm luft fra poser til intravenøse opløsninger.

Bemærk: Ved at fjerne luft fra opløsninger forhindres luft i at komme ind i systemet, når opløsningen er opbrugt eller posen vendes.

6. Enderne af CVP-proximal-lumen og PA-distal-lumen forbindes med stophaner. Skyl og fyld CVP-proximal-lumen og PA-lumen med sterilt opløsning.

ADVARSEL: Stophanernes håndtag skal være anbragt i 90° position i "OFF"-stilling. Anbring ikke stophanerne i 45°-position, for at opnå "OFF". 45°-positionen er upræcis og kan medføre kontaminering, tilbagebølge af blod, eller luftemboli.

Indføring af kateter

Kateterindføring skal følge de nedennævnte anbefalede basale fremgangsmåder. Anvendelse af kateter skal imidlertid altid følge afdelingens retningslinier. Omhyggelig gennemlæsning af høstændes "adværslar" og forsigtighedsregler er nødvendig før brug af disse katetre.

1. Overvåg EKG kontinuerligt under kateterindføringen.
2. Test kateteret som angivet i "Afprøvning af kateter". Tilslut stophaner til CVP-lumen og PA-lumen. Hvis en Inline Injectate Temperature Sensor bruges, så forbind den direkte til CVP-lumen og anbring så stophanen. Fyld begge lumen med sterilt opløsning så luftbobler fjernes. Forbind den distale lumen af PA til et trykovervågningssystem.
3. Indfør kateteret enten perkutant eller via venefremlægning. Typiske indførsteder vil være: Basilica medialis, jugulære, femorale og subclavia vener.
4. Indfør kateteret i vena cava og pust ballonen delvis op til 0,5 mL (for SP5105 og SP5105L) og 1,0 mL (for SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527). Filteret CO₂ anbefales til opustning p. g. a. dets hurtige absorption i blod i tilfælde af ballonruptur. Luft anvendes imidlertid ofte, hvis der ikke er højre til venstre shunt, eller pulmonær arteriovenøs fistel. Pådragslase af en luftemboli i det arterielle system kan medføre alvorlige komplikationer. Risikoen for ballonruptur og sandsynligheden for indtrængning i det arterielle system, skal tages i betragtning, når man vælger luft til opustning. Bestem længden af det indførte kateter ved hjælp af 10 cm intervalmarkeringerne. Følg trykbølgerne under indføring af kateteret (se fig. 1).
5. Når RAP bølgeformen ses (Fig. 1-A) pustes ballonen op til fuld kapacitet (0,75 mL for SP5105 og SP5105L og 1,5 mL for SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527).
6. Fremfør kateteret gennem RA og ind i RV (Fig. 1-B). Hvis et RVP-signal ikke registreres efter at kateteret er ført forbi RA, så tag trykket af ballonen ved at fjerne sprøjten og træk kateteret langsomt tilbage. Derefter pustes ballonen op igen og kateteret føres videre (Fig. 1-C). Observer en RVP-bølgeform. Før kateter ind i PA. Hvis kateteret ikke passerer ind i PA, tages trykket af ballonen og kateteret trækkes tilbage indtil spidsen er i RA. Pust ballonen op igen og gentag punkt 4, 5 og 6.



Figur 1A-E. Trykbølgeformer under indføring og placering af kateter. (Diagramhastighed: 25 mm/ssek.)

Bemærk: Hvis ballonen har været pustet op mere end 4-5 minutter under indføringen, kan ballonvolumen være faldet på grund af diffusion af luft gennem latexballonen. Fjern sprøjten og pust ballonen op igen om nødvendigt.

7. Fortsæt med at føre kateteret langsomt gennem PA, indtil PCWP kan måles (Fig. 1-D).

8. Kontrollér kateterets rette position i PA ved at tage trykket fuldstændig af ballonen (fjern sprøjten) og observer ændringen fra en PCWP-måling til en PAP-måling (Fig. 1-E). Pust ballonen gradvist op igen, indtil der er opnået et PCWP og registrer det nødvendige luftvolumen. Det bør være 0,5 mL til 0,75 mL (for SP5105 og SP5105L) og 1,25 mL til 1,5 mL (for SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527). Hvis mindre end 0,5 mL (for SP5105 og SP5105L) eller 1,25 mL (for SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527) er påkrævet, kan kateteret være ført for langt frem, hvilket øger sandsynligheden for distal vandring og spontan fastklemning. Træk kateteret 2-3 cm tilbage og kontrollér luftvolumet igen.

9. (Kun modellerne "13", "14", "23" og "24") Træk beskyttelsesposen ud over kateterskaffet og fastgør det til indførstens mufte.

Målinger af cardiac output

Vedrørende vejledninger i måling af cardiac output bedes De venligst se betjeningshåndbogen, der blev leveret sammen med cardiac output computeren. Foreslåede størrelser af indførstere til katetrene:

Kateter	Indførst / med Sideport Flow
5F	6F
7F	7.5F
7.5F	8F
	8.5F

Model SP5105 er specielt designet til at arbejde med følgende beregningskonstanter:

Volumen injiceret mL	Beregnings-konstant
5	0,291
3	0,170
5	0,279
3	0,160
5	0,316
3	0,188

(samme for 18 til 22°C)

Model SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527 anvender følgende beregningskonstanter:

Volumen injiceret mL	Beregnings-konstant
10	0,579
5	0,281
3	0,160
10	0,566
5	0,270
3	0,151
10	0,628
5	0,309
3	0,181

Forsigtighedsregler

1. For at undgå beskadigelse af kateter eller ballon, når kateteret indføres via venefremlægningssproceduren, anbefales det at bruge en kanulvidere eller en engangsveneguide. Brug ALDRIG pincetter til kateteret.
2. (Gælder kun heparin-kompleks-belagte katetre) Undlad atferring af kateteret, hvis kateteroverfladen er behandlet med heparin-kompleks-belægning. Den perkutane indføringsmetode kan mindske muligheden for blødning ved indføringsstedet. Hvis sårlukning er forøget bør et lokalt virkende hæmostatikum anvendes til at neutralisere virkningen af heparin-kompleks, som eventuelt kan være tørret af på sårkanten.
3. Sædvanligvis anbefales det, at kateteret ikke sidder i patienten i mere end 72 timer.
4. Kateteret bør ikke genindsættes efter korrekt indføring, da den del af kateteret, som er udenfor kroppen ikke nødvendigvis er steril. Hvis en katetersterilitetspose anvendes, kan kateteret genindsættes efter behov.
5. Udfør aldrig cardiac output målinger med oppustet ballon.
6. Til bestemmelse af PCWP: Oppust langsomt ballonen - stop når PAP-bølgen skifter til en PCWP-bølge. Tør ballonen, når måling er gennemført.
7. For at mindske ventrikulærirritation, oppustes ballonen altid, inden kateteret når RV.
8. Overskrid aldrig de anbefalede 0,75 mL (for SP5105 og SP5105L) og 1,5 mL (for SP5107, SP5127, SP5507 og SP5527) ballonvolumen.
9. Den første placering af kateteret i PA skal altid udføres med anbefalet maksimal ballonvolumen. En delvis fyldt ballon er mindre, hvilket giver kateteret mulighed for at være anbragt i en smal del af PA. Dette kan øge sandsynligheden for spontan fastklemning eller risiko for PA-ruptur.
10. Et langsomt heparindrud kan anvendes til vedligeholdelse af kateterlumen-åbningen og skal implementeres før kateterindføring og siden vedligeholdes. Efter blodprøvetagning, husk at skylle lumen. Vær omhyggelig med ikke at beskadige ballonen, når kateteret føres gennem hæmostatiske klapper, kateterpose tilpasninger og indførstere. Det bedste resultat opnås ved at udvide klapper, gummipakninger samt ved at fugte overfladen af ballon, pakninger og klapper med en sterilt injektionsvæske. Et kateter, som føres med af strømmen, kan føres ind i den distale PA og forårsage spontan fastkling. PA-trykbølgeformen bør overvåges kontinuerligt eller med korte intervaller, så man opdager fastkling.

Komplikationer

Det er vigtigt for læger at være bekendt med kateterindføringsprocedurer, deres fordele og tilhørende risici for at reducere forekomsten af komplikationer. Risici i forbindelse med brugen af denne anordning omfatter: Dysrytmi, pneumothorax, hjertekomponade, ballonruptur, trombe/lungeinfarkt, perforation af art pulmonalis, knytning, sepsis/infektion og andre komplikationer, så som højre bundt grenblok (RBBB).

For yderligere information vedrørende komplikationer, kontakt venligst den lokale forhandler.

Opbevaring

Opbevar kateteret på et køligt, mørkt sted beskyttet mod neonlys og sollys for at forhindre for hurtig nedbrydelse af latexballonen.

STERIL og ikke-pyrogenholdig i uåbnet, ubeskadiget pakning. Kun til engangsbrug. Tilsæ til hver enkelt pakke er uskadt for brug. Kasseres efter brug. Kan ikke resteriliseres.

Gentagen brug kan føre til infektion eller anden sygdom/skade. Dette produkt indeholder et phthalat, der kan udgøre en risiko for (børn (drenge), gravide eller ammende kvinder) ved længere tids brug.

For yderligere information kontakt venligst den lokale forhandler.



Criticath™ Flowgerichte Thermodilutiekatheter, model SP5105, SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527

Instructies

Modellen met het achtervoegsel:

"H" zijn gecoat met heparinecomplex

"L" zijn langer van lengte (110 cm) in model SP5105


"S" zijn soepelere, meer buigzame katheters

"U" zijn van polyurethaan (enkel het lichaam)

"P" zijn van polyurethaan (de gehele katheter met uitzondering van de ballon).

"13", "14", "23" en "24" hebben een reeds aangesloten beschermhoes; "23" en "24" hebben ook SP5045.

"M" hebben poortlocaties geschikt voor een kleinere lichaamsbouw



CONTRA-INDICATIES

Het gebruik van katheters met heparine-coating is af te raden bij patiënten die overgevoelig zijn voor heparine of benzalkonium chloride.

Algemene beschrijving

De Criticath™ flowgerichte katheters van zijn thermodilutiekatheters van 14kΩ, ontworpen voor gebruik als diagnostisch hulpmiddel. Model SP5105 is ontworpen voor gebruik bij kinderen terwijl model SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527 ontworpen zijn voor volwassen patiënten. Met deze katheters kan de arts de intracardiale druk en het hartminuutvolume meten wanneer gebruikt met de Cardiac Output computer van Argon Critical Care Systems (Voorheen bekend als BD Critical Care Systems) (computer voor het meten van hartminuutvolume) of andere gelijkaardige computers voor het meten van hartminuutvolume. De katheter is aangewezen voor gebruik in het laboratorium bij hartkatheterisatie, de operatiekamer, de verkooferkamer en andere eenheden voor intensieve zorgen. Naast het meten van hartminuutvolume (thermodilutiemethode) kunnen deze katheters ook worden gebruikt om de druk in het rechter atrium, in de arteria pulmonalis en de pulmonale capillaire wiggedruk te meten, om continue bewaking van de temperatuur van de arteria pulmonalis te verschaffen, om bloedmonsters van het rechter atrium en van de arteria pulmonalis te nemen en om medicatie en intraveneuze oplossingen toe te dienen.

Het lichaam van de katheter is van Polyvinyl Chloride vervaardigd behalve indien U of P aangeven dat het van polyurethaan is.

De Criticath™ pacing katheter van Argon Critical Care Systems (Voorheen bekend als BD Critical Care Systems) is ontworpen voor diagnostische procedures en pacing en hoeft niet onder doorlichting te worden geplaatst. De katheter is radio-opaque zodanig dat doorlichting, indien gewenst, kan worden gebruikt als hulpmiddel om de insertie te leiden en om te controleren. De katheter is om de 10 cm voorzien van merktekens die de afstand tot de distale tip aanduiden. Smalle banden duiden 10 cm aan en brede banden duiden 50 cm aan.

De SP5105, SP5107 en SP5127 hebben 4 lumina:

- **'PA DISTAL' [Distale lumen (arteria pulmonalis)]:** Gaat tot aan de kathetertip en wordt gebruikt voor het meten van de pulmonale arteriële druk en de pulmonale capillaire wiggedruk, de gemengde veneuze druk en voor het nemen van bloedmonsters.
- **'CVP PROXIMAL' [Proximale lumen (centraal veneuze druk)]:** Gaat tot 15 cm (voor de SP5105), 29 cm (voor de SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127 en SP5527) en 25 cm (voor de "M"-modellen) proximaal van de kathetertip en wordt gebruikt voor thermale bolus injecties in het rechter atrium, voor het meten van de rechter atriale druk of de centraal veneuze druk en voor het nemen van bloedmonsters.
- **'BALLOON .75 mL CAP'/BALLOON 1.5 mL CAP' [Ballonlumen]:** Eindigt in een ballon van 0,75 mL (voor model SP5105) en 1,5 mL (voor de andere modellen) nabij de kathetertip en wordt gebruikt om de ballon op te blazen of leeg te laten lopen bij het opvoeren van de katheter en het meten van de pulmonale capillaire wiggedruk.
- **Thermistorlumen:** Eindigt in een thermistor 1,5 en 3,5 cm proximaal van de tip respectievelijk voor kinderen en volwassenen. Maakt het meten van hartminuutvolume mogelijk en het meten van de bloedsomloop van de arteria pulmonalis.

Model SP5127 is ontworpen om in de arteria femoralis te worden ingebracht (voor gebruik in het laboratorium bij hartkatheterisatie).

Model SP5507 en SP5527 heeft vijf lumina. Het ontwerp is als hierboven beschreven maar met een bijkomend lumen:

- **'CVP MEDICATION' [Medicatielumen (centraal veneuze druk)]:** Eindigt 31 cm (27 cm voor de katheters van de "M"-serie) van de kathetertip. Kan worden gebruikt voor het infunderen van de oplossing, injecties voor hartminuutvolume, het nemen van bloedmonsters, het toedienen van vloeistoffen en medicatie en het bewaken van de pulmonale arteriële druk.
- **Ventriculair lumen:** stop 17 cm van de kathetertip. Voornamelijk gebruikt voor monitoren van rechter ventriculaire druk (RVP); alleen voor SP5527.

SP5527 is een ventriculaire catheter.

OPMERKING: Het toedienen van bloed door een katheter met 5 lumina is niet aanbevolen.

Een beschadigde katheter kan niet worden hersteld. De verpakking is speciaal ontworpen om het afknikken van de katheter te voorkomen en de met heparinecomplex gecoate oppervlakken te beschermen.

De katheter testen

1. Pas een aseptische techniek toe om de katheter uit de verpakking te verwijderen.

2. **(Uitsluitend voor model "13", "14", "23" en "24"):** Maak de Tuohy-Borst adapter op de steriele beschermhoes stevig vast aan de katheter.

091302-600-033 REV. 3

OPMERKING: Draag er zorg voor dat u de adapter niet te strak bevestigt. Dit zou de katheterlumina kunnen verstopen en resulteren in onjuiste drukmetingen.

3. Test de thermistor uit door de katheter met de katheterverbindingsskabel op de Cardiac Output Computer aan te sluiten. Als het digitale display op de computer de juiste kamertemperatuur aangeeft betekent dit dat de thermistor juist functioneert.

LET OP

Wanneer de katheter in het vasculaire systeem zit, mag u geen gewone doorgangsmeter of ohmmeter gebruiken. De vrij hoge spanning in de meter kan elektrische schokken aan de patiënt afgeven ingeval de isolatie defect raakt. Overmatige manipulatie van de kathetertip kan de thermistor beschadigen en resulteren in intermitterende uitgangswaarden of een totaal gebrek aan aflezingen.

4. Test de ballon door hem in steriel water te plaatsen en 0,75 mL lucht te injecteren voor modellen SP5105 en SP5105L (1,5 mL voor modellen SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527). Als er luchtbelletjes rondom de ballon verschijnen, mag u de katheter niet gebruiken. Laat de lucht uit de ballon door de spuit te verwijderen.

LET OP

- Gebruik nooit een vloeistof om de ballon te vullen.
- Laat de ballon altijd leeglopen door de spuit te verwijderen. De ballon kan beschadigd raken als er lucht wordt opgezogen met de spuit.

OPMERKING: Vloeistoffen in het lumen van de ballon kunnen er de oorzaak van zijn dat de ballon niet geheel leegloopt. Zorg er altijd goed voor dat er geen vocht in het lumen van de ballon kan binnendringen.

5. Verwijder al de lucht uit de te injecteren oplossing en de zakken met de intraveneuze oplossing.

OPMERKING: Door de lucht uit de oplossing te verwijderen wordt voorkomen dat er lucht in het systeem binnendringt wanneer de zak leeg is of deze wordt omgekeerd.


6. Verbind de afsluitkranen aan de uiteinden van het proximale lumen (centraal veneuze druk) en het distale lumen (arteria pulmonalis). Spoel de lumina door met steriele oplossing.

WAARSCHUWING: De hendels van de afsluitkranen moeten zich op een hoek van 90° bevinden om in de UIT-stand te staan. Plaats de hendels niet op een hoek van 45° om de kraan in de UIT-stand te plaatsen. Het plaatsen op een hoek van 45° is niet precies genoeg en kan resulteren in contaminatie, terugvloeien ofwel luchtembolie.

De katheter inbrengen

Het inbrengen van de katheter dient te geschieden volgens de hieronder beschreven standaardprocedures. Gebruik van de katheter dient echter steeds in overeenstemming met het protocol en de procedures van uw ziekenhuis te gebeuren. U dient de "waarschuwingen" grondig te begrijpen alvorens deze katheters te gebruiken.

1. Bewaak de ECG continu tijdens het inbrengen van de katheter.
2. Test de katheter zoals beschreven in "De katheter testen". Sluit de afsluitkraan aan op het lumen voor centraal veneuze druk en het lumen van de arteria pulmonalis. Bij gebruik van een in-line temperatuursensor voor de te injecteren oplossing dient deze rechtstreeks aan het lumen voor centraal veneuze druk te worden verbonden en daarna dient de afsluitkraan te worden bijgevoegd. Vul beide lumina met steriele oplossing om alle luchtbelletjes te verwijderen. Sluit het distale lumen van de arteria pulmonalis aan op een drukkingsbewakingssysteem.
3. Breng de katheter in via percutane plaatsing of via een venotomie. De typische plaatsen voor het inbrengen van een katheter omvatten de vena media basica, de vena jugularis, de vena femoralis en de vena subclavia.
4. Voer de katheter op tot in de vena cava en blaas de ballon gedeeltelijk op tot 0,5 mL (voor modellen SP5105 en SP5105L) en 1 mL (voor modellen SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527). Het verdient aanbeveling gefilterde CO₂ te gebruiken voor het opblazen van de ballon omwille van de snelle absorptie in het bloed ingeval de ballon scheurt. Lucht wordt echter vaak gebruikt als er geen rechts-naar-linksgaande shunt is of pulmonaal arteriovenus fistel. De introductie van een luchtembolie in het arteriële systeem kan ernstige complicaties veroorzaken. De kans op scheuren van de ballon en de kans op het binnendringen van lucht in het arteriële systeem dienen in overweging te worden genomen bij het kiezen van lucht als medium voor het opblazen van de ballon. U kan bepalen hoe ver de katheter ingebracht is door u te refereren aan de merktekens op de katheter op intervallen van 10 cm. Hou de drukgolven vorm in het oog terwijl de katheter wordt opgevoerd (zie figuur 1).
5. Wanneer u de drukgolven van het rechter atrium waarneemt (figuur 1-A), mag u de ballon tot zijn volle capaciteit opblazen (0,75 mL voor model SP5105 en SP5105L en 1,5 mL voor model SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527).
6. Voer de katheter op door het rechter atrium en in het rechter ventrikel (figuur 1-B). Als de rechter ventriculaire druk niet wordt getraceerd nadat de katheter voorbij het rechter atrium is opgevoerd, dient u de ballon te laten leeglopen door de spuit te verwijderen. Trek de katheter voorzichtig terug, blaas de ballon opnieuw op en voer de katheter opnieuw op (figuur 1-C). Kijk of u een drukgolven van het rechter ventrikel verkrijgt. Voer de katheter op tot in de arteria pulmonalis. Als de katheter niet in de arteria pulmonalis gaat moet u de ballon laten leeglopen en de katheter terugtrekken totdat de tip in het rechter atrium is. Blaas de ballon vervolgens weer op en herhaal de stappen 4, 5 en 6.



Figuur 1A-E: Drukgolven gedurende het inbrengen en plaatsen van de katheter (Snelheid van de registerstrook: 25 mm/seconde).

OPMERKING: Als de ballon gedurende meer dan 4 of 5 minuten opgeblazen is geweest gedurende het inbrengen van de katheter, is het mogelijk dat de inhoud van de opgeblazen ballon verminderd is wegens diffusie van de lucht door de latex ballon. Verwijder de spuit en blaas zo nodig de ballon opnieuw op.

7. Voer de katheter voorzichtig verder op in de arteria pulmonalis totdat de pulmonale capillaire wiggedruk waargenomen wordt (figuur 1-D).

8. Controleer de juiste plaatsing van de katheter in de arteria pulmonalis door de ballon volledig te laten leeglopen (verwijder de spuit) en de overgang van de druklijn van de pulmonale capillaire wiggedruk naar de druklijn van de pulmonale arteriële druk waar te nemen (figuur 1-E). Blaas de ballon geleidelijk weer op totdat een pulmonale capillaire wiggedruk bekomen is, en noteer het vereiste luchtvolume. Dit moet ongeveer 0,5 tot 0,75 mL bedragen (voor model SP5105 en SP5105L) en 1,25 tot 1,5 mL (voor model SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527). Als het vereiste volume minder is dan 0,5 mL (voor model SP5105 en SP5105L) of 1,25 mL (voor model SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527) is het mogelijk dat de katheter te ver is opgevoerd. Dit vergroot de kans op distale migratie en spontaan wigeffect. Trek de katheter 2 of 3 cm terug en controleer het inflatievolume opnieuw.

9. **(Uitsluitend voor modellen "13", "14", "23" en "24")** Schuif de beschermhoes over het katheterlichaam en bevestig aan de aansluiting of de introducer.

Het hartminuutvolume meten

Voor gebruiksaanwijzingen betreffende het meten van het hartminuutvolume dient u de handleiding van uw Cardiac Output Computer (computer voor het meten van het hartminuutvolume) te raadplegen. Aanbevolen introducerafmetingen voor katheters:

Katheter Introducer / Met flow door zijpoort

Katheter	Introducer / Met flow door zijpoort
5F	6F
7F	7,5F
7,5F	8F
	8,5F

Model SP5105 is speciaal ontworpen om met de volgende berekeningsconstanten te functioneren:

	Geinjecteerd volume in mL	Berekenings-constante
• Bij	5	0,291
ijstemperatuur, in-line	3	0,170
• Bij	5	0,279
ijsbadtemperatuur	3	0,160
• Bij	5	0,316
kamertemperatuur	3	0,188

(23 tot 25 °C)

(idem voor 18 tot 22 °C)

Model SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527 : zijn speciaal ontworpen om met de volgende berekeningsconstanten te functioneren:

	Geinjecteerd volume in mL	Berekenings-constante
• Bij	10	0,579
ijstemperatuur, in-line	5	0,281
	3	0,160
• Bij	10	0,566
ijsbadtemperatuur	5	0,270
(0 - 5°C)	3	0,151
• Bij	10	0,628
kamertemperatuur	5	0,309
(23 tot 25 °C)	3	0,181

Waarschuwingen

1. Het verdient aanbeveling een vaatdilatator of een disposable venegeleider te gebruiken bij het inbrengen van de katheter met de venotomiemethode om beschadiging van de katheter of van de ballon te voorkomen. Zet NOOIT een klep op de katheter.
2. **(Uitsluitend voor katheters gecoat met heparinecomplex)** Als het oppervlak van de katheter gecoat is met heparinecomplex mag u de katheter niet afwrijven. De percutane plaatsingsmethode kan de kans op bloeding ter hoogte van de plaats van inbrengen tot een minimum beperken. Als het sluiten van de insnede lang duurt, dient een geschikt topisch hemostatium te worden gebruikt om het effect te neutraliseren van eventueel heparinecomplex dat op de rand van de insnede is afgewreven.
3. Het verdient meestal aanbeveling de katheter niet langer dan 72 uur in de patiënt te laten.
4. Nadat de katheter correct geplaatst is, mag hij niet worden verplaatst aangezien het stuk van de katheter dat zich buiten het lichaam van de patiënt bevindt niet steriel is. Als een steriele beschermhoes voor katheters werd gebruikt, mag de katheter naar behoefte worden verplaatst.
5. Meet nooit het hartminuutvolume met de ballon opgeblazen.
6. Om de pulmonale capillaire wiggedruk te bepalen moet u de ballon traag opblazen en hiermee stoppen wanneer de pulmonale arteriële drukgolven overgaat naar een wiggedruk. Laat de ballon leeglopen nadat de meting afgelezen is.
7. Om ventriculaire irritatie tot een minimum te beperken moet u de ballon altijd opgeblazen voordat de katheter het rechter ventrikel bereikt.
8. Het aanbevolen volume voor de ballon nooit overschrijden, met name 0,75 mL voor model SP5105 en SP5105L en 1,5 mL (voor model SP5107, SP5127, SP5507 en SP5527).
9. Het aanvankelijke plaatsen van de katheter in de arteria pulmonalis dient altijd te geschieden met de ballon opgeblazen tot het maximum toelaatbare volume. Een niet volledig opgeblazen ballon is kleiner en de katheter zou in een nauw gedeelte van de arteria pulmonalis kunnen worden geplaatst. Dit zou de kans op spontaan wigeffect of op scheuring van de arteria pulmonalis kunnen vergroten.
10. Een trage continue infusie van heparine mag worden gebruikt om het katheterlumen doorgankelijk te houden. De infusie moet worden gestart alvorens de katheter wordt ingebracht en dient nadien te worden verder gezet. Zorg dat u het lumen doorspoelt na het nemen van bloedmonsters. Draag er zorg voor de ballon niet te beschadigen wanneer de katheter wordt opgevoerd door de hemostasekleppen, de katheterhulzadapters en de introducer. De beste resultaten worden verkregen door de kleppen en de rubber aflichtingen te dilateren en de oppervlakken van de ballonaflichtingen en kleppen met een steriele injecteerbare vloeistof te bevochtigen. Een flowgerichte katheter kan

spontaanisti. Kilaatuninen todetaan seuraamalla jatkuvasti keuhkovaltimon painekäyrää jatkuvasti tai lyhyin väliajoin.

Komplikaatioit

On tärkeää, että toimenpiteen suorittaja on hyvin perehtynyt erilaisiin kateetrien sisäänvienteikniikoihin, niiden etuihin ja vaaratekijöihin. Näiden välineiden käyttöön liittyy seuraavanlaisia potentiaalisia komplikaatioita: sydämen rytmihäiriöt, ilmaninta, sydäntamponaatio, balongin rikkoutuminen, trombi/kuuhkoinfarkti, keuhkovaltimon perforoituminen, kateetrin sokeutumminen, sepsis/infektio sekä muita komplikaatioita, kuten oikea haarakatkos (RBBB).

Lisäinformaatiota komplikaatioista saat alueesi edustajalta.

Säilytys

Kateetrit on säilytettävä vileässä ja pimeässä, suojattuna fluoresoivalta valolta ja auringonvalolta lateksiballoonin ennenaikaisen heikentymisen estämiseksi.

Tuote on STERILI ja pyrogeeniton avaatmattomissa vaurioittamattomissa pakkauksissa. Tuote on kertakäyttöinen. Tarkasta tuote ennen käyttöä. Tuote on käytön jälkeen hävitettävä. Tuotetta ei saa steriloida uudelleen.

Uudelleen käyttö voi johtaa tulehdukseen tai muihuen sairauteen tai vammaan.

Tämä tuote sisältää ftalaattia, joka voi pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa riskin (lapsille (pojille), raskaana oleville tai imettäville naisille).

Tilastulietoja tai apua varten ota yhteys alueesi edustajaan.



Criticath™ Cathéter pour thermomodulation
Modèles SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Mode d'emploi

Modèles avec suffixe:

Les modèles "H" sont héparinés.

Les modèles "L" sont plus longs (110 cm) pour SP5105.


Les cathétres "S" sont plus flexibles.

Les modèles "U" sont en polyuréthane (corps uniquement).

Les modèles "P" sont en polyuréthane (tout le cathéter sauf le ballonnet).

Les modèles avec les suffixes "13", "14", "23" et "24" ont une gaine de protection préfixée; les "23" et "24" ont aussi un SP5045.

Les modèles "M" ont des sorties adaptées aux petites anatomies.



CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de cathétres héparinés est contre-indiquée chez les patients qui ont une sensibilité suspectée à l'héparine ou au chlorure de benzalkonium.

Description générale

Les cathétres 14kQ Criticath™ pour thermomodulation sont conçus pour servir au diagnostic médical. Le modèle SP5105 est utilisé pour le diagnostic médical chez l'enfant et le modèle SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 et SP5527 sont utilisés pour le diagnostic médical chez l'adulte. Ces cathétres permettent aux médecins de mesurer les pressions intracardiaques et le débit cardiaque, lorsqu'ils sont utilisés avec les appareils de calcul de débit cardiaque Argon Critical Care Systems (Connue sous le nom de BD Critical Care Systems) ou autres appareils similaires. Ces cathétres sont conçus pour une utilisation au chevet du patient et en salle de cathétérisme cardiaque, pour un suivi chirurgical, en salle de réveil, et autres unités de soins intensifs spécialisés. Outre la mesure du débit cardiaque par la méthode de thermomodulation, ces cathétres permettent de mesurer les pressions auriculaire droite, de l'artère pulmonaire, et pulmonaire capillaire bloquée de surveiller en permanence la température des artères pulmonaires, de prélever des échantillons sanguins de l'oreillette droite et de l'artère pulmonaire et d'administrer des médicaments et des solutions intraveineuses.

Le matériau du corps du cathéter est en Polyhlorure de Vinyile, sauf pour les modèles U ou P qui sont en polyuréthane.

Ces cathétres sont conçus pour établir des diagnostics sans recourir à une fluoroscopie pour l'introduction. Néanmoins, ils sont radio-opaques ce qui permet de pratiquer une fluoroscopie pour guider l'insertion, et de vérifier la mise en place après introduction. Des repères sont placés sur les cathétres tous les 10 cm pour indiquer la distance par rapport à l'extrémité distale. Les bandes étroites correspondent aux repères marquant des intervalles de 10 cm et les bandes larges correspondent aux repères indiquant 50 cm.

Les modèles SP5105, SP5107 et SP5127 contiennent 4 lumières:

- 'PA DISTAL' [Lumière distale (PA)]: Se termine à l'extrémité du cathéter et permet de mesurer la pression de l'artère pulmonaire et la pression capillaire pulmonaire bloquée, ainsi que de prélever du sang et monitorer la pression veineuse centrale.
- 'CVP PROXIMAL' [Lumière proximale (PVC)]: Se termine à 15 cm (pour le SP5105), 29 cm (pour les SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127 et SP5527) et 25 cm (pour les modèles de la version "M") en position proximale de l'extrémité du cathéter. Permet d'injecter l'embolie thermique dans l'oreillette droite, de mesurer la pression auriculaire droite ou la pression veineuse centrale, et de prélever du sang.
- 'BALLOON .75 mL CAP/BALLOON 1.5 mL CAP' [Lumière du ballonnet]: Se termine dans un ballonnet de 0,75 mL (modèles SP5105) et de 1,5 mL (autres modèles) près de l'extrémité du cathéter. Permet de gonfler ou dégonfler le ballonnet lors de l'introduction du cathéter et de mesurer la Pression Artérielle Pulmonaire Occluse (PAPO).
- Lumière de la thermistance: Se termine à la thermistance à 1,5 cm et 3,5 cm (enfant et adulte respectivement) en position proximale de l'extrémité. Elle permet de calculer le débit cardiaque et de mesurer la température du sang dans les artères pulmonaires.

Le modèle SP5127 est conçu pour une introduction fémorale (utilisation en salle de cathétérisme cardiaque).

Le modèle SP5507, SP5527 possède cinq lumières. Les lumières correspondent à celles décrites précédemment, plus une cinquième décrite ci-après:

- 'CVP MEDICATION' [Lumière de médication (PVC)]: Se termine à 31 cm (27 cm pour les modèles version "M") de l'extrémité du cathéter. Permet l'administration de solutions, l'injection de solutions pour débit cardiaque, les prélèvements sanguins, l'administration de médicaments et de liquide et le contrôle de la pression auriculaire droite.
- Lumière Ventriculaire: située à 17 cm de l'extrémité distale du cathéter. Utilisée principalement pour le monitoring de la pression du ventricule droit (RVD) pour SP5527 seulement.

Le SP5527 est un cathéter ventriculaire.

REMARQUE: Il est déconseillé de perfuser du sang à l'aide du cathéter à cinq lumières.

Un cathéter endommagé ne peut pas être réparé. Les emballages sont conçus pour éviter toute plicature du cathéter et protéger les ballonnets fragiles ainsi que la surface héparinée.

Essai du cathéter

1. Utiliser une méthode aseptique pour retirer le cathéter de l'emballage.
2. (Modèles "13", "14", "23" et "24" uniquement). Serrer fermement l'adaptateur Tuohy-Borst de la gaine de protection sur le cathéter.

REMARQUE: Veiller à ne pas trop serrer l'adaptateur, car ceci pourrait boucher ou resserrer les lumières du cathéter. Cela provoquerait des courbes de pression amorties ou une mauvaise lecture de la pression.

3. Tester la thermistance en connectant le cathéter sur le câble de branchement du moniteur cardiaque. Si l'affichage numérique de l'appareil indique une température ambiante correcte, cela signifie que la thermistance fonctionne correctement.

ATTENTION: Ne pas utiliser de testeur de continuité standard ou d'ohmmètre quand le cathéter est présent dans le système vasculaire. Le courant relativement fort de l'appareil peut provoquer un choc électrique au patient, en cas de rupture de l'isolant. Une manipulation prolongée de l'extrémité du cathéter pourrait endommager la thermistance et provoquer des résultats intermittents ou absents.

4. Tester le ballonnet en le plongeant dans de l'eau stérile et en injectant 0,75 mL d'air pour les modèles SP5105 et SP5105L (1,5 mL pour les modèles SP5107, SP5127, SP5507 ET SP5527). Si des bulles se forment autour du ballonnet, ne pas utiliser le cathéter. Dégonfler le ballonnet en retirant la seringue.

ATTENTION

- Ne jamais utiliser de liquide pour gonfler le ballonnet.
- Toujours dégonfler le ballonnet en retirant la seringue; l'aspiration d'air par la seringue peut endommager le ballonnet.

REMARQUE: La présence de liquide dans la lumière du ballonnet peut provoquer le gonflement de celui-ci. Prendre toutes les précautions pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la lumière du ballonnet.

5. Éliminer totalement l'air des poches de perfusion et des injectats.
- REMARQUE: L'élimination de l'air contenu dans la solution a pour but d'empêcher la pénétration de l'air dans le système lorsqu'il ne reste plus de solution ou lorsque la poche est renversée.
6. Brancher les robinets aux extrémités des lumières PVC proximale et PA distale et rincer les lumières en les remplissant d'une solution stérile.

MISE EN GARDE: Les clefs des robinets doivent être placés à 90° en position "OFF". Ne pas placer les robinets à 45° pour obtenir la position "OFF". Un positionnement sur 45° des robinets est imprécis et peut provoquer une contamination du patient, un reflux sanguin ou une embolie gazeuse.

Introduction du cathéter

Pour introduire le cathéter, suivre la procédure de base recommandée ci-après. Cependant, l'utilisation du cathéter doit toujours être conforme aux pratiques hospitalières en vigueur. Une bonne compréhension des "précautions" énumérées est nécessaire avant d'utiliser ces cathétres.

1. Surveiller l'électrocardiogramme en permanence lors de l'introduction du cathéter.
2. Tester le cathéter comme indiqué dans "Essai du cathéter". Relier les robinets aux lumières PVC et PA. Si un capteur de température d'injectat intégré est utilisé, le relier directement à la lumière PVC du cathéter, puis monter le robinet. Remplir les deux lumières avec une solution stérile en vérifiant qu'elles ne contiennent pas de bulles d'air. Relier la lumière PA distale au capteur de contrôle de pression Argon Critical Care Systems (Connue sous le nom de BD Critical Care Systems).
3. Introduire le cathéter soit par voie percutanée, soit en pratiquant une incision. Les zones d'introduction sont généralement les veines basilique, médiane, jugulaire, fémorale et sous-clavière.
4. Faire avancer le cathéter dans la veine cave et gonfler partiellement le ballonnet à 0,5 mL (pour les modèles SP5105 et SP5105L) et 1,0 mL (pour les modèles SP5107, SP5127, SP5507 et SP5527). Il est recommandé d'utiliser du CO₂ filtré pour gonflage, du fait de sa rapide absorption dans le sang en cas de rupture du ballonnet. Cependant, l'air est souvent utilisé s'il n'y a pas de shunt droite-gauche ou de fistule artério-veineuse pulmonaire. Un embolie d'air à l'intérieur du système artériel peut causer de sérieuses complications. Le risque de rupture du ballonnet, et la possibilité que de l'air entre dans le système artériel, doivent être pris en considération si de l'air est utilisé pour gonfler le ballonnet. Déterminer la longueur du cathéter à introduire en se référant aux repères situés sur le cathéter tous les 10 cm. Suivre les courbes de pression pendant le déplacement du cathéter (référence figure 1).
5. Lorsque la courbe de pression indique que l'extrémité du cathéter se trouve dans l'oreillette droite (figure 1-A), gonfler le ballonnet au maximum de sa capacité (0,75 mL pour les modèles SP5105 et SP5105L et 1,5 mL pour les modèles SP5107, SP5127, SP5507 et SP5527).
6. Faire avancer le cathéter dans l'oreillette droite et le ventricule droit (figure 1-B). Si un tracé correct de la pression ventriculaire droite n'est pas obtenu une fois que le cathéter a dépassé l'oreillette droite,

dégonfler le ballonnet, retirer doucement le cathéter, regonfler le ballonnet et faire avancer le cathéter. Faire avancer le cathéter dans l'artère pulmonaire (figure 1-C). Observer le tracé de la pression. Si le cathéter ne passe pas dans l'artère pulmonaire, dégonfler le ballonnet et retirer le cathéter jusqu'à ce que l'extrémité se trouve dans l'oreillette droite. Puis gonfler à nouveau le ballonnet et recommencer les étapes 4, 5 et 6.




Figure 1A-E Courbes de pression lors de l'introduction et du positionnement du cathéter. (Vitesse d'avance du papier: 25 mm/s).

REMARQUE: Si le ballonnet a été gonflé pendant plus de 4 ou 5 minutes lors de l'introduction, le volume d'air du ballonnet peut avoir diminué du fait de la diffusion de l'air au travers du ballonnet en latex. Retirer la seringue et regonfler le ballonnet si nécessaire.

7. Continuer à faire avancer le cathéter lentement dans l'artère pulmonaire jusqu'à ce que la PAPO soit mesurée (figure 1-D).

8. Vérifier que le cathéter est bien positionné dans l'artère pulmonaire en dégonflant complètement le ballonnet (par retrait de la seringue) et en observant si la courbe de PAPO se modifie en courbe de pression d'artère pulmonaire (figure 1-E). Regonfler peu à peu le ballonnet pour obtenir la pression capillaire bloquée et vérifier le volume d'air nécessaire. Le volume doit se situer dans un intervalle compris entre 0,5 et 0,75 mL (pour les modèles SP5105 et SP5105L) et 1,25 et 1,5 mL (pour les modèles SP5107, SP5127, SP5507 et SP5527). Si un volume inférieur à 0,5 mL (pour les modèles SP5105 et SP5105L) ou 1,25 mL (pour les modèles SP5107, SP5127, SP5507 et SP5527) est nécessaire, cela signifie que le cathéter est trop avancé, ce qui augmente le risque de déplacement vers la zone distale et de blocage spontané. Retirer le cathéter de 2 à 3 cm et contrôler de nouveau le volume d'insufflation.

9. (Modèles "13", "14", "23" et "24" uniquement). Tirer la gaine de protection sur le corps du cathéter et la fixer fermement sur la garde de l'introduit.

Mesures de débit cardiaque

Se référer au manuel d'instructions fourni avec l'appareil de calcul du débit cardiaque pour mesurer un débit cardiaque. Les tailles suggérées pour l'introduit du cathéter sont les suivantes:

Cathéter	Introduit / avec sortie latérale
5F	6F
7F	7,5 F
7,5F	8F
	8,5F

Le modèle SP5105 a été spécialement conçu pour fonctionner avec les constantes de calcul suivantes:

	Volume injecté mL	Constante de calcul
• Capteur intégré et température glacée	5	0,291
	3	0,170
• Indicateur à la température du bain de glace (0-5°C)	5	0,279
	3	0,160
• Indicateur à la température ambiante (23-25°C)	5	0,316
(idem pour 18-22°C)	3	0,188

Les modèles SP 5107, SP5127, SP5507 et SP5527 fonctionnent avec les constantes de calcul suivantes:

	Volume injecté mL	Constante de calcul
• Indicateur intégré à la température de la glace	10	0,579
	5	0,281
	3	0,160
• Indicateur à la température du bain de glace (0-5°C)	10	0,566
	5	0,270
	3	0,151
• Indicateur à la température ambiante (23-25°C)	10	0,628
(idem pour 18-22°C)	5	0,309
	3	0,181

Précautions

1. Pour éviter d'endommager le cathéter ou le ballonnet lorsqu'une incision est pratiquée, il est recommandé d'utiliser un dilateur de vaisseau ou un introduit de guide à usage unique. Ne JAMAIS utiliser de pince sur le cathéter.
2. (Pour les cathétres héparinés uniquement). La surface du cathéter étant héparinée, ne pas essuyer le cathéter. L'introduction percutanée peut limiter le risque d'hémorragie à l'entrée de la zone d'introduction. Si la plaie tarde à se refermer, utiliser un agent hémostatique local approprié, afin de neutraliser l'effet de l'héparine susceptible de s'être déposée sur le rebord de la plaie.
3. Il est recommandé en général de ne pas laisser le cathéter en place dans le patient plus de trois jours (72h).
4. Ne pas déplacer le cathéter après l'avoir positionné, car la partie du cathéter restant hors du corps peut ne pas être stérile. Si une gaine de protection stérile est utilisée, le cathéter peut être déplacé pour le remettre dans la position souhaitée.
5. Ne jamais mesurer le débit cardiaque avec un ballonnet gonflé.
6. Pour déterminer la PAPO, gonfler lentement le ballonnet et s'arrêter lorsque la courbe de PAP se transforme en courbe de PAPO. Dégonfler le ballonnet après avoir terminé la mesure.
7. Pour diminuer l'irritation ventriculaire, gonfler toujours le ballonnet avant que le cathéter n'atteigne le ventricule droit.
8. Ne pas dépasser le volume de gonflage du ballonnet recommandé, c'est-à-dire 0,75 mL (pour les modèles SP5105 et SP5105L) et 1,5 mL (pour les modèles SP5107, SP5127, SP5507 et SP5527).
9. Lors de la première mise en place d'un cathéter dans l'artère pulmonaire, utiliser toujours le volume de gonflage maximum recommandé. En effet, un ballonnet sous-gonflé étant plus petit, le cathéter se trouve placé dans une partie plus étroite de l'artère pulmonaire. Cela peut entraîner un risque de blocage spontané ou de rupture de l'artère pulmonaire.

10. Un goutte à goutte d'héparine lent peut être utilisé pour maintenir l'ouverture de la lumière du cathéter et doit être mis en place avant l'insertion du cathéter, puis maintenu au-delà. Veiller à purger la lumière après avoir prélevé du sang. Prendre soin de ne pas endommager le ballonnet en faisant passer le cathéter dans les valves hémostatiques, les raccords gaine/cathéter et les introducteurs. Pour un meilleur résultat, procéder à une dilatation des valves et des joints d'étanchéité, et humidifier les surfaces du ballonnet, des joints et des valves à l'aide d'un liquide injectable stérile. Un cathéter entraîné par le flux sanguin peut se positionner dans l'artère pulmonaire distale et provoquer un blocage spontané. Pour détecter un éventuel blocage spontané, surveiller la courbe de pression de l'AP en permanence ou à intervalles rapprochés.

Complications

Afin de diminuer le risque de complications, les médecins doivent se familiariser avec les procédures d'insertion du cathéter, ses avantages et ses dangers. Ci-après figurent quelques-uns des risques associés à l'utilisation de ce dispositif : dysrythmies, pneumothorax, tamponnade cardiaque, rupture du ballonnet, thrombus/infarctus pulmonaire, perforation de l'artère pulmonaire, formation de noeuds, septicoémie/infection et autres complications dont un blocage de la branche droite du faisceau de His.

Pour plus d'informations, en cas de problème, contacter votre représentant local.

Stockage

Stockez le cathéter dans un endroit frais à l'abri de la lumière fluorescente et de la lumière du jour, afin d'éviter une détérioration prématurée du ballonnet en latex.

STERILE et apyrogène dans un emballage fermé et intact. Produit à usage unique seulement. Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant emploi. Jeter le produit après emploi. Ne pas restériliser.

La réutilisation peut produire une infection ou autre maladie/préjudice.

Ce produit contient un phthalate qui peut présenter un risque pour l'enfant (de sexe masculin), la femme enceinte ou allaitant s'il est utilisé pendant une durée prolongée.

Pour toute demande d'information complémentaire ou assistance contacter le représentant local.



Criticath™ Einschwemm-Thermodilutions-Katheter Modelle SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Gebrauchsanweisung

Die Modelle mit der Bezeichnung "H" sind mit Heparin beschichtet.

Die Bezeichnung "L" kennzeichnet die lange Version (110 cm) des SP5105.

Die Bezeichnung "S" kennzeichnet weichere Katheter.

Die Bezeichnung "U" kennzeichnet Polyurethankatheter (nur Katheterschaft).

Die Bezeichnung "P" kennzeichnet Polyurethankatheter (gesamter Katheter mit Ausnahme des Ballons).

Die Modelle mit den Bezeichnungen "13", "14", "23" und "24" sind bereits mit Kontaminationsschutz ausgestattet; für Modelle "23" & "24" mit zusätzlichem SP5045.

Die Bezeichnung "M" kennzeichnet Katheter mit geeigneten Lumenaustrittsstellen für Patienten mit kleinerer Statur.



KONTRAINDIKATIONEN

Die Verwendung von heparinbeschichteten Kathetern ist bei Patienten, bei denen eine Überempfindlichkeit gegenüber Heparin oder Benzalkoniumchlorid bekannt ist, kontraindiziert.

Allgemeine Beschreibung

Die Criticath™ Rechtsherz-Thermodilutions-Katheter verfügen über einen 14kΩ Thermistorwiderstand und werden zur Diagnostik eingesetzt. Modell SP5105 ist für den Einsatz in der Pädiatrie vorgesehen während die Modelle SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 und SP5527 für den Einsatz an erwachsenen Patienten konzipiert sind. Bei Verwendung mit den Argon Critical Care Systems (Ehemals BD Critical Care Systems) Hämodynamik-Computer oder vergleichbaren Systemen sowie mit Komponenten zur Blutdruckmessung ermöglichen diese Katheter es dem Anwender, intrakardiale Drücke zu messen und das Herzzeitvolumen zu bestimmen. Die Katheter können im Herzkatheterlabor, im Operationssaal, im Aufwachraum und auf Intensivstation am Patientenbett eingesetzt werden. Zusätzlich zur Bestimmung des Herzzeitvolumens sind diese Katheter auch dafür geeignet, den rechtsatrialen Druck (RAP), den zentralvenösen Druck (ZVD), den pulmonalarteriellen Druck (PAP) und den pulmonalkapillären Verschlussdruck (PCWP) zu messen, die Körpertemperatur zu überwachen, gemischtenvenöse Blutproben zu entnehmen sowie Infusionslösungen und Medikamente zu verabreichen.

Die Katheterkörper bestehen aus Polyvinylchlorid mit Ausnahme der Modelle mit den Bezeichnungen U oder P, die aus Polyurethan bestehen.

Diese Katheter sind für diagnostische Zwecke konzipiert und erfordern während der Einführung keine Röntgenkontrolle. Sie sind jedoch röntgenkontrastgebend, so daß eine Einführung und Positionierung unter Röntgenkontrolle erfolgen kann. Zur Beurteilung der Entfernung von der Katheterspitze ist der Katheter alle 10 cm mit einer Längenmarkierung versehen. Dünne Streifen kennzeichnen 10 cm Abstände, breitere Streifen weisen auf 50 cm Abstände hin.

Die Modelle SP5105, SP5107 und SP5127 bestehen aus vier Lumina:

- **'PA DISTAL' [Distales PA-Lumen]:** es endet an der Katheterspitze und dient zur Messung des pulmonalarteriellen Drucks (PAP) bzw. pulmonalarteriellen Verschlussdrucks (PCWP) sowie zur Entnahme von gemischtenvenösen Blutproben.

- **'CVP PROXIMAL' [Proximales ZVD-Lumen]:** es endet 15 cm von der Katheterspitze entfernt (SP5105) bzw. 29 cm von der Katheterspitze entfernt (SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527) bzw. 25 cm von der Katheterspitze entfernt (für Modelle mit der Bezeichnung "M") und dient zur Bolusinjektion des Injektats, zur Messung des rechtsatrialen Drucks (RAP) bzw. zentralvenösen Drucks (ZVD) sowie zur Entnahme von Blutproben.

- **'BALLOON .75 mL CAP/BALLOON 1.5 mL CAP' [Ballonlumen]:** es endet am Latexballon (0,75 mL für Modell SP5105 und 1,5 mL für alle anderen Modelle) in unmittelbarer Nähe der Katheterspitze und dient zum Füllen und Entleeren des Ballons, der im gefüllten Zustand das Einführen des Katheters erleichtert und eine Messung des pulmonalkapillären Verschlussdrucks ermöglicht.

- **Thermistorkanäle:** es endet 1,5 cm bei Kathetern für pädiatrische Patienten und 3,5 cm bei Kathetern für erwachsene Patienten von der Katheterspitze entfernt. Es ermöglicht die Bestimmung des Herzzeitvolumens und die Messung der Bluttemperatur.

Das Modell SP5127 ist für die Einführung über die V. femoralis konzipiert (gebräuchlicher Zugangsweg im Herzkatheterlabor).

Die Modelle SP5507 und SP5527 bestehen aus fünf Lumina : das Luminadesign ist wie obigen aufgezeichnet mit einem zusätzlichen Lumen.

- **'CVP MEDICATION' [Medikationslumen]:** es endet 31 cm von der Katheterspitze entfernt (bzw. 27 cm von der Katheterspitze entfernt bei Modellen mit der Bezeichnung "M") und dient zur Bolusinjektion des Injektats, zur Messung des rechtsatrialen Drucks (RAP) bzw. zentralvenösen Drucks (ZVD), zur Entnahme von Blutproben sowie zur Verabreichung von Medikamenten und Infusionen.

- **Ventrikuläres Lumen:** endet 17 cm von der Katheterspitze entfernt. Nur bei Modell SP5527. Verwendung meistens zur Überwachung des rechtsventrikulären Drucks (RVP).

SP5527 ist ein ventrikulärer Katheter.

HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, Blut durch den fünf-lumigen Katheter zu verabreichen.

Ein beschädigter Katheter kann nicht repariert werden. Die Verpackung ist insbesondere dahingehend ausgelegt, daß ein Knicken des Katheters und eine Beschädigung des empfindlichen Ballons vermieden wird.

Überprüfung des Katheters

1. Öffnen Sie die Verpackung unter aseptischen Bedingungen.
2. (Nur bei Modellen "13", "14", "23" und "24") Tuohy-Borst-Adapter des Kontaminationsschutzes am Katheter fixieren.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den Tuohy-Borst-Adapter nicht zu fest anzubringen, da dies zu gedämpften Kurvenverläufen und inkorrekten Druckmessungen aufgrund von eingeengten Katheterlumina führen kann.

3. Schließen Sie den Thermistor zur Überprüfung an den Hämodynamik-Computer an. Erscheint an der Anzeige des Computers die korrekte Raumtemperatur, so funktioniert der Thermistor einwandfrei.

ACHTUNG

Verwenden Sie kein Widerstandsmeßgerät zur Überprüfung des Katheters wenn sich der Katheter im Gefäßsystem des Patienten befindet. Die relativ hohe Stromstärke des Meßgeräts könnte im Falle einer beschädigten Isolation zu einem Elektroschock am Patienten führen.

Eine übermäßige Strapazierung der Katheterspitze kann den Thermistor beschädigen und bewirken, daß die Temperaturmessung unterbrochen ist oder überhaupt nicht mehr möglich ist.

4. Überprüfen Sie den Ballon, indem Sie ihn in steriles Wasser bringen und mit 1,5 mL (SP5107, SP5127, SP5507 und SP5527) bzw. 0,75 mL Luft (SP5105, SP5105L) füllen. Tauchen am Ballon oder in der Nähe des Ballons Luftblasen auf, so darf dieser Katheter nicht verwendet werden. Ballon entleeren durch Entfernen der Spritze. Ballon durch Entfernen der Spritze entlüften.

ACHTUNG

Füllen Sie den Ballon niemals mit Flüssigkeiten. Flüssigkeiten im Ballonlumen können dazu führen, daß sich der Ballon nicht entleert. Achten Sie stets darauf, daß keine Flüssigkeiten in das Ballonlumen eindringen.

Entleeren Sie den Ballon stets indem Sie die Spritze entfernen. Versuchen Sie nicht, mit Hilfe der Spritze Luft aus dem Ballon anzusaugen, da dies zu einer Beschädigung des Ballons führen kann.

5. Entfernen Sie die Luft aus den Beuteln der Infusionslösungen.

HINWEIS: Das Entfernen der Luft verhindert bei entleertem oder umgedrehtem Beutel einen Lufteintritt in das System.

6. Gegebenenfalls Dreiweggehähne an den Ansatzstücken für distales PA-, proximales ZVD-Lumen und proximales Medikationslumen anbringen. Spülen und füllen Sie die Lumina mit steriler Lösung.

VORSICHT: Die Dreiweggehähne müssen sich immer in 90°-Positionen befinden. Dreiweggehahn niemals durch 45°-Stellung in OFF-Position bringen. 45°-Positionen sind nicht sicher und es könnte daraus ein Blutaustritt oder eine Luftembolie resultieren.

Einführen des Katheters

Die Einführung des Katheters sollte sich an der nachfolgend beschriebenen und empfohlenen Vorgehensweise orientieren. Die Verwendung des Katheters muß jedoch in jedem Falle nach den in Ihrem Krankenhaus gültigen Standards erfolgen. Vor dem Einsatz der Katheter sollten die aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig gelesen und verstanden worden sein.

1. Beobachten Sie während des Einführvorgangs ständig das Patienten-EKG.

2. Katheter überprüfen wie in vorangegangenen Kapitel beschrieben. Bei Verwendung eines Inline-Injektat-Sensors diesen direkt am ZVD-Lumen anbringen. Dreiweggehahn dann ggf. am Inline-Injektat-Sensor konnektieren. PA-Lumen an Druckmonitoringsystem anschließen.

3. Führen Sie den Katheter mittels perkutaner Schleuse oder über Venae sectio ein, ohne ihn vorher abzuwaschen. Typische

Zugangswege sind die V. basilica, die V. jugularis, die V. femoralis und die V. subclavia.

4. Schieben Sie den Katheter in die Vena cava vor und füllen Sie den Ballon mit 1,0 mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527) bzw. 0,5 mL (SP5105, SP5105L). Für das Füllen des Ballons wird gereinigtes CO₂ empfohlen aufgrund seiner raschen Absorption im Blut im Falle einer Ballonruptur. Häufig wird jedoch Luft verwendet, sofern nicht ein Rechts/Links-Shunt oder eine pulmonale arteriovenöse Fistel vorliegt. Eine Luftembolie im arteriellen Gefäßsystem kann jedoch schwere Folgen haben. Das Risiko einer Ballonruptur sollte beim Füllen des Ballons mit Luft wohlüberlegt sein. Bestimmen Sie die Länge des eingeführten Katheters anhand der 10 cm-Markierungen. Beobachten Sie beim Verschieben des Katheters die Druckkurvenform (siehe Abb. 1).

5. Ist aus der Druckkurvenform zu erkennen, daß sich die Katheterspitze im rechten Atrium befindet (Abb. 1A), so füllen Sie den Ballon bis auf die volle Kapazität von 1,5 mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527) bzw. 0,75 mL (SP5105, SP5105L).

6. Schieben Sie den Katheter durch das rechte Atrium (RA) in den rechten Ventrikel (RV) vor (Abb. 1B). Läßt sich nach dem Verschieben des Katheters über das rechte Atrium hinaus keine rechtsventrikuläre Druckmessung durchführen, so entleeren Sie den Ballon durch Entfernen der Spritze. Ziehen Sie den Katheter vorsichtig zurück, füllen Sie den Ballon erneut und schieben Sie den Katheter nochmals vor (Abb. 1C). Beobachten Sie dabei die Druckkurve. Tritt der Katheter nicht in die Pulmonalarterie (PA) ein, so entleeren Sie den Ballon und ziehen den Katheter bis in das rechte Atrium zurück. Füllen Sie dann den Ballon erneut und wiederholen Sie die Schritte 4, 5 und 6.



Abb. 1 A-E Druckkurvenverlauf während der Kathetereinführung und -positionierung

HINWEIS: Bleibt der Ballon während des Einführvorgangs länger als vier bis fünf Minuten gefüllt, so kann sich das Volumen aufgrund von Luftdiffusion verringern. Entfernen Sie gegebenenfalls die Spritze und füllen Sie den Ballon neu.

7. Schieben Sie den Katheter langsam in der Pulmonalarterie vor, bis eine Messung des pulmonalkapillären Verschlussdrucks möglich ist (Abb. 1D).

8. Überprüfen Sie die korrekte Lage des Katheters in der Pulmonalarterie, indem Sie den Ballon vollständig entleeren (Spritze entfernen) und den Übergang von der Messung des pulmonalkapillären Verschlussdrucks zur Messung des pulmonalarteriellen Drucks beobachten (Abb. 1E). Füllen Sie den Ballon langsam wieder bis der pulmonalkapilläre Verschlussdruck angezeigt wird und merken Sie sich das dafür nötige Luftvolumen. Es sollte zwischen 1,25 und 1,5 mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527) bzw. zwischen 0,5 mL und 0,75 mL (SP5105, SP5105L) liegen. Ist es kleiner als 1,25 bzw. 0,5 mL, könnte der Katheter zu weit vorgeschoben sein. Damit erhöht sich das Risiko, daß der Katheter eine Spontanwege-Position einnimmt. Ziehen Sie den Katheter deshalb 2 bis 3 cm zurück und prüfen Sie das Füllvolumen nochmals. Katheterposition mittels Tuohy-Borst-Adapter des Einführbestecks fixieren.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den Tuohy-Borst-Adapter nicht zu fest anzubringen, da dies zu gedämpften Kurvenverläufen und inkorrekten Druckmessungen aufgrund von eingeengten Katheterlumina führen kann.

9. (Modelle mit den Bezeichnungen "13", "14", "23" und "24") Kontaminationsschutz auseinanderziehen, über den Katheter führen und am Anschluß des Einführbestecks anbringen.

Messungen des Herzzeitvolumens

Detaillierte Angaben zur Verwendung des Hämodynamik-Computers entnehmen Sie bitte der jedem Gerät beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Kathetergröße	Einführbesteck/	Einführbesteck mit Seitport			
5F	6F				
7F	7,5F	8F			
7,5F	8F	8,5F			
Bei der Verwendung des			SP5105	bitte	folgende
Berechnungskonstanten verwenden:					

- Injektat mit Eistemperatur
Inline-Injektat-Sensor-Messung 5 0,291
3 0,170
- Injektat mit Eistemperatur
Bad-Temperatur-Fühler (0-5°C) 5 0,279
3 0,160
- Injektat mit Raumtemperatur
Inline-Injektat-Sensor-Messung 5 0,316
3 0,188
(18-25°C)

Für die Katheter SP5107, SP5127, SP5507 und SP5527 gelten die folgenden Berechnungskonstanten:

	Injektatvolumen in mL	Berechnungskonstante
• Injektat mit Eistemperatur	10	0,579
• Inline-Injektat-Sensor-Messung	5	0,281
	3	0,160
• Injektat mit Eistemperatur	10	0,566
• Bad-Temperatur-Fühler (0-5°C)	5	0,270
	3	0,151
• Injektat mit Raumtemperatur	10	0,628
• Inline-Injektat-Sensor-Messung	5	0,309
	3	0,181
		(18-25°C)

Vorsichtsmaßnahmen

1. Um beim Einführen mittels Venae sectio Beschädigungen am Katheter und Ballon zu vermeiden, wird empfohlen einen Gefäßdilator oder Führungsdraht zu verwenden. Setzen Sie NIMELMS Pinzetten am Katheter ein.

2. **(Nur für heparinbeschichtete Katheter)** Wischen Sie den Katheter vor dem Einführen nicht ab, da dies die Heparinbeschichtung angreifen kann. Die perkutane Kathetereinführung minimiert prinzipiell das Blutungsrisiko. Sollte es aufgrund der Heparinbeschichtung zu einem verzögerten Wundverschluss kommen, sollte durch Auftragen eines hämostatischen Mittels auf die Haut die Heparinwirkung neutralisiert werden.

3. Der Katheter sollte in der Regel nicht länger als 72 Stunden im Patienten verbleiben.

4. Falls kein Kontaminationsschutz verwendet wird, sollte der Katheter nach ordnungsgemäßer Platzierung nicht mehr weiter nach vorne geschoben werden, da der außerhalb des Patienten liegende Katheterteil nicht mehr steril sein könnte.

5. Führen Sie niemals eine Herzzeitvolumenmessung bei gefülltem Ballon durch.

6. Zur Bestimmung des pulmonalkapillären Verschlussdrucks füllen Sie den Ballon allmählich bis die pulmonalarterielle Kurvenform sich in eine pulmonalkapilläre Verschlussdruck-Kurvenform ändert. Nach Beendigung der Messung entleeren Sie den Ballon sofort wieder.

7. Um die Ventrikelreizung zu minimieren, empfiehlt es sich stets, den Ballon vor Eintritt in den rechten Ventrikel zu füllen.

8. Füllen Sie den Ballon niemals mit mehr Volumen als 1,5 mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527) bzw. 0,75 mL (SP5105, SP5105L).

9. Die Erstplatzierung des Katheters in der Pulmonalarterie sollte immer mit maximal gefülltem Ballon durchgeführt werden. Ein nicht ganz gefüllter Ballon ist kleiner und kann zur Platzierung der Katheterspitze in einem engeren Teil der Pulmonalarterie führen. Damit erhöht sich das Risiko einer Spontanwedge-Position oder Pulmonalarterienruptur.

10. Zur Aufrechterhaltung der Katheterdurchgängigkeit sollte der Katheter mit heparinisierter Kochsalzlösung kontinuierlich gespült werden. Nach Blutentnahmen muß das Lumen wieder von Blutresten freigespült werden. Es ist sorgfältig darauf zu achten, daß der Ballon nicht beschädigt wird, wenn er durch ein Hämostaseventil, durch einen Kontaminationsschutz bzw. durch ein Einführbesteck geschoben wird. Zur Vermeidung einer Ballonschädigung hat man mit dem Dilatieren und Anfeuchten von Ventilen und Dichtungen gute Erfahrungen gemacht. Die Katheterspitze eines Einschießerkatheters kann in die distale Pulmonalarterie wandern und damit eine Spontanwedge-Position auslösen. Um eine solche Situation feststellen zu können, ist die pulmonalarterielle Druckkurve kontinuierlich oder mit nur kurzen Unterbrechungen zu überwachen.

Komplikationen

Um das Risiko von Komplikationen zu verringern, ist es wichtig, daß der Anwender mit allen Schritten der Kathetereinführung vertraut ist. Folgende Risiken bestehen bei der Verwendung von Rechtsherzkathetern: Herzrhythmusstörungen, Pneumothorax, Herztamponade, Ballonruptur, Lungeninfarkt, Pulmonalarterienruptur, Knotenbildung, Sepsis/Katheterinfektion und andere Komplikationen.

Falls Sie weitere Informationen hinsichtlich Komplikationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Medizinprodukteberater.

Lagerung

Bewahren Sie die Katheter an einem kühlen und dunklen Ort auf und vermeiden Sie Einwirkung von Röntgenstrahlung und Sonnenlicht, um eine vorzeitige Beeinträchtigung des Latexballons zu vermeiden.

Der Inhalt einer ungeöffneten und unbeschädigten Packung ist **STERIL** und **pyrogenfrei**. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Vor Gebrauch die Unversehrtheit jeder einzelnen Packung überprüfen. Produkt nach Gebrauch entsorgen. Nicht reesterilisieren.

Wiederverwendung kann Infektionen oder andere Krankheiten/Verletzungen zur Folge haben.

Dieses Produkt enthält ein Phthalat, das bei längerfristiger Anwendung für bestimmte Patientengruppen (männliche Kinder, schwangere oder stillende Frauen) ein Risiko darstellen kann.

Bezüglich Bestellinformationen oder weitergehender Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Medizinprodukteberater.



Criticath™ Kathetères Ροοκατευθυνόμενης Θερμοαίραiwσης Μοντέλα SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Οδηγίες

Τα μοντέλα με το Πρόθεμα:

«H» έχουν επικαλυφθεί με σύμπλεγμα ηπαρίνης.

«L» είναι μακρύτερα (110 εκ.) στο SP5105.

«S» είναι μαλακότερος, ελαστικότερος καθητήρας.

«U» είναι από πολιομεράνι (το σώμα μόνο).

«P» είναι από πολιομεράνι (ολόκληρος ο καθητήρας εκτός από το μπαλόνι).

«13», «14», «23», και «24» έχουν προτοποθετημένες προστατευτικές θήκες: «23» & «24» έχουν επίσης SP5045.

«M» έχουν σημεία θυρίδων για μικρότερες ανατομίες.

Προκαταρκτικό Σχέδιο



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η χρήση καθητήρα με επικάλυψη συμπλέγματος ηπαρίνης αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στην ηπαρίνη ή στο χλωριούχο βενζαλκόνιο.

Γενική Περιγραφή

Οι Καθητήρες Ροοκατευθυνόμενης Θερμοαίραiwσης Criticath™ είναι καθητήρες Θερμοαίραiwσης 14kΩ σχεδιασμένοι για χρήση ως διαγνωστικό μέσο. Το Μοντέλο SP5105, έχει σχεδιαστεί για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς ενώ τα Μοντέλα SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 και SP5527 είναι για ενήλικους ασθενείς.

Οι καθητήρες αυτοί επιτρέπουν στο γιγάρω να μετρήσει τις ενδοκαρδιακές πιέσεις, και την καρδιακή απόδοση όταν χρησιμοποιούνται με Argon Critical Care Systems (Γνωστή μέχρι πρότινος με την επωνυμία BD Critical Care Systems) ή άλλους παρόμοιους Υπολογιστές Καρδιακής Απόδοσης, και τον ανάλογο εξοπλισμό παρακολούθησης της πίεσης. Οι καθητήρες αυτοί προσορίζονται για χρήση κοντά στο κρεβάτι, στο εργαστήριο καρδιακού καθητήρασμού, στη χειρουργική σουίτα, στη μονάδα μετανασθητικής ανάνηψης και άλλες εξειδικευμένες μονάδες εντατικής παρακολούθησης. Εκτός από τη μέτρηση της καρδιακής απόδοσης (μέθοδος θερμοαίραiwσης), οι καθητήρες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέτρηση της δεξιάς κοιλιακής πίεσης (RAP), της πνευμονικής αρτηριακής πίεσης (PAP), και της πίεσης πνευμονικής τριχοειδούς σφίγνας (PCWP), στη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας RA, στη δειγματοληψία αίματος από τα RA και PA, και στη χορήγηση φαρμάκων και ενδοφλέβιων διαλυμάτων (ορών).

Το υλικό του σώματος του καθητήρα είναι από χλωριούχο πολυβινύλιο εκτός εάν υπάρχει η ένδειξη U ή P που υποδηλώνει πολιομεράνι.

Οι καθητήρες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για διαγνωστικές διαδικασίες και δεν απαιτούν τη χρήση ακτινοσκόπησης κατά την εισαγωγή. Ωστόσο, είναι ακτινολογικά σκευρά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακτινοσκόπηση για την καθοδήγηση της εισαγωγής και την επαληθεύση θέσης μετά την εισαγωγή. Οι καθητήρες έχουν σημειωθεί με ενδείξεις κάθε 10 εκ. για να δηλώνεται η απόσταση από το περιφερικό άκρο. Οι στενές λωρίδες είναι ενδείξεις των 10 εκ. και οι φαρδιές λωρίδες είναι ενδείξεις των 50 εκ.

Τα SP5105, SP5107 και SP5127 περιέχουν 4 αυλούς:

- **‘PA DISTAL’ [Περιφερικός Αυλός (PA)]:** Καταλήγει στο άκρο του καθητήρα και χρησιμοποιείται για μετρήσεις του PAP, του PCWP, της μεκτικής φλεβικής πίεσης και για τη δειγματοληψία αίματος.
- **‘CVP PROXIMAL’ [Κεντρικός Αυλός (CVP)]:** Καταλήγει 15 εκ. (για το SP5105), 29 εκ. (για το SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) και 25 εκ. (για μοντέλα έκδοσης «M») κεντρικά στο άκρο του καθητήρα και χρησιμοποιείται για την έγχυση θερμικής δόσης εφόδου μέσα στο RA, για τη μέτρηση του RAP ή του CVP και για τη δειγματοληψία αίματος.
- **‘BALLOON .75 mL CAP’/‘BALLOON 1.5 mL CAP’ [Αυλός Μπαλονιού]:** Καταλήγει σε μπαλόνι 0,75 mL (για μοντέλα SP5105) και μπαλόνι 1,5 mL (για τα άλλα μοντέλα) κοντά στο άκρο του καθητήρα επιτρέπει το φούσκωμα και ξεφούσκωμα του μπαλονιού κατά την εισαγωγή του καθητήρα και για μέτρηση του PCWP.
- **Αυλός Θερμίστορα:** Καταλήγει σε σταγονίδιο θερμίστορα των 3,5 εκ. κεντρικά στο άκρο για παδιά και ενήλικους αντιστοίχα. Επιτρέπει τον υπολογισμό καρδιακής απόδοσης και τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο αίμα PA.

Το **SP5127** έχει σχεδιαστεί για μηριαία εισαγωγή (χρήση στο εργαστήριο καρδιακού καθητήρασμού).

Το **SP5507, SP5527** περιέχει πέντε αυλούς. Το σχέδιο του αυλού είναι όπως δηλώνεται παραπάνω με έναν επιπλέον αυλό:

- **‘CVP MEDICATION’ [Αυλός Φαρμάκων (CVP)]:** Καταλήγει 31 εκ. (27 εκ. για καθητήρες έκδοσης «M») από το άκρο του καθητήρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έγχυση διαλυμάτων, ενέσεις καρδιακής απόδοσης, δειγματοληψία αίματος, χορήγηση υγρών και φαρμάκων και παρακολούθηση του RAP.
- **Κοιλιακός Αυλός :** Τερματίζει 17εκ. από το άκρο του καθητήρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για έλεγχο της πίεσης της δεξιάς κοιλίας(RVP) για SP5527 μόνο.

SP5527 είναι κοιλιακός καθητήρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χορήγηση αίματος διαμέσου καθητήρα 5 αυλών δεν συνιστάται.

Καθητήρας που έχει πάθα βλάβη δεν επισκευάζεται. Το πακέτο έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει το τσάκισμα του καθητήρα και για να προστατεύει τόσο το εύθραστο μπαλόνι όσο και την επιφάνεια με επικάλυψη συμπλέγματος ηπαρίνης.

Δοκιμή Καθητήρα

1. Χρησιμοποιείτε ασηπτική μέθοδο για την αφαίρεση του καθητήρα.
2. (Μοντέλα «13», «14», «23», και «24» μόνο) Σφίξτε τον προσαρμογέα Tuohy-Borst ή της θήκης αποστείρωσης στερεώνοντας τον καλά στον καθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να προσέχετε να μην παρασφίγγετε τον προσαρμογέα, διότι αυτό μπορεί να αποφραξεί ή να κλείσει τους αυλούς του καθητήρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση των κυματομορφών πίεσης ή ανακριβείς ενδείξεις πίεσης.

3. Δοκιμάστε το θερμίστορα συνδένοντας τον καθητήρα με τον Υπολογιστή Καρδιακής Απόδοσης. Εάν η ψηφιακή οθόνη στο κομπιούτερ δείχνει την κατάλληλη θερμοκρασία δωματίου, ο θερμίστορας λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε το συνήθη επαληθευτικό συνδέχας ή ωμόμετρο από ο καθητήρας βρίσκεται στο αγειακό σύστημα. Το σχετικό υψηλό ρεύμα που μετρητή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον ασθενή σε περίπτωση βλάβης στη μόνωση.

Οι καταγραφικοί χειρισμοί του άκρου του καθητήρα μπορεί να καταστρέψουν το θερμίστορα και να οδηγήσουν σε διακοπόμενες ή καθόλου ενδείξεις απόδοσης.

4. Δοκιμάστε το μπαλόνι τοποθετώντας το σε αποστειρωμένο νερό και διοχετεύοντας 0,75 mL αέρα για το SP5105 και το SP5105L (1,5 mL για τα μοντέλα SP5107, SP5127, SP5507 και SP5527). Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες γύρω από το μπαλόνι, μη χρησιμοποιείτε τον καθητήρα. Ξεφουσκώστε το μπαλόνι απουσώνοντας τη σύριγγα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρό για το φούσκωμα του μπαλονιού.
- Πάντοτε ξεφουσκώνετε το μπαλόνι αφαιρώντας τη σύριγγα να μπαλόνι μπορεί να καταστραφεί από την ανόρθωση αέρα με τη σύριγγα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υγρά μέσα στον αυλό του μπαλονιού μπορεί να αναγκάσουν το μπαλόνι να παραμείνει φουσκωμένο. Πρέπει να

καταβάλλετε πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή για να αποφεύγετε την είσοδο της υγρασίας στον αυλό του μπαλονιού.

5. Εκκενώνετε τον αέρα από τις σκαουλές έγχυσης και ορού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αφαίρεση του αέρα από το διάλυμα εμποδίζει την είσοδο του αέρα στον οργανισμό όταν το διάλυμα εξαντληθεί ή η σκαούλα αναστραφεί.

6. Συνδέστε τις στρόφιγγες με τα άκρα των κεντρικών CVP και περιφερικών PA. Ξεπλύνετε και γεμίστε τους κεντρικούς αυλούς CVP και PA με αποστειρωμένο διάλυμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μοχλοί των στροφιγγών πρέπει να τοποθετούνται στις 90° για την κλειστή θέση «OFF». Μην τοποθετείτε τις στρόφιγγες στις 45° για να επιτύχετε κλειστή θέση «OFF». Η τοποθέτηση των στροφιγγών στις 45° είναι ανακριβής και μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση, οπισθοαιμορραγία, ή εμβολή αέρα.

Εισαγωγή Καθητήρα

Η εισαγωγή του καθητήρα πρέπει να ακολουθεί τη βασική διαδικασία που συνιστάται παρακάτω. Ωστόσο, η χρήση του καθητήρα πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις τακτικές και διαδικασίες του νοσοκομείου σας. Απαιτείται πλήρης κατανόηση των παρακάτω «Προφυλάξεων» πριν από τη χρήση των καθητήρων αυτών.

1. Παρακολουθείτε τον ηλεκτροκαρδιογράφο συνεχώς κατά την εισαγωγή του καθητήρα.


2. Δοκιμάστε τον καθητήρα όπως περιγράφεται στη «Δοκιμή Καθητήρα». Συνδέστε τις στρόφιγγες με τους αυλούς CVP και PA. Όταν χρησιμοποιείτε Ενσωματωμένο Αισθητή Θερμοκρασίας Έγχυσης, συνδέστε τον απευθείας στον αυλό CVP και μετά προσθέστε τη στρόφιγγα. Γεμίστε και τους δύο αυλούς με αποστειρωμένο διάλυμα για να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες αέρα. Συνδέστε τον περιφερικό αυλό PA με ένα σύστημα παρακολούθησης πίεσης.

3. Εισάγετε τον καθητήρα είτε διαδερματικά είτε με τη βοήθεια εκτομής. Τα συνήθη σημεία εισαγωγής περιλαμβάνουν τη μέση βραχιλική, σφαγιδική, μηριαία, και υποκλείδια φλέβα.

4. Προωθήστε τον καθητήρα στην κοίλη φλέβα και φουσκώστε εν μέρει το μπαλόνι μέχρι 0,5 mL (για SP5105 & SP5105L) και 1,0 mL (για SP5107, SP5127, SP 5507, SP5527). Συνιστάται φιλτράρισμα CO₂ για το φούσκωμα λόγω της ταχείας απορρόφησης του μέσας στο αίμα σε περίπτωση έκρηξης του μπαλονιού. Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιείται αέρας εάν δεν υπάρχει δευορροιστική αναστολή ή πνευμονικό αρτηριοπνευμικό συρίγγιο. Η εισαγωγή αεριοβόλου μέσας στο αρτηριακό σύστημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Ο κίνδυνος έκρηξης του μπαλονιού και το ενδεχόμενο εισαγωγής αέρα μέσα στο αρτηριακό σύστημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε τον αέρα ως μέσο φουσκώματος του μπαλονιού. Προσδιορίστε το μήκος εισαγωγής του καθητήρα ανατρέχοντας στις κατά διαστήματα 10 εκ. ενδείξεις του καθητήρα. Ακολουθήστε τις κυματομορφές πίεσης καθώς προωθείται ο καθητήρας (ανατρέξτε στο Σχήμα 1).

5. Όταν φανεί η κυματομορφή RAP (Σχήμα 1-A), φουσκώστε το μπαλόνι πλήρως (0,75 mL για SP5105 & SP5105L και 1,5 mL για SP5107, SP5127, SP 5507, SP5527).

6. Προωθήστε τον καθητήρα διάμεσου του RA και μέσα στο RV (Σχήμα 1-B). Εάν δεν καταγράφεται ίχνος RVP μετά την προώθηση του καθητήρα τερμάστε από το RA, ξεφουσκώστε το μπαλόνι αφαιρώντας τη σύριγγα, τραβήξτε σιγά σιγά τον καθητήρα προς τα πίσω, ξαναφουσκώστε, και προωθήστε τον καθητήρα (Σχήμα 1-C). Παρατηρήστε την κυματομορφή RVP. Προωθήστε μέσα στο PA. Εάν ο καθητήρας δεν περνά μέσα στο PA, ξεφουσκώστε το μπαλόνι και απουσύρετε τον καθητήρα έως ότου το άκρο να έρθει στο RA. Στη συνέχεια ξαναφουσκώστε το μπαλόνι και επαναλάβετε τα βήματα 4, 5, και 6.



Σχήμα 1A-E Κυματομορφές Πίεσης Κατά την Εισαγωγή και Τοποθέτηση του Καθητήρα. (Ταχύτητα Διαγράμματος: 25 mm/sec.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μπαλόνι είναι φουσκωμένο περισσότερο από 4 ή 5 λεπτά κατά την εισαγωγή, ο όγκος του φουσκωμένου μπαλονιού ενδέχεται να έχει μειωθεί λόγω της διάχυσης του αέρα μέσω του ελαστικού υλικού. Αφαιρέστε τη σύριγγα και ξαναφουσκώστε τον μπαλόνι αν χρειαστεί.

7. Συνεχίστε την αργή προώθηση του καθητήρα μέσα στο PA ώσπου να δείτε κάποιο PCWP (Σχήμα 1-D).

8. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του καθητήρα στο PA ξεφουσκώνοντας το μπαλόνι εντελώς (αφαιρώντας τη σύριγγα) και παρακολουθήστε την αλλαγή από το ίχνος PCWP στο ίχνος PAP (Σχήμα 1-E). Ξαναφουσκώστε σταδιακά το μπαλόνι μέχρι να ληφθεί ένα PCWP και καταγράψτε τον όγκο αέρα που χρειάζεται. Θα πρέπει να χρειαστεί 0,5 με 0,75 mL (για SP5105 & SP5105L) και 1,25 με 1,5 mL (για SP5107, SP5127, SP 5507, SP5527). Εάν απαιτείται λιγότερο από 0,5 (για SP5105 & SP5105L) ή 1,25 (για SP5107, SP5127, SP 5507, SP5527), είναι πιθανό ο καθητήρας να έχει προωθηθεί πάρα πολύ μακριά, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα περιφερικής μετατόπισης και αυτόματης ενσφήνωσης. Τραβήξτε πίσω τον καθητήρα 2 με 3 εκ. και ξαναελέγξτε τον όγκο φουσκώματος.

9. (Μοντέλα «13», «14», «23», και «24» μόνο) Επεκτείνετε την προστατευτική θήκη πάνω από το σώμα του καθητήρα και δέστε τη στο περισσότερο του εισαγωγέα.

Μετρήσεις Καρδιακής Απόδοσης

Για οδηγίες μέτρησης καρδιακής απόδοσης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χειρισμού που παρέχεται με τον υπολογιστή καρδιακής απόδοσης.

Συνιστώμενα μεγέθη εισαγωγέα για καθητήρες:

Καθητήρας Εισαγωγέας/Με Ροή Πλευρικής Θύρας

5F	6F	
7F	7,5F	8F
7,5F	8F	8,5F

Το μοντέλο SP5105 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με τις εξής σταθερές υπολογισμούς:

	mL Όγκου Έγχυσης	Σταθερά Υπολογισμού
• Ο Δείκτης σε Θερμοκρασία Υπό το Μήδεν, Ενσωματωμένος	5 3	.291 .170
• Ο Δείκτης σε Θερμοκρασία Ψυχρού Λουτρού (0-5°C)	5 3	.279 .160
• Ο Δείκτης σε Θερμοκρασία Δωματίου (23 με 25°C) (το ίδιο και για 18 με 22°C)	5 3	.316 .188

Τα μοντέλα SP5107, SP5127, SP5507 και SP5527 λειτουργούν με τις εξής σταθερές υπολογισμούς:

	mL Όγκου Έγχυσης	Σταθερά Υπολογισμού
• Ο Δείκτης σε Θερμοκρασία Υπό το Μήδεν, Ενσωματωμένος	10 5 3	.579 .281 .160
• Ο Δείκτης σε Θερμοκρασία Ψυχρού Λουτρού (0-5°C)	10 5 3	.566 .270 .151
• Ο Δείκτης σε Θερμοκρασία Δωματίου (23 με 25°C) (το ίδιο και για 18 με 22°C)	10 5 3	.628 .309 .181

Προφυλάξεις

1. Για ν' αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον καθετήρα ή στο μητρώο όταν κάνετε εισαγωγή του καθετήρα με τη διαδικασία της εκτομής, συνιστάται η χρήση ενός αγγειοδιασταλέα ή αναλγητικού φλεβικού οδηγού. ΠΟΤΕ μη μεταχειρίζεστε λαβίδα στον καθετήρα.
2. (Μόνο για καθετήρες που έχουν επικάλυψη με σύμπλεγμα ηπαρίνης) Εάν η επιφάνεια του καθετήρα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία επικάλυψης με σύμπλεγμα ηπαρίνης, μη ακουμπήσετε τον καθετήρα. Η διαδερματική μέθοδος εισαγωγής μπορεί να περιορίσει το ενδεχόμενο αιμορραγίας στο σημείο εισόδου. Εάν το κλείσιμο της πλήξης παραταθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τοπικός αιμοστατικός παράγοντας για να εξουδετερωθεί την επίδραση οποιασδήποτε συμπλεγμένου ηπαρίνης που απομακρύνθηκε με σκούπισμα στην άκρη της πλήξης.
3. Γενικά συνιστάται να μην αφήνετε τον καθετήρα στον ασθενή περισσότερο από τρεις ημέρες.
4. Δεν πρέπει να γίνεται προώθηση των καθετήρων μετά τη σωστή τοποθέτησή τους όλοι το μήκος του καθετήρα που παραμένει έξω από το σώμα μπορεί να μην είναι αποστειρωμένο. Εάν χρησιμοποιείται αποστειρωτική θήκη καθετήρα, ο καθετήρας μπορεί να αναστοχαστεί αναλόγως.
5. Ποτέ μην κάνετε μέτρηση καρδιακής αναπνοής με το μητρώο φυσικού μόνου.
6. Για να υπολογίσετε το PCWP, φυσικώςτε αργά το μητρώο, σταματήστε όταν η κυματομορφή του PAP μεταβληθεί στην κυματομορφή του PCWP. Ξεφουσκώστε το μητρώο μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης.
7. Για να περιορίσετε τον κοιλιακό ερεθισμό, να φυσκώσετε πάντοτε το μητρώο προτού ο καθετήρας φθάσει στο RV.
8. Μην υπερβαίνετε το συνιστώμενο όγκο μητρώου 0,75 mL (για SP5105 & SP5105L) και 1,5 mL (για SP5107, SP5127, SP 5507, SP5527).
9. Η αρχική τοποθέτηση του καθετήρα στο PA πρέπει πάντα να γίνεται με το μέγιστο συνιστώμενο όγκο φυσικού μόνου του μητρώου. Το υποφωσκωμένο μητρώο είναι μικρότερο, επιτρέποντας στον καθετήρα να τοποθετηθεί σε ένα στενό τμήμα του PA. Αυτό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα αυτόματης ενσφύγισης ή τον κίνδυνο έκρηξης του PA.
10. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενστάλαξη ηπαρίνης σε αργό ρυθμό προκειμένου να διατηρείται ανοιχτός ο αυλός του καθετήρα και πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εισαγωγή του καθετήρα και να διατηρείται στη συνέχεια. Φροντίστε να κάνετε αντιπρόσφυξη πλήξης του αυλού μετά την άντληση αίματος. Χρηάζεται προσοχή για μην πάθει ζημιά το μητρώο όταν προωθείτε τον καθετήρα μέσα από τις αιμοστατικές βελόνες, τους προσαρμωγείς καθετήρων/θήκων και τους εισαγωγείς. Τα καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνονται με διαστολικές βελόνες, λαοπήνες φλάντζες, και ύφανση των επιφανειών του μητρώου, φλάντζες και βελόνες με αποστειρωμένο υγρό που μπορεί να εγχυθεί. Ο ροοκατευθυνόμενος καθετήρας μπορεί να μετασχηματιστεί μέσα στο περιφερικό PA και να προκαλέσει αυτόματη ενσφύγιση. Για να εντοπιστεί τυχόν ενσφύγιση, η κυματομορφή πίεσης PA πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς ή κατά σύντομα χρονικά διαστήματα.

Επιπλοκές

Έχει σημειωθεί ότι γιατροί να είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες εισαγωγής καθετήρα, των πλεονεκτημάτων και των σχετικών κινδύνων του για περιοριστούν οι συνεπαγόμενες επιπλοκές. Οι σχετικοί κίνδυνοι από τη χρήση της συσκευής αυτής περιλαμβάνουν: Δυσρυθμίες, Πνευμοθώρακα, Καρδιακό Έμφραγμα, Έκρηξη Μητρώου, Θρομβικό/Πνευμονικό Έμφραγμα, Διάτρηση της Πνευμονικής Αρτηρίας, Σχηματισμό Κόμβων, Σήψη/Μόλυνση, και άλλες επιπλοκές καθώς και κλαδικό αποκλεισμό του δεξιού δεσμού (RBBB).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιπλοκές επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται τον καθετήρα σε δροσερό, σκοτεινό χώρο μακριά από λάμπες φθορισμού και ηλιακή ακτινοβολία για να αποτρέψετε την πρόωγη επίδραση του ελαστικού μητρώου.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ και μη πυρετογόνος ελάστος το πακέτο δεν έχει ανοιχτεί ή καταστραφεί. Για μία μόνο χρήση. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ατομική συσκευασία είναι άδεια πριν από τη χρήση. Πελάστε το προϊόν μετά τη χρήση. Μην το επαναποστευώνετε.

Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση ή ασθένεια/σωματική βλάβη.

Το προϊόν περιέχει φθαλική ένωση δύναμη επικίνδυνη για (παιδιά (άρρενα), εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες) σε περίπτωση παρατεταμένης διάρκειας χρήσης.

Για παραγγελίες ή πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.



Criticath™ Cateteri per termidiluizione Modelli - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Istruzioni

I modelli con suffisso:

"H" sono eparinizzati.

"L" sono più lunghi (110 cm) nei SP5105.

"S" sono cateteri più morbidi e flessibili.

"U" sono in poliuretano (solo il corpo catetere).

"P" sono in poliuretano (l'intero catetere eccetto il palloncino).

"13", "14", "23" e "24" possiedono una guaina protettiva premontata; il "23" e "24" hanno anche l'SP5045.

"M" hanno aperture posizionate per dimensioni anatomiche ridotte.



Controindicazioni

L'utilizzo di un catetere con rivestimento eparinico è controindicato in pazienti con accertata sensibilizzazione all'eparina o al benzalconio cloruro.

Descrizione generale

I cateteri per termidiluizione Criticath™ da 14kΩ sono indicati quale strumento diagnostico. Il modello SP5105 è indicato all'uso in pediatria mentre i modelli SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527 sono per pazienti adulti. Questi cateteri consentono al medico di misurare la gittata cardiaca e le pressioni intracardiache quando vengono utilizzati con i computer Argon Critical Care Systems (Ex BD Critical Care Systems) per gittata cardiaca o con computer simili per il monitoraggio della pressione. I cateteri sono concepiti per l'uso in corsia, in sala operatoria, nel laboratorio di cateaterizzazione cardiaca, nel reparto di terapia postoperatoria ed in altri reparti specializzati in cure intensive. Questi cateteri, oltre all'utilizzo nella misurazione della gittata cardiaca, con il metodo della termidiluizione, vengono impiegati per rilevare la pressione nell'atrio destro (PAD), in arteria polmonare (PAP) e la pressione capillare polmonare di incuneamento (PCPC), per il monitoraggio continuo della temperatura in arteria polmonare (AP), per il prelievamento di campioni di sangue dall'atrio destro (AD) e dall'arteria polmonare (AP) e per somministrazione di farmaci e soluzioni endovenose.

Il materiale del corpo catetere è cloruro di polivinile, a meno che vi sia una "U" o una "P" che significano poliuretano.

Questi cateteri sono indicati per procedure diagnostiche e non è richiesto l'impiego della fluoroscopia per il loro inserimento. Tuttavia, essendo radiopachi, consentono, se lo si desidera, l'impiego della fluoroscopia per guidare l'inserimento e per verificare la relativa posizione intravasale. I cateteri sono marcati ogni 10 cm per indicare la distanza dalla punta distale. Bande più strette indicano tratti di 10 cm e le bande più larghe indicano tratti di 50 cm.

SP5105, SP5107 e SP5127 contengono 4 lumi:

- **"PA DISTAL" [Lume Distale (Arteria Polmonare - AP)]:** termina in punta al catetere e viene utilizzato per la misurazione della pressione in arteria polmonare, della pressione capillare polmonare di incuneamento e per prelievi di sangue venoso misto.
- **"CVP PROXIMAL" [Lume prossimale (Pressione Venosa Centrale - PVC)]:** termina a 15 cm (per SP5105), 29 cm (per SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) e 25 cm (per i cateteri con suffisso "M") dalla punta del catetere e si usa per iniettare il bolo termico nell'atrio destro, per misurare la pressione arteriale destra o la pressione venosa centrale e per prelevare campioni di sangue.
- **"BALLOON .75 mL CAP"/"BALLOON 1.5 mL CAP" [Lume del palloncino]:** termina in un palloncino da 0,75 mL (per SP5105) e un palloncino da 1,5 mL (per gli altri modelli) presso la punta del catetere e viene utilizzato per gonfiare e sgonfiare il palloncino necessario per l'inserimento del catetere e per la misura della pressione capillare polmonare di incuneamento.
- **Lume termistore:** termina con un termistore a 1,5 cm e 3,5 cm dalla punta del catetere rispettivamente per pediatria e per adulti. Permette di calcolare la gittata cardiaca e la temperatura del sangue in arteria polmonare.

SP5527 è un catetere ventricolare.

Il catetere SP5127 è stato appositamente progettato per l'inserimento femorale. (Il suo utilizzo è limitato al laboratorio di cateaterizzazione cardiaca).

Il catetere SP5507, SP5527 contiene cinque lumi. Sono uguali a quelli precedentemente descritti più uno addizionale:

- **"CVP MEDICATION" [Lume di medicazione (Pressione Venosa Centrale - PVC)]:** termina a 31 cm (27 cm per i cateteri con suffisso "M") dalla punta del catetere. Viene utilizzato per infondere soluzioni, liquidi e farmaci, per iniezioni per misurare la gittata cardiaca, per prelevare campioni di sangue e per monitorare la pressione in atrio destro.
- **Lume ventricolare:** posizionato a 17 cm dalla punta del catetere Usato principalmente per il monitoraggio della pressione del ventricolo destro (RVP) esclusivamente per l'SP5527.

NOTA: si consiglia la somministrazione di sangue attraverso il catetere a cinque lumi.

Un eventuale danno al catetere non può essere riparato. La confezione è stata appositamente studiata per evitare che il catetere si attorcigli, per proteggere il fragile palloncino ed il rivestimento eparinico.

Controllo del catetere

1. Usare un metodo asettico per la rimozione del catetere.
2. (Solo per i modelli con suffisso "13", "14", "23" e "24") Stringere saldamente l'adattatore Tuohy-Borst della guaina protettiva sul catetere. **NOTA:** fare attenzione a non stringere troppo l'adattatore, perché ciò potrebbe occludere i lumi del catetere. Come conseguenza si otterrebbero letture pressorie imprecise.
3. Controllare il termistore collegando il catetere al cavo di connessione del computer per gittata cardiaca. Se il display del computer indica una temperatura ambiente verosimile, il termistore funziona correttamente.

ATTENZIONE: Non usare un dispositivo standard per il controllo delle connessioni elettriche o un ohmetro quando il catetere è nel sistema vascolare. La corrente relativamente alta dello strumento può causare un elettro-shock al paziente nel caso si dovesse verificare un guasto nel sistema d'isolamento. Una manipolazione eccessiva della punta del catetere può danneggiare il termistore, risultando in letture inesistenti o intermittenti.

4. Controllare il palloncino ponendolo in acqua sterili e iniettando 0,75mL di aria per i cateteri SP5105 e SP5105L (1,5mL di aria per i cateteri SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527). Se attorno al palloncino compaiono delle bollicine, non usare il catetere.

ATTENZIONE

- Non utilizzare sostanze liquide per gonfiare il palloncino.
- Sgonfiare il palloncino rimuovendo la siringa; il palloncino può venire danneggiato se si aspira l'aria con la siringa.

NOTA: la presenza di liquidi all'interno del lume del palloncino può farlo rimanere gonfio. Particolare attenzione dev'essere posta nell'evitare l'entrata d'umidità nel lume del palloncino.

5. Espellere l'aria presente nella sacca d'infusione e nella sacca di soluzioni endovenose.

NOTA: eliminando l'aria dalla sacca della soluzione si impedisce una sua eventuale presenza nel sistema quando la soluzione è esaurita o quando la sacca viene capovolta.

6. Collegare i rubinetti alle estremità del lume prossimale PVC e distale AP. Lavare e riempire con soluzione sterile il lume prossimale PVC e distale AP.

ATTENZIONE: I rubinetti chiusi devono essere girati di 90° in posizione "OFF". Non girare i rubinetti a 45° per ottenere una posizione "OFF". La posizione del rubinetto girato di 45° è imprecisa e può causare la contaminazione del paziente, il reflusso di sangue o embolia gassosa.

Inserimento del catetere

L'inserimento del catetere deve rispettare la procedura qui descritta. Tuttavia l'uso del catetere si deve sempre conformare alle vostre procedure e regole ospedaliere. È necessaria una piena comprensione delle "Avvertenze" elencate alla fine della procedura prima dell'uso di questi cateteri.

1. Eseguire il monitoraggio continuo dell'ECG durante l'inserimento del catetere.
2. Testare il catetere come descritto in "Controllo del catetere". Collegare i rubinetti ai lumi PVC e AP. Se si usa un raccordo con termosensori in linea, collegarlo direttamente al lume PVC del catetere e aggiungere poi il rubinetto. Riempire entrambi i lumi con soluzione sterile, per eliminare le bolle d'aria. Collegare il lume distale AP ad un sistema di monitoraggio pressione.
3. Inserire il catetere percutaneamente o con tecnica "a cielo aperto". Tipici siti di inserimento sono la vena mediana basilica, la giugulare, la femorale e la suclavia.
4. Far avanzare il catetere in vena cava e gonfiare parzialmente il palloncino con 0,5 mL (per i modelli SP5105 e SP5105L) e 1,0 mL (per i modelli SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Si consiglia l'uso di CO₂ filtrata in virtù del suo rapido assorbimento nel sangue in caso di rottura del palloncino. Tuttavia l'aria è frequentemente usata se non è presente uno shunt destro-sinistro o una fistola arteriovenosa polmonare. L'immissione di un embolo d'aria nel sistema arterioso può causare gravi complicazioni. Quando si sceglie l'aria per gonfiare il palloncino, bisogna tenere presente i rischi derivanti da un'eventuale rottura del palloncino e la probabilità che l'aria entri nel sistema arterioso. Determinare il tratto di catetere inserito basandosi sulle bande ad intervalli di 10 cm. Seguire le forme d'onde pressorie mentre il catetere viene fatto avanzare (vedi Fig. 1).
5. Quando l'onda pressoria indica che la punta del catetere è nell'atrio destro (Figura 1-A), gonfiare il palloncino fino alla sua capacità totale (di 0,75 mL per i cateteri SP5105 e SP5105L e di 1,5 mL per i cateteri SP5107, SP5127, SP5507, SP5527).
6. Fare avanzare il catetere attraverso l'atrio destro nel ventricolo destro (Figura 1-B). Se non si registra un tracciato di pressione ventricolare destra dopo che il catetere è passato oltre l'atrio destro, sgonfiare il palloncino rimuovendo la siringa, ritirare lentamente il catetere, gonfiare nuovamente il palloncino e fare avanzare il catetere (Figura 1-C). Osservare la forma d'onda della pressione ventricolare destra. Fare avanzare il catetere fino in arteria polmonare. Se il catetere non passa in arteria polmonare, sgonfiare il palloncino e ritirare il catetere finché la punta non giunge in atrio destro. Quindi rigonfiare il palloncino e ripetere i passaggi ai punti 4, 5 e 6.




Figura 1A-E. Forme d'onda di pressione durante l'inserimento e il posizionamento del catetere. (Velocità del grafico 25 mm/sec)

NOTA: se il palloncino è rimasto gonfiato per più di 4 o 5 minuti durante l'inserimento, il suo volume, a causa della diffusione gassosa attraverso il palloncino in lattice, può essere diminuito. Se necessario rimuovere la siringa e rigonfiare il palloncino.

7. Continuare a far avanzare il catetere in arteria polmonare fino a misurare la pressione capillare polmonare di cuneo (Figura 1-D).
8. Controllare che il catetere sia correttamente posizionato in arteria polmonare, sgonfiando completamente il palloncino (mediante rimozione della siringa) ed osservando il cambiamento da un tracciato di pressione capillare di cuneo ad un tracciato di pressione di arteria polmonare (Figura 1-E). Rigonfiare gradualmente il palloncino finché non si ottiene una pressione di cuneo e registrare il volume d'aria

richiesto. Il volume richiesto dovrebbe oscillare tra 0,5 e 0,75 mL (per i modelli SP5105 e SP5105L) e 1,25 e 1,5 mL (per i modelli SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527). Se servono meno di 0,5 mL (per i modelli SP5105 e SP5105L) e 1,25 mL (per i modelli SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527), il catetere può trovarsi in posizione troppo avanzata, con conseguente probabilità di migrazione distale e di incuneamento spontaneo. Ritirare il catetere di 2 o 3 cm e ricontrollare il volume di gonfiaggio.

9. (Solo per i modelli "13", "14", "23" e "24"). Fare scorrere la guaina protettiva sul catetere e fissarla saldamente al connettore dell'introduttore.

Misurazioni della gittata cardiaca

Per le istruzioni sulla misurazione della gittata cardiaca vedere il manuale operativo fornito con il computer della gittata cardiaca. Dimensioni consigliate di introduttore per catetere:

Catetere	Introduttore/con attacco laterale	
5F	6F	
7F	7,5 F	8 F
7,5F	8 F	8,5 F

Il catetere modello SP5105 è indicato per l'uso con le seguenti costanti di calcolo:

	Volume iniettato mL	Costante di calcolo
• Indicatore a temperatura ghiaccio in linea	5 3	0,291 0,170
• Indicatore a temperatura bagno di ghiaccio (da 0 a 5°C)	5 3	0,279 0,160
• Indicatore a temperatura ambiente (da 23 a 25°C) (lo stesso da 18° a 22°C)	5 3	0,316 0,188

cateteri modello SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527 sono indicati per l'uso con le seguenti costanti di calcolo:

	Volume iniettato mL	Costante di calcolo
• Indicatore a temperatura ghiaccio in linea	10 5 3	0,579 0,281 0,160
• Indicatore a temperatura bagno di ghiaccio (da 0 a 5°C)	10 5 3	0,566 0,270 0,151
• Indicatore a temperatura ambiente (da 23 a 25°C) (lo stesso da 18° a 22°C)	10 5 3	0,628 0,309 0,181

Avvertenze

1. Per evitare di danneggiare il catetere o il palloncino quando si inserisce il catetere praticando la tecnica "a cielo aperto" si consiglia di usare un dilatatore per vasi sanguigni o un introduttore guida monouso per vene. NON maneggiare mai il catetere con delle pinze.
2. (Solo per cateteri rivestiti di eparina) Se la superficie del catetere è eparinizzata non deve essere strofinata. La tecnica di inserimento percutanea minimizza il rischio di sanguinamento presso il punto di inserimento. Se il periodo di chiusura dell'incisione si prolunga, si consiglia l'uso di un agente emostatico topico per neutralizzare l'effetto di eventuali frammenti di eparina presenti sui lembi della ferita.
3. In genere si consiglia di non lasciare il catetere nel paziente per più di tre giorni.
4. Non far avanzare il catetere dopo che è stato correttamente posizionato; la parte del catetere rimasta fuori dal corpo può non essere sterile. Se si usa la guaina protettiva anticontaminazione, il catetere può venire riposizionato a seconda delle esigenze.
5. Non eseguire mai la misurazione della gittata cardiaca con il palloncino gonfio.
6. Per determinare la pressione di incuneamento, gonfiare lentamente il palloncino arrestandosi quando la forma d'onda AP cambia in una forma d'onda di pressione di incuneamento. Sgonfiare il palloncino una volta completata la misurazione.
7. Per ridurre l'irritazione ventricolare, gonfiare sempre il palloncino prima che il catetere giunga nel ventricolo destro.
8. Non superare il volume di gonfiaggio consigliato pari a 0,75 mL (per i modelli SP5105 e SP5105L) e pari a 1,5 mL (per i modelli SP5107, SP5127, SP5507, SP5527).
9. Il posizionamento iniziale del palloncino nell'arteria polmonare deve avvenire sempre con il palloncino gonfio al volume massimo consigliato. Il palloncino non completamente gonfio è più piccolo e può permettere al catetere di posizionarsi in un tratto più stretto dell'arteria polmonare. Questo può aumentare le probabilità di incuneamento spontaneo o il rischio di rottura della AP.
10. Un gonfiamento lento di eparina può essere usato per mantenere la pervietà del lume del catetere e deve essere effettuato prima dell'inserimento del catetere e poi mantenuto. Assicurarsi di aver irrigato il lume del catetere dopo aver eseguito un prelievo di sangue attraverso di esso. Fare attenzione a non danneggiare il palloncino mentre si fa avanzare il catetere attraverso le valvole emostatiche, gli adattatori tra catetere e guaina e gli introduttori. I migliori risultati si ottengono dilatando le valvole e i sigilli in gomma e inumidendo la superficie del palloncino e dei sigilli o valvole con una soluzione sterile e iniettabile. Il catetere, guidato dal flusso sanguigno, può migrare nell'arteria polmonare distale e si può verificare incuneamento spontaneo. Per rilevare la presenza di un incuneamento spontaneo, eseguire un monitoraggio continuo, o a intervalli brevi, della forma d'onda di pressione della AP.

Complicazioni

È molto importante che i medici siano a conoscenza delle procedure di inserimento del catetere, i suoi vantaggi e potenziali rischi, per minimizzare incidenze di complicazioni. I rischi associati con l'uso di questo dispositivo sono: aritmia, pneumotorace spontaneo, tamponamento cardiaco, rottura palloncino, tromboinfarto polmonare, perforazione dell'arteria polmonare, annodazione, sepsi/infezione ed altre complicazioni comprese il blocco di branca del fascio destro (BBFD).

Per ulteriori informazioni inerenti le complicazioni, contattare il Vs. rappresentante di zona.

Conservazione

Conservare il catetere in un luogo fresco e buio, al riparo da luci fluorescenti e dalla luce del sole per prevenire un deterioramento prematuro del palloncino di lattice.

STERILE e apirogeno a confezione sigillata e integra. Monouso. Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso. Gettare via il prodotto dopo l'uso. Non sterilizzare.

Il riutilizzo può provocare infezioni o altre malattie/lesioni.

Questo prodotto contiene un filato che comporta rischi per la salute di (bambini (in particolare maschi) e donne in gravidanza o in allattamento), soprattutto in caso di un uso prolungato.

Per informazioni inerenti ordini o assistenza, contattare il Vs. rappresentante di zona.



Criticath™ Cateteres de Termodiluição Orientados a Fluxo Modelos SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Istruções

Os modelos com o sufixo:

"H" têm um revestimento de complexo heparinizado.

"L" são mais longos (110 cm) no modelo SP5105.

"S" são um cateter mais macio e mais flexível.

"U" são de poliuretano (apenas o corpo).

"P" são de poliuretano (todo o cateter, excepto o balão).

"13", "14", "23" e "24" possuem uma bainha protectora previamente colocada; "23" e "24" têm também SP5045.

"M" possuem locais de portas para anastomias menores.



CONTRA-INDICAÇÕES

A utilização de um cateter revestido de complexo heparinizado é contra-indicada em pacientes com sensibilidade conhecida à heparina ou ao cloreto de benzalcônio.

Descrição geral

Os Cateteres Criticath™ de Termodiluição Orientados a Fluxo, são cateteres de termodiluição de 14kΩ, concebidos para utilizar como um aparelho para diagnóstico. O modelo SP5105 foi concebido para utilização em pacientes pediátricos, enquanto os modelos SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527 se destinam a pacientes adultos. Estes cateteres permitem ao médico medir as pressões intercardíacas e o débito cardíaco, quando utilizados com Computadores de Saída Cardíaca Argon Critical Care Systems (Anteriormente conhecida como BD Critical Care Systems) ou com outros computadores de saída cardíaca semelhantes e com equipamento de monitorização de pressão adequado. Os cateteres destinam-se a ser utilizados junto à cama, no laboratório de cateterização cardíaca, na sala de operações, numa unidade de recuperação pós-anestesia e noutras unidades de cuidados críticos. Para além de medirem o débito cardíaco (método de termodiluição), estes cateteres também podem ser utilizados para medir a pressão arterial direita (PAD), a pressão da artéria pulmonar (PAP) e a pressão de ângulo capilar pulmonar (PACP), para monitorização contínua da temperatura AP, para retirar amostras de sangue do AD e da AP e para administrar medicação e soluções intravenosas.

O material do corpo do cateter é Cloreto de Polivinilo, excepto onde indicado em contrário com os sufixos U ou P, que indicam poliuretano. Estes cateteres foram concebidos para procedimentos de diagnóstico e passo e não requerem a utilização de fluoroscopia para inserção. No entanto, os cateteres são radiopacos de forma a poder utilizar-se a fluoroscopia para guiar a inserção e para verificar a posição a seguir à inserção. Os cateteres têm marcações a cada 10 cm para indicar a distância da extremidade distal. As faixas estreitas são marcações de 10 cm, e as faixas largas são marcações de 50 cm.

Os modelos SP5105, SP5107 e SP5127 contêm 4 lúmens:

- **'PA DISTAL' [Lúmen distal (AP)]:** Termina na extremidade do cateter e é utilizado para medição da AP, da PACP e para pressão venosa e amostragem de sangue variada.
- **'CVP PROXIMAL' [Lúmen proximal (PVC)]:** Termina 15 cm (para SP5105), 29 cm (para SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127 e SP5527) e 25 cm (para modelos da versão "M"), proximal à extremidade do cateter e é utilizado para injetar o bolo térmico no AD, para medir a PAD ou a PVC e para amostragem de sangue.
- **'BALLOON .75 mL CAP'/BALLOON 1.5 mL CAP' [Lúmen do balão]:** Termina num balão de 0,75 mL (para modelos SP5105) e de 1,5 mL (para os outros modelos), junto à extremidade do cateter e proporciona um meio de insuflação e desinsuflação do balão durante a inserção do cateter e a medição da PACP.
- **Lúmen termistor:** Termina num rebordo termistor 1,5 cm e 3,5 cm proximal à extremidade, para os modelos pediátrico e adulto, respectivamente. Permite a computação do débito cardíaco e a medição da temperatura do sangue da AP.

Modelo SP5127 foi concebido para inserção femoral (utilização num laboratório de cateterização cardíaca).

Modelo SP5507, SP5527 contêm cinco lúmens. O design do lúmen é conforme indicado acima, com um lúmen adicional:

- **'CVP MEDICATION' [Lúmen de medicação (PVC)]:** Termina a 31 cm (27 cm para cateteres da versão "M") da extremidade do cateter. Poderá ser utilizado para administrar soluções, para injeções de débito cardíaco, para amostragem de sangue, para administração de fluidos e medicação e para monitorização da PAD.

- **Lúmen Ventricular:** termina a 17 cm da ponta do cateter. Utilizado principalmente para a monitorização do ventrículo direito. Somente no SP5527.

SP5527 é um cateter ventricular.

NOTA: Não se recomenda a administração de sangue através do cateter de 5 lúmens.

Um cateter danificado não poderá ser reparado. A embalagem foi concebida para evitar o emaranhamento do cateter e para proteger o balão e a superfície revestida a complexo heparinizado, que o muito frágeis.

Teste do cateter

1. Utilize um método asséptico para retirar o cateter.
2. (Apenas para os modelos "13", "14", "23" e "24") Aperte bem o adaptador Tuchy-Borst na bainha protectora ao cateter.
3. **NOTA:** Deverá ter-se o devido cuidado para não se apertar demasiado o adaptador, uma vez que isto poderá ocluir os lúmens do cateter e resultar em leituras de pressão inexatas.
3. Teste o termistor ao conectar o cateter ao Computador de débito cardíaco. Se o mostrador digital do computador indicar uma temperatura ambiente adequada, o termistor está a operar correctamente.

CUIDADO: Não utilize um verificador de continuidade padrão ou um ohmímetro quando o cateter está no sistema vascular. A corrente relativamente alta do medidor poderá causar um choque eléctrico no paciente, caso o isolamento se deteriore. Uma manipulação excessiva da extremidade do cateter poderá danificar o termistor e resultar em leituras intermitentes ou sem saída.

4. Teste o balão ao colocá-lo em água esterilizada e ao injectar 0,75 mL de ar para os modelos SP5105 e SP5105L (1,5 mL para os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527). Se surgirem bolhas de ar à volta do balão, não utilize o cateter. Desinche o balão retirando a seringa.

CUIDADO:

- Nunca utilize qualquer tipo de líquido para insuflar o balão.
- Desinsufla sempre o balão ao remover a seringa; o balão poderá ficar danificado ao aspirar-se ar com a seringa.

NOTA: Quaisquer líquidos dentro do lúmen do balão poderão fazer com que este permaneça insuflado. Deverá tomar sempre o devido cuidado para evitar a entrada de humidade no lúmen do balão.

5. Retire o ar do injectado e dos sacos de solução intravenosa.

NOTA: A eliminação de ar da solução evitará a entrada de ar no sistema, quando a solução terminar ou quando o saco for invertido.

6. Conecte as torneiras às extremidades do PVC proximal e aos lúmens AP distais. Irrigue e encha o PVC proximal e os lúmens AP com solução esterilizada.

ADVERTÊNCIA: As alavancas das torneiras deverão ser posicionadas a 90° para desligar, posição "OFF". Não coloque as torneiras a 45° para desligar. Este ângulo de posição da torneira é impreciso e poderá resultar em contaminação, sangramento ou embolia gasosa.

Inserção do cateter

A inserção do cateter deverá seguir os procedimentos básicos recomendados abaixo. No entanto, a utilização do cateter deverá estar sempre em conformidade com as práticas e directizes do seu hospital. É extremamente importante que compreenda completamente os pontos mencionados na secção "Advertências" antes de utilizar estes cateteres.

1. Monitorize o ECG continuamente durante a inserção do cateter.
2. Teste o cateter da forma descrita na secção "Teste do cateter". Conecte as torneiras aos lúmens PVC e AP. Quando utilizar um Sensor de Temperatura Injetável em Linha, conecte-o directamente ao lúmen PVC e, em seguida, coloque a torneira. Encha ambos os lúmens com solução esterilizada e certifique-se que estes não possuem nenhuma bolha de ar. Conecte o lúmen AP distal a um sistema de monitorização de pressão.
3. Insira o cateter percutaneamente ou através de um corte. Os locais de inserção típicos incluem a veia basilica mediana, a jugular e as veias femoral e subclávia.
4. Avance o cateter para a veia cava e insufla parcialmente o balão para 0,5 mL (para os modelos SP5105 e SP5105L) e 1 mL (para os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527). Recomenda-se a utilização de CO₂ filtrado para insuflar o balão, devido à sua rápida absorção sanguínea no caso de ruptura do balão. No entanto, ar é utilizado com frequência se não existir um desvio da direita para a esquerda ou uma fistula arterial venosa pulmonar. A introdução de uma embolia gasosa no sistema arterial poderá causar complicações sérias. O risco de ruptura do balão e a probabilidade de entrada de ar no sistema arterial, deverão ser consideradas ao seleccionar ar como o meio de insuflação do balão. Determine o comprimento da inserção do cateter, verificando as marcações em intervalos de 10 cm do cateter. Siga as formas de onda de pressão, à medida que o cateter é avançado (consulte a Figura 1).
5. Quando notar a forma de onda PAD (Figura 1-A), insufla completamente o balão para 0,75 mL (para os modelos SP5105 e SP5105L) e 1,5 mL (para os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527).
6. Avance o cateter pela AD até ao VD (Figura 1-B). Se um traço de PVC não for registado após o avanço do cateter para além da AD, desinsufla o balão ao retirar a seringa, puxe o cateter para trás devagar, volte a insuflar o balão e avance o cateter (Figura 1-C). Observe a forma de onda PVD. Avance para a AP. Se o cateter não passar na AP, desinsufla o balão e retire o cateter até a extremidade se encontrar na AD. A seguir, volte a insuflar o balão e repita os passos 4, 5 e 6.




Figura 1A-E Formas de onda de pressão durante a inserção e posicionamento do cateter. (Velocidade da tabela, 25 mm/seg.)

NOTA: Se o balão estiver insuflado por mais de 4 ou 5 minutos durante a inserção, o volume do balão insuflado poderá ter diminuído.

devido à difusão de ar através dos balões de látex. Retire a seringa e volte a insuflar o balão, se necessário.

7. Continue a avançar o cateter devagar para a AP até medir um PACP (Figura 1-D).

8. Verifique o posicionamento correcto do cateter na AP ao desinsuflar completamente o balão (retire a seringa) e observe a mudança de um traço PACP para um traço PAP (Figura 1-E). Volte a insuflar o balão gradualmente até obter um ângulo e registre o volume de ar necessário. Deverá aceitar 0,5 a 0,75 mL (para os modelos SP5105 e SP5105L) e 1,25 a 1,5 mL (para os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527). Se aceitar menos de 0,5 mL (para os modelos SP5105 e SP5105L) ou 1,25 mL (para os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527), o cateter poderá ter avançado demasiado longe, aumentando a probabilidade de migração distal e de ângulo espontâneo. Retire o cateter cerca de 2 ou 3 cm e volte a verificar o volume de insuflação.

9. (Apenas para os modelos "13", "14", "23" e "24") Estenda a bainha protectora sobre o corpo do cateter e aperte a conexão do introdutor.

Medições de saída cardíaca

Para obter as instruções de medição do débito cardíaco, consulte o manual de operação fornecido com o seu Computador de débito cardíaco. Aqui estão os tamanhos de introdutor sugeridos para os cateteres:

Cateter	Introdutor/com fluxo de porta lateral
5F	6F
7F	7,5F
7,5F	8F

O modelo SP5105 foi concebido especificamente para operar com as seguintes constantes de computação:

	Volume injectado mL	Constante de omutação
• Indicador à temperatura do gelo, em linha	5	0,291
	3	0,170
• Indicador à temperatura de um banho de gelo (0-5°C)	5	0,279
	3	0,160
• Indicador à temperatura ambiente (23 a 25°C)	5	0,316
	3	0,188
(a mesma para 18 a 22°C)		

Os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527 utilizam as seguintes constantes de computação:

	Volume injectado mL	Constante de omutação
• Indicador à temperatura do gelo, em linha	10	0,579
	5	0,281
	3	0,160
• Indicador à temperatura de um banho de gelo (0-5°C)	10	0,566
	5	0,270
	3	0,151
• Indicador à temperatura ambiente (23 a 25°C)	10	0,628
	5	0,309
	3	0,181
(a mesma para 18 a 22°C)		

Advertências

1. Para evitar danos no cateter ou no balão ao inserir o cateter pelo procedimento de corte, recomenda-se a utilização de um dilatador de vasos ou de um guia venoso descartável. NUNCA utilize fórceps no cateter.
2. (Apenas para cateteres revestidos com complexo heparinizado) se a superfície do cateter tiver sido tratada com um revestimento de complexo heparinizado, não limpe o cateter com um pano. O método de inserção percutânea poderá minimizar a possibilidade de hemorragia no local de entrada. Se o encrocamento da ferida for prolongado, deverá utilizar um agente hemostático tópico apropriado para neutralizar o efeito de qualquer complexo heparinizado que possa ter sido retrado à entrada da ferida.
3. Geralmente não se recomenda que um cateter seja deixado no paciente por um período superior a 72 horas.
4. Os cateteres não deverão ser avançados após terem sido adequadamente colocados, uma vez que a porção do cateter deixada fora do corpo poderá não estar esterilizada, a não ser que utilize uma bainha protectora do cateter; então poderá reposicionar o cateter da forma desejada.
5. NUNCA faça uma medição de débito cardíaco com o balão insuflado.
6. Para determinar a PACP, insufla o balão devagar, pare quando a forma de onda PAP mudar para a forma de onda PACP. Desinsufla o balão depois de efectuar a medição.
7. Para minimizar a irritação ventricular, insufla sempre o balão antes do cateter alcançar o VD.
8. Não exceda o volume de balão recomendado 0,75 mL (para os modelos SP5105 e SP5105L) e 1,5 mL (para os modelos SP5107, SP5127, SP5507 e SP5527).
9. A colocação inicial do cateter na AP deverá ser sempre efectuada com o volume de insuflação do balão máximo recomendado. Um balão que não está completamente insuflado será menor, permitindo que o cateter seja colocado numa porção estreita da AP. Isto poderá aumentar a probabilidade de ângulo espontâneo ou o risco de ruptura da AP.
10. Uma gota heparinizada lenta poderá ser utilizada para manter a permeabilidade do lúmen do cateter e deverá ser implementada antes da inserção do cateter, e mantida daí por diante. Certifique-se que irriga o lúmen após retirar sangue. Deverá tornar as devidas precauções para não danificar o balão ao avançar o cateter através das válvulas hemostáticas e dos adaptadores e introdutores de cateter/bainha. Os melhores resultados são obtidos ao dilatarem-se válvulas, vedações de borracha e superfícies humedecedoras do balão, vedações e válvulas com um fluido injectável esterilizado. Um cateter orientado a fluxo poderá migrar para a AP distal e causar ângulo espontâneo. Para detectar um ângulo, a forma de onda de pressão AP deverá ser monitorizada continuamente ou a intervalos curtos.

Complicações

É importante que os profissionais médicos estejam familiarizados com os procedimentos de inserção do cateter, as respectivas vantagens e riscos associados, de forma a reduzir a incidência de complicações. Os riscos associados com a utilização deste dispositivo, incluem: distúrbios, pneumotórax, tamponamento cardíaco, ruptura do balão, tromboembolia pulmonar, perfuração da artéria pulmonar, ematraginamento, sépsis/infeção e outras complicações, incluindo "early bundle branch block" (RBBB).

Para mais informação relacionada com complicações, contacte o seu delegado local.

Armazenamento

Armazene o cateter numa área fresca e escura, longe de luzes fluorescentes ou da luz do sol, para evitar uma deterioração prematura do balão de látex.

ESTERILIZADO e apirogénico quando em embalagens fechadas e sem danos. Apenas para uma única utilização. Antes de utilizar verifique a integridade da embalagem. Descarte após utilização. Não reesterilize.

A reutilização pode provocar infecção ou outra doença/lesão.

Este produto contém um ftalato que pode constituir um risco para (crianças (sexo masculino), mulheres grávidas ou que estejam a amamentar) em conjugação com uma utilização prolongada.

Para informação complementar ou pedidos ou assistência, por favor contacte o representante local.



Criticath™ **Naправляемые потоком (плавающие) термодилационные катетеры** **Modelos SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527**

Инструкция

Modelos с суффиксами:

- "H" - покрыты гепариновым комплексом;
- "L" - удлинены до 110 см (для модели SP5105);
- "S" - наиболее пластичные и более гибкие катетеры;
- "U" - изготовлены из полиуретана (только корпус катетера);
- "P" - изготовлены из полиуретана (весь катетер полностью за исключением баллона);
- "13", "14", "23" и "24" - имеют предварительно прикреплённый защитный чехол; SP5045 имеет также "23" и "24" такие.
- "M" - имеют расположение портов, соответствующее малым анатомическим размерам;



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Изделие содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызвать у отдельных лиц аллергические реакции.

Общее Описание

Плавающие катетеры Criticath™ являются термодилационными катетерами с сопротивлением 14 кОм, предназначенными для диагностических целей. Модель SP5105 является педиатрической, а модели SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 и SP5527 - предназначены для использования у взрослых пациентов. Эти катетеры позволяют врачам измерять давление в полостях сердца и минутный объем кровообращения при использовании с компьютерами для определения сердечного выброса (кардиокомпьютер) или аналогичными приборами, а также с соответствующим оборудованием для мониторинга давления. Катетеры могут использоваться непосредственно у постели больного, в лаборатории катетеризации полостей сердца, в операционной, в отделении послеоперационной интенсивной терапии и в других специализированных отделениях интенсивной терапии. В дополнение к определению сердечного выброса (термодилационный метод) катетеры обеспечивают измерение давления в правом предсердии (ДПП), в легочной артерии (ДЛА), давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК), а также постоянный мониторинг температуры крови в легочной артерии (ЛА), забор проб крови из правого предсердия (ПП) и ЛА, введение лекарственных препаратов и внутривенных инфузионных сред.

Корпус катетера изготовлен из поливинилхлорида, за исключением моделей с маркировками U или P, указывающими на полиуретан. Катетеры предназначены для диагностических процедур и при установке не требуют использования рентгеноконию. Вместе с тем катетеры рентгеноконтрастны, поэтому рентгеноконию может быть использована как в процессе их установки, так и для контроля положения после установки. Катетеры маркированы через каждые 10 см для определения расстояния от дистального конца. Узкие полосы представляют собой 10-см отметки, широкие - 50-см отметки.

Modelos SP5105, SP5107 и SP5127 имеют 4 канала:

- **"PA DISTAL"** - дистальный (ЛА) канал оканчивается просветом на конце катетера и используется для измерения ДЛА, ДЗЛК, давления смешанной венозной крови и для забора проб крови.
- **"CVP PROXIMAL"** - проксимальный канал или канал центрального венозного давления (ЦВД) оканчивается просветом на расстоянии 15 см (для SP5105), 29 см (для SP5105L, SP5107, SP5127, SP5527) или 25 см (для моделей с маркировкой "M") проксимально от конца катетера и используется для введения в ПП раствора, являющегося температурной меткой при измерении сердечного выброса, а также для измерения ДПП или ЦВД и забора проб крови.
- **"BALLOON .75 mL CAP"/"BALLOON 1.5 mL CAP"** - канал баллона оканчивается просветом внутри баллона с объемом

0,75 см3 (для SP5105) или 1,5 см3 (для остальных моделей) вблизи конца катетера и обеспечивает раздувание и сдувание баллона в процессе установки катетера и измерения ДЗЛК.

- **КАНАЛ ТЕРМИСТОРА** оканчивается в ложе термистора на расстоянии 1,5 см (педиатрическая модель) или 3,5 см (модели для взрослых пациентов) проксимально от конца катетера; обеспечивает определение сердечного выброса и измерение температуры крови в ЛА.

Модель SP5127 предназначена для введения через бедренную вену (использовать в лабораториях катетеризации полостей сердца).

Модель SP5507, SP5527 содержит пять каналов. Предназначение каналов соответствует вышеуказанному, кроме того имеется дополнительный канал:

- **"CVP MEDICATION"** - лекарственный (ЦВД) канал оканчивается просветом на расстоянии 31 см (27 см для катетеров с маркировкой "M") от конца катетера. Может использоваться для инфузий внутривенных сред, введения раствора для термодилационного определения сердечного выброса, забора проб крови и введения различных лекарственных средств, а также мониторинга ДПП.
- **Желудочковый канал:** открывается на расстоянии 17 см от дистального конца катетера. Используется в основном для мониторингирования давления в правом желудочке (ПЖ), применяется только с SP5527.

SP5527 - желудочковый катетер

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Трансфузии крови и ее компонентов через 5-канальный катетер не рекомендуются.

Поврежденный катетер не подлежит ремонту. Упаковка обеспечивает предупреждение скручивания катетера, защищает от повреждения баллон и гепариновое покрытие.

Проверка Катетера

1. Извлеките катетер в асептических условиях.
2. (Только для моделей "13", "14", "23" и "24") затяните адаптор Тухи-Борста на защитном чехле катетера.
3. Проверьте термистор, соединив катетер с компьютером для определения сердечного выброса. Если дисплей компьютера показывает температуру, соответствующую температуре окружающей среды, то термистор исправен.

ОСТОРОЖНО: Не используйте стандартный определитель проводимости или омметр, когда катетер находится в просвете сосуда. Относительно высокий ток в измерительном приборе при нарушении изоляции может привести к электротравме у больного. Чрезмерные манипуляции с концом катетера могут повредить термистор, в результате чего нарушится или будет полностью отсутствовать регистрация термодилационной кривой.

4. Проверьте баллон, поместив его в стерильную воду и раздув 0,75 мл (для катетеров SP5105 и SP5105L) или 1,5 мл (для катетеров SP5107, SP5127, SP5507 и SP5527) воздуха. Не используйте катетер, если вокруг баллона появляются пузырьки воздуха. Сдуйте баллон, отсоединив шприц.

ОСТОРОЖНО

- Никогда не используйте жидкость для раздувания баллона.
- Всегда сдувайте баллон путем отсоединения шприца; при активной аспирации воздуха шприцом баллон может быть поврежден.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Жидкость в канале баллона может препятствовать сдуванию баллона. Профилактике попадания влаги в канал баллона следует уделять особое внимание.

5. Удалите воздух из емкостей с раствором для термодилации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Удаление воздуха из растворов предотвратит попадание воздуха в систему, если раствор закончился или емкость перевернется.

6. Присоедините краники к каналам ЦВД (проксимальный) и ЛА (дистальный); промойте и заполните их стерильным раствором.

ОСТОРОЖНО: Для достижения позиции краника "закрывать" всегда используйте положение 90°. Не используйте положение 45° для достижения позиции "закрывать". Положение 45° неточно, может приводить к инфильтрации, забросу крови и воздушной эмболии.

Установка Катетера

Установка катетера должна выполняться в соответствии с основными рекомендациями, изложенными ниже. Однако использование катетера всегда должно соответствовать тактике и методам, принятым в Вашем медицинском учреждении. Вместе с тем, перед использованием катетеров, полезно полностью понять изложенные предостережения.

1. Постоянно наблюдайте за электрокардиограммой в процессе установки катетера.
2. Проверьте работоспособность катетра, как описано выше в разделе "Проверка катетера". Присоедините краники к каналам ЦВД и ЛА. При использовании включаемого в линию датчика температуры вводимого раствора, присоедините его непосредственно к каналу ЦВД, а затем присоедините краник. Для удаления пузырьков воздуха заполните оба канала стерильным раствором. Соедините дистальный конец канала ЛА с системой для мониторинга давления.
3. Введите катетер осторожно или через хирургический доступ. В типичных случаях катетер вводит через средние вены локтевой области, базиллярные, яремные, бедренные или подключичные вены.
4. Продвиньте катетер в полую вену и частично раздуйте баллоном объемом 0,5 мл (для катетеров SP5105 и SP5105L) или 1 мл (для катетеров SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Для заполнения баллона рекомендуется профильтрованная CO2, поскольку она быстро растворяется в крови при разрыве баллона. Часто, однако, используют и атмосферный воздух, кроме случаев, когда у пациента имеется право-левый сброс крови или легочное

артерио-венозное соустье. Попадание воздушных эмболов в артериальную систему может привести к серьезным осложнениям. Если в качестве вдуваемой в баллон среды используется воздух, следует учитывать риск разрыва баллона и, соответственно, попадания воздуха в артериальную систему. Определите длину введенного отрезка катетера по меткам, нанесенным с интервалом 10 см. При продвижении катетера следите за кривой давления (см. рис. 1).

5. После того, как зарегистрирована кривая ДПП (рис. 1-А), раздуйте баллон до полного объема (0,75 мл для катетеров SP5105 и SP5105L или 1,5 мл для катетеров SP5107, SP5127, SP5507 и SP5527).

6. Продвигайте катетер через ПП в правый желудочек (ПЖ) (рис. 1-В). Если кривая давления в ПЖ (ДПЖ) не регистрируется после продвижения катетера за ПП, сдуйте баллон путем отсоединения шприца, медленно подтяните катетер в обратном направлении, снова раздуйте баллон и продвигайте катетер (рис. 1-С). Регистрируйте появление кривой ДПЖ. Продвигайте катетер в ЛА. Если катетер не проходит в ЛА, сдуйте баллон и подтяните катетер назад, пока конец катетера не окажется в ПП. Затем снова раздуйте баллон и повторите рекомендации 4, 5 и 6.




Рис. 1-А-Е. Кривая давления при введении катетера и определении его положения (скорость регистрации 25 мм/с).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если баллон во время установки катетера был раздут в течение 4-5 мин и более, объем баллона может уменьшиться вследствие диффузии воздуха через латексную оболочку баллона. Если необходимо, отсоедините шприц и снова раздуйте баллон.

7. Продолжайте медленное продвижение катетера в ЛА, пока не будет визуализироваться кривая ДЗЛК (рис. 1-Д).

8. Проверьте правильность положения катетера в ЛА, полностью сдуйте баллон (удаление шприца), и наблюдая изменение кривой давления от картины ДЗЛК до ДЛА (рис. 1-Е). Постепенно раздуйте баллон до получения кривой ДЗЛК и отметьте необходимый для этого объем воздуха. Указанный объем составляет 0,5-0,75 мл (для катетеров SP5105 и SP5105L) или 1,25-1,5 мл (для катетеров SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Если необходимо менее 0,5 мл (для катетеров SP5105 и SP5105L) или 1,25 мл (для катетеров SP5107, SP5127, SP5507, SP5527), то катетер может быть продвинут слишком далеко, что повышает вероятность перемещения в дистальном направлении и спонтанного заклинивания. Подтяните катетер на 2-3 см назад и вновь проверьте объем заполнения.

9. (Только для моделей "13", "14", "23" и "24") растяните защитный чехол вокруг корпуса катетера и пристегните втулку интродьюсера.

Измерение Сердечного Выброса

Для получения рекомендаций по определению сердечного выброса обратитесь к руководству по использованию Вашего компьютерного терминала. Соблюдайте размеры интродьюсеров для катетеров:

Катетер	Интродьюсер/с боковым портом
5F	6F
7F	7,5F
7,5F	8F
	8,5F

Модель SP5105 специально предназначена для работы со следующими компьютерными константами:

	Вводимый Объем, мл	Константа
• Индикатор при температуре таяния льда, в линии	5	0,291
	3	0,170
• Индикатор в ледяной бане (0-5 °C)	5	0,279
	3	0,160
• Индикатор при комнатной температуре (23-25 °C) (также для 18-22 °C)	5	0,316
	3	0,188

С моделями SP5107, SP5127, SP5507 и SP5527 используются следующие компьютерные константы:

	Вводимый Объем, мл	Константа
• Индикатор при температуре таяния льда, в линии	10	0,579
	5	0,281
	3	0,160
• Индикатор в ледяной бане (0-5 °C)	10	0,566
	5	0,270
	3	0,151
• Индикатор при комнатной температуре (23-25 °C) (также для 18-22 °C)	10	0,628
	5	0,309
	3	0,181

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Избегайте повреждения катетера или баллона при установке катетера через хирургический доступ. Рекомендуется использовать сосудистый дилататор или однократный венозный проводник-интродьюсер. НИКОГДА не накладывайте на катетер хирургические зажимы.

2. (Только для катетеров, покрытых гепариновым комплексом) Не протирайте катетер, если поверхность катетера обработана гепариновым комплексом. Перкутанный метод введения может свести к минимуму возможность кровотечения из места пункции. Если имеется протяженный кожный шов, следует использовать соответствующее местное гемостатическое средство для нейтрализации любых количеств гепаринового комплекса, попавших на края раны.

3. В соответствии с общепринятыми рекомендациями не оставляйте катетер в организме больного более чем на трое суток.

4. Катетер не следует продвигать после того, как он был точно расположен, поскольку часть катетера, оставшаяся вне организма может быть не стерильной. Если использован защитный чехол, расположение катетера при необходимости можно изменять.

5. Никогда не измеряйте сердечный выброс при раздутом баллоне.

6. Определите ДЗЛК путем медленного раздувания баллона, прекращайте раздувание после перехода кривой ДЛА в кривую ДЗЛК. Сдуйте баллон после измерения.

7. Для сведения к минимуму раздражения стенок ПЖ всегда раздувайте баллон перед введением катетера в ПЖ.

8. Не превышайте рекомендуемый объем раздувания баллона 0,75 мл (для моделей SP5105 и SP5105L) или 1,5 мл (для моделей SP5107, SP5127, SP5507, SP5527).

9. Начальная установка катетера в ЛА должна всегда выполняться при максимальном рекомендуемом объеме раздувания баллона. Недораздутый баллон, имеющий меньшие размеры, может способствовать попаданию конца катетера в легочные сосуды малого диаметра, повышая вероятность спонтанного заклинивания и риска разрыва ЛА.

10. Для поддержания проходимости каналов катетера может использоваться медленная капельная инфузия раствора, содержащего гепарин, которую следует наладить перед введением катетера и поддерживать в последующем. Убедитесь, что после забора крови канал катетера вновь промыт. Уделите внимание профилактике повреждения баллона при проведении катетера через гемостатические клапаны, адаптеры между катетером и защитным чехлом, а также интродьюсера. Лучшие результаты достигаются при расширении дилататором клапанов и резиновых перемычек и смачивании стерильным физиологическим раствором поверхности оболочки баллона и клапанов. Направляемый потоком катетер может мигрировать в дистальные отделы ЛА и вызывать спонтанное заклинивание. Для обнаружения заклинивания ДЛА следует мониторировать постоянно или с короткими интервалами.

Осложнения

Для врача важно в совершенстве владеть навыками введения катетера, хорошо знать положительные стороны этой процедуры и возможный риск, что предопределяет снижение частоты осложнений. Осложнения, возможные при использовании этого приспособления включают: аритмии, пневмоторакс, тампонаду сердца, разрыв баллона, тромбозы, тромбоэмболии и инфаркты легкого, перфорацию ЛА, завязывание катетера, сепсис и другие ишемические осложнения, блокаду правой ножки пучка Гиса и др.

Для получения дальнейшей информации об осложнениях связывайтесь с представителем Ohmeda в вашем регионе.

Хранение

Храните катетер в прохладном сухом месте, защищая от воздействия света флуоресцентных ламп и солнечного света для предупреждения преждевременного разрушения латексного баллона.

Стерильность и непригодность в не вскрытой упаковке. Проверьте целостность упаковки перед применением. Для разового использования. Выбросить после употребления, не стерилизовать повторно.

Повторное использование может повлечь за собой занесение инфекции, другие заболевания или нанесение иного вреда пациенту.

Продукт содержит фталат, который в сочетании с продолжительным использованием продукта может представлять опасность для (детей (мужского пола), беременных или кормящих женщин).

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.



Criticath™ Катетеры по термодилуции с flujo dirigido Modelos - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Instrucciones

Los modelos con el sufijo:

"H" están recubiertos con un complejo heparinizado.

"L" son más largos (110 cm) en SP5105.

"S" son catéteres más suaves y flexibles.

"U" son de poliuretano (sólo el cuerpo).

"P" son de poliuretano (todo el catéter excepto el balón).

"13", "14", "23" y "24" tienen protectores de catéter preinstalados; "23" y "24" tienen también SP5045.

"M" tienen orificios ubicados para acomodar anatomías más pequeñas.



CONTRAINDICACIONES

La utilización de un catéter con cubierta de complejo heparinizado está contraindicada en pacientes con sensibilidad conocida a la heparina o al clorhidrato de benzalconio.

Descripción general

Los catéteres Criticath™ de flujo dirigido de son catéteres de termodilución de 14kD diseñados para uso como dispositivos de diagnóstico. El modelo SP5105 es para uso en pacientes pediátricos y los modelos SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527 son

para pacientes adultos. Estos catéteres permiten que el médico haga mediciones la presión intracardiaca y del gasto cardiaco cuando son utilizados con los Ordenadores de Gasto Cardiaco de Argon Critical Care Systems (Anteriormente denominada BD Critical Care Systems) u otros ordenadores similares y equipos de monitorización de presión apropiados. Los catéteres están diseñados para uso al pie de la cama, en el laboratorio de cateterización cardiaca, en el quirófano, en la sala de recuperación postoperatoria y en otras salas de atención médica crítica especializadas. Además de medir el gasto cardiaco (método de termodilución) estos catéteres pueden utilizarse para medir la presión auricular derecha (RAP), la presión arterial pulmonar (PAP), la presión de enclavamiento en la arteria pulmonar (PCWP), para monitorizar la temperatura de la arteria pulmonar (PA) en forma continua, para tomar muestras de sangre de la aurícula derecha (RA) y de la arteria pulmonar (PA) y para administrar medicamentos y soluciones intravenosas.

El cuerpo del catéter está fabricado con Cloruro de Polivinilo, a menos que muestre una U o una P que indique que es de poliuretano.

Estos catéteres están diseñados para procedimientos de diagnóstico y su inserción no requiere el uso de fluoroscopia. No obstante, son radiopacos de manera que si se desea, puede usarse fluoroscopia para guiar la inserción y verificar su posición una vez que estén colocados. El catéter tiene marcas cada 10 cm que indican la distancia del extremo distal. Las bandas angostas representan 10 cm y las anchas 50 cm.

Los modelos SP5105, SP5107 y SP5127 tienen 4 lúmenes:

- **'PA DISTAL' [Lumen distal (PA)]:** termina en el extremo del catéter y se utiliza para medir la presión arterial pulmonar (PAP), la presión de enclavamiento capilar pulmonar (PCWP) la presión venosa mixta y para tomar muestras de sangre.
- **'CVP PROXIMAL' [Lumen proximal (CVP)]:** termina 15 cm (en SP5105), 29 cm (en SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127 y SP5527) y 25 cm (para los modelos de la versión "M") proximal al extremo del catéter y se utiliza para inyectar el bolo térmico en la aurícula derecha, para medir la presión arterial derecha (RAP) o la presión venosa central (CVP) y para tomar muestras de sangre.
- **'BALLOON .75 mL CAP/BALLOON 1.5 mL CAP' [Lumen de balón]:** termina en un balón de 0,75 mL (en los modelos SP5105) y 1,5 mL (en los otros modelos) cerca del extremo del catéter y permite inflar y desinflar el balón durante la inserción del catéter y las mediciones de PCWP.
- **Lumen del termistor:** termina en una perla de termistor a 1,5 cm y 3,5 cm proximal al extremo del catéter pediátrico y para adultos respectivamente. Permite el cálculo del gasto cardiaco y la medición de la temperatura sanguínea de la arteria pulmonar (PA).

El modelo SP5127 está diseñado para inserción femoral (utilizado en el laboratorio de cateterización).

El modelo SP5507, SP5527 tiene cinco lúmenes. El diseño de los lúmenes es el indicado anteriormente con un lumen adicional:

- **'CVP MEDICATION' [Lumen para medicamentos (CVP)]:** termina a 31 cm (27 cm para catéteres de la versión "M") del extremo del catéter. Puede utilizarse para la administración de soluciones, inyecciones para gasto cardiaco, tomas de muestras de sangre, administración de líquidos y medicamentos y el control de la presión auricular derecha (RAP).
- **Lumen Ventricular:** termina a 17 cm de la punta del catéter. Utilizado principalmente para la monitorización del ventrículo derecho. Sólo en el SP5527.

SP5527 es un catéter ventricular.

NOTA: no se recomienda la transfusión de sangre a través del catéter de 5 lúmenes.

No es posible reparar un catéter dañado. El paquete está diseñado para evitar que el catéter se tuerza y para proteger el frágil balón y las superficies recubiertas con complejo heparinizado.

Prueba del catéter

1. Retire el catéter de su envoltorio usando una técnica estéril.
2. (Sólo para los modelos "13", "14", "23" y "24") Ajuste en forma segura el adaptador Tuohy-Borst en el protector de esterilidad del catéter.

NOTA: no apriete demasiado el adaptador, ya que esto podría ocluir los lúmenes del catéter. Esta situación resultará en lecturas de presión incorrectas.

3. Pruebe el termistor conectando el catéter al cable de conexión de catéter del ordenador. El termistor está funcionando correctamente si la pantalla digital del ordenador indica una temperatura ambiental apropiada.

PRECAUCIÓN: No utilice el medidor estándar de continuidad ni el medidor de ohms mientras el catéter esté en el sistema vascular. La corriente en el medidor es relativamente alta y podría causar choque eléctrico en el paciente si el material aislante estuviera dañado. La manipulación muy frecuente de la punta del catéter puede dañar el termistor y resultar en lecturas intermitentes o impedir la salida de información.

4. Pruebe el balón. Póngalo en agua estéril e inyecte 0,75 mL de aire para los modelos SP5105 y SP5105L (1,5 mL de aire para SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527). Si aparecen burbujas alrededor del balón, no use este catéter. Desinifle el balón retirando la jeringa.

PRECAUCIÓN

- Nunca infle el balón con líquido.
- Siempre desinifle el balón retirando la jeringa; el balón puede dañarse si se aspira aire con la jeringa.

NOTA: los líquidos dentro del lumen del balón pueden causar que éste permanezca inflado. Siempre se debe tener mucho cuidado para evitar que entre humedad dentro del lumen del balón.

5. Vacíe el aire de las bolsas de inyección y de solución intravenosa.

NOTA: si se elimina el aire del sistema, se evitará que aire entre al mismo cuando la solución se haya agotado o cuando se invierta la bolsa.

6. Conecte las llaves a los extremos del lumen proximal de presión venosa central (CVP) del lumen de la arteria pulmonar (PA). Establezca un lavado para llenar los lúmenes proximal de CVP y PA con la solución estéril.

ADVERTENCIA: Las palancas de las llaves deben orientarse a 90° para quedar en la posición "CERRADO". No coloque las llaves a 45° para lograr la posición "CERRADO". La posición de la llave a 45° es imprecisa y puede causar contaminación, sangrado o embolia gaseosa.

Inserción del catéter

La inserción del catéter debe hacerse de acuerdo con los procedimientos básicos recomendados a continuación. Sin embargo, el uso del catéter siempre debe conformarse a las normas y los procedimientos establecidos por su hospital. Antes de usar estos catéteres se debe tener un buen conocimiento de las "Precauciones" listadas.

- Durante la inserción, vigile continuamente el electrocardiograma (ECG).
- Pruebe el catéter tal como se describe en la sección "Prueba del catéter". Conecte las llaves a los lúmenes de CVP y PA. Cuando utilice un sensor de temperatura de inyección en línea, conéctelo directamente al lumen de CVP y luego acople la llave. Llene ambos lúmenes con solución estéril y cerciórese de que no tengan burbujas de aire. Conecte el lumen PA distal a un sistema de control de presión.
- Inserte el catéter utilizando una técnica percutánea o de corte. Los puntos de inserción típicos son las venas basilares mediana, yugular, femoral y subclavia.
- Avance el catéter en la vena cava e infle parcialmente el balón a 0,5 mL (para SP5105 y SP5105L) y 1,0 mL (para SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527). Se recomienda usar CO₂ filtrado para inflar el balón debido a que será absorbido rápidamente por la sangre en caso que hubiera una ruptura del balón. Con frecuencia, cuando no hay una derivación de derecha a izquierda ni una fistula arteriovenosa pulmonar, se usa aire ambiental para el inflado. La introducción de un bolo de aire en el sistema arterial puede causar complicaciones graves. El riesgo de ruptura del balón y la posibilidad de que aire entre al sistema arterial deben tenerse en cuenta cuando se selecciona aire como el medio de inflado. Determine la longitud de inserción del catéter haciendo uso de las marcas situadas cada 10 cm en el mismo. Siga las ondas de presión mientras el catéter avanza (Consulte la Figura 1).
- Cuando se registre la onda de presión de la aurícula derecha RAP (Figura 1-A), infle el balón completamente (0,75 mL para SP5105 y SP5105L y 1,5 mL para SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527).
- Avance el catéter a través de la aurícula derecha (RA) y dentro del ventrículo derecho (RV) (Figura 1-B). Si no se registra presión en el ventrículo derecho (RVP) después que el catéter ha avanzado más allá de la aurícula derecha (RA), desinfe el balón retirando la jeringa, tire del catéter lentamente hacia atrás, vuelva a inflar el balón y a avanzar el catéter (Figura 1-C). Observe la onda de la presión del ventrículo derecho (RVP). Avance el catéter a la arteria pulmonar. Si el catéter no avanza dentro de la arteria pulmonar (PA), desinfe el balón y retire el catéter hasta que el extremo esté en la aurícula derecha (RA). Luego, vuelva a inflar el balón y repita los pasos 4, 5 y 6.



Figura 1A-E Ondas de presión durante la inserción y colocación del catéter (Velocidad de la gráfica: 25mm/seg.)

NOTA: si el balón ha estado inflado durante más de 4 ó 5 minutos durante la inserción, el volumen del balón inflado puede haberse reducido debido a la difusión del aire en el balón de látex. Retire la jeringa y vuelva a inflar el balón si es necesario.

- Continúe avanzando el catéter lentamente en la arteria pulmonar (PA) hasta que haya una medición de la presión del enclavamiento capilar pulmonar (PCWP) (Figura 1-D).
- Verifique la posición correcta del catéter en la arteria pulmonar. Desinfe el balón completamente (retire la jeringa) y observe el cambio del trazado de PCWP a un trazado de PAP (Figura 1-E). Vuelva a inflar el balón gradualmente hasta obtener una PCWP y registre el volumen de aire necesario. Debe requerir de 0,5 mL a 0,75 mL (para SP5105 y SP5105L) y 1,25 mL a 1,5 mL (para SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527). Si el aire necesario es menos de 0,5 mL (para SP5105 y SP5105L) o 1,25 mL (para SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527) es posible que el catéter haya avanzado demasiado, aumentando la posibilidad de desplazamiento distal y enclavamiento espontáneo. Tire del catéter hacia atrás 2 ó 3 cm y vuelva a verificar el volumen de inflado.
- (Sólo para los modelos "13", "14", "23" y "24") Extienda el protector de catéter sobre el cuerpo del catéter y ajústelo al centro del introductor.

Mediciones del gasto cardíaco

Para obtener instrucciones sobre las mediciones del gasto cardíaco, consulte el manual de operación provisto con su ordenador de gasto cardíaco. Los tamaños sugeridos de introductores de catéter son:

Catéter	Introductor/Con flujo de puerto lateral	
5F	6F	
7F	7,5F	8F
7,5F	8F	8,5F

El modelo SP5105 ha sido especialmente diseñado para funcionar con las siguientes constantes de cálculo:

	Volumen inyectado mL	Constante de cálculo
• Indicador a temperatura helada, en línea	5 3	0,291 0,170
• Indicador a temperatura de baño helado (0-5°C)	5 3	0,279 0,160
• Indicador a temperatura ambiente (23 a 25°C)	5 3	0,316 0,188
(la misma para 18 a 22°C)		

Los modelos SP5107, SP5127, SP5507 y SP5527 utilizan las siguientes constantes de cálculo:

	Volumen inyectado mL	Constante de cálculo
• Indicador a temperatura helada, en línea	10 5 3	0,579 0,281 0,160
• Indicador a temperatura de baño helado (0-5°C)	10 5 3	0,566 0,270 0,151
• Indicador a temperatura ambiente (23 a 25°C)	10 5 3	0,628 0,309 0,181
(la misma para 18 a 22°C)		

Precauciones

- Para evitar averías en el catéter o en el balón cuando el catéter se inserta mediante el procedimiento de corte, se recomienda utilizar un dilatador de vasos o una guía venosa desechable. NUNCA use fórceps en el catéter.
- (Sólo para catéteres tratados con un complejo heparinizado) Si la superficie del catéter está tratada con una capa de complejo heparinizado, no limpie el catéter. El método de inserción percutánea puede reducir la posibilidad de sangrado en el punto de entrada. Si la herida de entrada tarda en cerrarse, debe aplicarse un agente hemostático tópico apropiado para neutralizar el efecto del complejo heparinizado que pueda haber quedado en el borde de la herida.
- Generalmente se recomienda no dejar el catéter en el paciente más de tres días.
- Una vez colocado correctamente, el catéter no se debe reposicionar ya que la parte del catéter que se deja fuera del cuerpo puede no estar estéril. Si se utiliza un protector de esterilidad, el catéter puede volver a colocarse, si fuera necesario.
- Nunca haga mediciones del gasto cardíaco con el balón inflado.
- Para determinar la presión de enclavamiento del catéter en la arteria pulmonar (PCWP), infle el balón lentamente, interrumpa el inflado cuando la onda de presión arterial pulmonar (PAP) cambie a una onda de PCWP. Desinfe el balón después de terminar la medición.
- Para reducir al mínimo la irritación ventricular, siempre infle el balón antes que el catéter llegue al ventrículo derecho (RV).
- No sobrepase el volumen de inflado recomendado de 0,75mL (para SP5105 y SP5105L) y de 1,5 mL (para SP5107, SP5127 , SP5507 y SP5527).
- La colocación inicial del catéter en la arteria pulmonar (PA) siempre debe realizarse con el balón inflado al volumen máximo recomendado. Un balón que no esté completamente inflado será más pequeño y permitirá que el catéter sea colocado en una parte angosta de la arteria pulmonar (PA). Esto puede aumentar la posibilidad de enclavamiento espontáneo o el riesgo de ruptura de la arteria pulmonar.
- Puede utilizarse un goteo de heparina para mantener la permeabilidad del lumen del catéter y esto debe hacerse antes de la inserción del catéter y mantenerse después de la misma. Asegúrese de limpiar el lumen contra el flujo después de tomar sangre. Se debe tener cuidado de no dañar el balón al avanzar el catéter por las válvulas hemostáticas, los adaptadores de los catéteres y protectores y los introductores. Se obtienen los mejores resultados si las válvulas y los sellos de goma se dilatan y se humedece la superficie del balón, de los sellos y de las válvulas con un líquido estéril inyectable. Un catéter de flujo dirigido puede desplazarse a la arteria pulmonar distal y causar enclavamiento espontáneo. Para detectar el enclavamiento, se debe vigilar la onda de presión arterial continuamente o a intervalos breves.

Complicaciones

Con el fin de reducir la incidencia de complicaciones, es importante que los médicos estén bien familiarizados con los procedimientos de inserción del catéter, las ventajas y los riesgos. Los riesgos asociados con el uso de este dispositivo incluyen disritmias, neumotórax, taponamiento cardíaco, ruptura del balón, trombo e infarto pulmonar, perforación de la arteria pulmonar, nudos, sepsis o infección y otras complicaciones entre las cuales se incluye el bloqueo de rama derecha (RBBB).

Para más información relacionada con complicaciones, contacte con su delegado local.

Almacenamiento

Para evitar el deterioro prematuro del balón de látex, almacene el catéter en un lugar fresco y oscuro, fuera de luces fluorescentes y de la luz solar.

ESTÉRIL y apirógeno si está en un paquete cerrado y no dañado. Para un solo uso. Antes de usar, verifique que el paquete no esté dañado. Deseche después de usar. No reesterilizar.

La reutilización puede ocasionar infecciones u otras enfermedades/lesiones.

Este producto contiene un ftalato que puede suponer un riesgo para (niños (varones) y mujeres durante el embarazo y la lactancia) junto con un uso prolongado.


Para mayor información sobre pedidos o asistencia, por favor contacte con su delegado local.

Criticath™ Flödesstyrda termodilutionskatetrar Modell SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Anvisningar

Modeller med suffixet:

- "H" är belagda med heparinkomplex.
- "L" är längre (110 cm) i SP5105
- "S" har en mjukare, mer flexibel kateter.
- "U" är tillverkad av polyuretan (endast kateterdelen).
- "P" är tillverkad av polyuretan (hela katetern förutom ballongen).
- "13", "24", "23" och "24" är försedda med en förmonterad skyddsstrumpa; "23" & "24" har också SP5045.
- "M" har portplaceringar som lämpar sig för mindre anatomier.



KONTRAIKATIONER

Användning av kateter, belagd med heparinkomplex, är kontraindikerad för patienter som har en känd överkänslighet mot heparin eller bensalkoniumklorid.

Allmän beskrivning

Criticath™ flödesstyrda katetrar är 14 kD termodilutionskatetrar som är avsedda att användas som diagnostiska verktyg. Modell SP5105 är avsedd att användas för pediatriska patienter, medan modell SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 och SP5527 är för vuxna patienter. Med dessa katetrar kan läkare mäta intrakardiologiska tryck och hjärtminutvolyt när de används tillsammans med Argon Critical Care Systems (Tidigare BD Critical Care Systems) hjärtminutvolymdator eller andra liknande hjärtminutvolymdatorer och lämplig tryckövervakningsutrustning. Katetrarna är avsedda att användas vid patientplatsen, i laboratoriet för hjärkateterisering, operationssalen, uppvakningsavdelningen efter anestesi och på andra akutavdelningar. Förutom mätning av hjärtminutvolyt (med termodilutionsmetoden) kan dessa katetrar användas till att mäta höger förkamstryck (RAP), lungartärtryck (PAP), och lungkapillärt wedgetryck (PCWP), till att kontinuerligt övervaka PA-temperaturen, att dra blodprov från RA och PA, samt till att administrera läkemedel och infusionslösningar.

Materialet i katetern är polyvinylklorid, om den ej är märkt med U eller P, vilket anger polyuretan.

Katetrarna är avsedda för diagnostiska procedurer och kräver inte användning av röntgengenomlysning för inläggning. De är dock röntgentåliga så att röntgengenomlysning kan användas till att styra inläggningen och för att bekräfta positionen efter inläggning. Katetrarna är försedda med markeringar var 10 cm som visar avståndet från den distala spetsen. Småla band markerar 10 cm och breda band 50 cm.

SP5105, SP5107 och SP5127 innehåller 4 lumen:

- '**PA DISTAL**' [Distal (PA) lumen]: Slutar vid kateterspetsen och används för mätning av PAP och PCWP, för blandat venttryck samt för blodprov.
- '**CVP PROXIMAL**' [Proximal (CVP) lumen]: Slutar 15 cm (för SP5105), 29 cm (för SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) och 25 cm (för "M" versioner) proximalt från kateterspetsen och används för injicering av värmebolus i RA, för mätning av RAP eller CVP och för blodprov.
- '**BALLOON .75 mL CAP/BALLOON 1.5 mL CAP**' [Ballonglumen]: Slutar i en 0,75 mL ballong (för SP5105-modeller) och en 1,5 mL ballong (för andra modeller) nära kateterspetsen och används till att fylla och tömma ballongen under kateterisering samt för PCWP-mätning.
- Termistorlumen:** Slutar i en termistorsensor 1,5 cm och 3,5 cm proximalt från slutet för pediatrisk respektive vuxen användning och gör det möjligt att mäta hjärtminutvolyt och PA-blodtemperatur.

SP5127 är avsedd att användas för femoral inläggning (används i laboratorium för hjärkateterisering).

SP5507, SP5527 innehåller fem lumina. Lumendesign är densamma som ovan, med ytterligare en lumen:

- '**CVP MEDICATION**' [Läkemedelslumen (CVP)]: Slutar 31 cm (27 cm för "M"-versioner) från kateterspetsen. Kan användas för infusion av lösningar, hjärtminutvolyminjiceringar, blodprov, administrering av vätskor och läkemedel samt övervakning av RAP.
- Ventrikel lumen:** Öppningen är 17cm från kateterspetsen. Används huvudsakligen för mätning av hö.kammar tryck (RVP) för endast SP5527.

SP5527 är en ventrikul kateter.

OBS! Administrering av blod genom katetern med 5 lumina rekommenderas ej.

En skadad kateter kan inte repareras. Förpackningen är utformad för att förhindra att katetern knickar och att skydda den sköra ballongen och ytan som är belagd med heparinkomplex.

Katetertest

- Använd aseptisk teknik när katetern tas ur förpackningen.
- (Endast modell "13", "14", "23" och "24") Dra åt skyddsstrumpans Tuohy-Borst-adaptar ordentligt på katetern.
- OBS!** Dra inte åt adaptern alltför mycket eftersom detta kan okkludera kateterlumen och leda till felaktiga tryckavläsningar.
- Testa termistorn genom att ansluta katetern till hjärtminutvolymdator. Om digitalskärmen på datorn visar korrekt rumstemperatur fungerar termistorn rätt.

VAR FÖRSIKTIG!

Använd inte ett konventionellt instrument för kontinuitetskontroll eller en konventionell ohmmätare när katetern är inlagd i kärlsystemet. Den relativt höga spänningen i mätaren kan ge patienten en elektrisk stöt om isoleringen bryts.

Omfattande manövrering av kateterspetsen kan skada termistorn och leda till intermitterande eller inga volymavläsningar.

- Testa ballongen genom att placera den i steril vatten och injicera 0,75 mL luft för SP5105 och SP5105L (1,5 mL för SP5107, SP5127, SP5507 och SP5527). Om man ser luftbubblor runt ballongen ska katetern inte användas. Töm ballongen genom att ta bort sprutan. Töm ballongen genom att ta bort sprutan.

VAR FÖRSIKTIG!

- Fyll aldrig ballongen med vätska.
- Töm alltid ballongen genom att ta bort sprutan; ballongen kan skadas om man aspirerar luft med sprutan.

OBS! Vätska inuti ballonglumen kan förorsaka att ballongen hålls fylld. Det är viktigt att se till att fukt inte kommer in i ballonglumen.

- Töm injektat- och infusionspåsar på luft.

OBS! När man avlägsnar luft från vätskan förhindrar man att luft kommer in i systemet när lösningen är slut eller när man vänder på påsen.


6. Anslut kranar till fatningarna på proximala CVP-lumen och distala PA-lumen. Spola och fyll proximala CVP-lumen och PA-lumen med steril vätiska.

WARNING! Vreden på kranarna måste vara i 90° position för att vara stängda. Stäng inte kranarna genom att placera dem i 45° position. Om en kran är placerad i 45° position är den ofullständigt stängd, vilket kan leda till kontamination, tillbakabildning eller luftemboli.

Katerisering

Katerisering bör följa de basanvisningar som rekommenderas nedan. Kateriseringsanvändning måste dock alltid följa sjukhusets föreskrifter och procedurer. Det är nödvändigt att man nogtänksigt följer in i angivna försiktighetsåtgärder innan man använder dessa katetrar.

1. Kontrollera EKG kontinuerligt under katerisering.
2. Testa katetern på så sätt som beskrivits i "Kateter-test". Anslut kranar till CVP- och PA-lumen. När man använder en direktkopplad injektatemperturgivare skall den kopplas direkt till CVP-lumen varefter kranen ansluts. Fyll båda lumen med steril lösning för att avlägsna luftbubblor. Anslut den distala PA-lumen till ett tryckövervakningssystem.
3. För in katetern perkutan eller genom friläggning. Normala inläggningsställen innefattar median vena basilica, vena jugularis, vena femoralis och vena subclavia.
4. För in katetern i vena cava och fyll ballongen delvis till 0,5 mL (för SP5105 och SP5105L) och 1,00 mL (för SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Det är bäst att använda filtrerat CO₂ för fyllning, eftersom det absorberas snabbt i blodet om ballongen skulle bryta. Rumsluft används dock ofta om det inte finns någon höger till vänsteshunt eller arteriovenös lungfistel. Om en luftemboli kommer in i artärsystemet kan det leda till allvariga komplikationer. Risken för att ballongen kan bryta och sannolikheten att luft kan komma in i artärsystemet måste övervägas om man väljer att använda luft som ballongfyllningsmedel. Man kan se hur långt katetern har förts in på kateterens markeringar med 10 cm intervall. Observera tryckkurvorna allt eftersom katetern förs in (se figur 1).
5. När RAP-kurvan syns (figur 1-A), fyller man ballongen till dess fulla kapacitet (0,75 mL för SP5105 och SP5105L och 1,5 mL för SP5107, SP5127, SP5507, SP5527).
6. För katetern framåt genom RA och in i RV (figur 1-B). Om en RVP-kurva inte registreras efter det att katetern har förts förbi RA, ska man tömma ballongen genom att ta bort sprutan, dra tillbaka katetern långsamt, åter fylla ballongen och föra katetern framåt (figur 1-C). Observera en RVP-kurva. För in katetern i PA. Om katetern inte förs in i PA, ska man tömma ballongen och dra katetern tillbaka tills spetsen är i RA. Fyll sedan ballongen igen och upprepa steg 4,5 och 6.



Figur 1A-E Tryckkurvor under införande och placering av kateter (Diagramhastighet 25 mm/s)

OBS! Om ballongen har varit fylld i mer än 4 eller 5 minuter under kateriseringen kan volymen i den fyllda ballongen eventuellt ha minskat på grund av diffusion av luft genom latexballongen. Tag bort sprutan och fyll ballongen på nytt om så behövs.

7. Försätt att föra in katetern långsamt in i PA tills ett PCWP uppmäts (figur 1-D).
8. Kontrollera att katetern är korrekt placerad i PA genom att tömma ballongen helt (ta bort sprutan) och observera hur kurvan ändras från en PCWP-kurva till en PAP-kurva (figur 1-E). Fyll ballongen gradvis på nytt tills ett PCWP uppnås och notera den mängd luftvolym som krävs. Det bör äga 0,5-0,75 mL (för SP5105 och SP5105L) och 1,25-1,5 mL (för SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Om det krävs mindre volym än 1,25 mL (eller 0,5 mL för 5 F) har katetern eventuellt förts fram för långt, vilket ökar risken för distal migrering och spontan wedge. Dra tillbaka katetern 2 eller 3 cm och kontrollera fyllningsvolymen på nytt.
9. (Endast modell "13", "14", "23" och "24") För skyddsstrumpan över katetern och fäst den vid introducerfatningen.

Hjärtminutvolymmätning

Anvisningar om hur man mäter hjärtminutvolym finns i handboken som medföljer hjärtminutvolymdatom. Förslag på Introducerstorlekar för katetern:

Kateter	Introducer/Med sidoportsflöde
5F	6F
7F	7,5F
7,5F	8F
	8,5F

Modell SP5105 är speciellt utformad för att användas med följande beräkningskonstanter:

	Injicerad volym, mL	Beräkningskonstant
• Indikator vid isemperatur	5	0,291
Direktkopplad	3	0,170
• Indikator vid isbadtemperatur (0–5°C)	5	0,279
	3	0,160
• Indikator vid rumstemperatur (23–25°C)	5	0,316
(samma för 18–22°C)	3	0,188

Modell SP5107, SP5127, SP5507 och SP5527 använder följande beräkningskonstanter:

	Injicerad volym, mL	Beräkningskonstant
• Indikator vid isemperatur	10	0,579
Direktkopplad	5	0,281
	3	0,160
• Indikator vid isbadtemperatur (0–5°C)	10	0,566
	5	0,270
	3	0,151
• Indikator vid rumstemperatur (23 to 25°C)	10	0,628
	5	0,309
(samma för 18–22°C)	3	0,181

Försiktighetsåtgärder

1. För att undvika skada på katetern och ballongen när katetern förs in med friläggningsteknik är det bäst att använda en kändilator eller en Venaguide ledare för engångsbruk. Använd ALDRIG pincett på katetern.
2. (Endast för katetrar belagda med heparinkomplex). Torka inte av katetern om ytan är belagd med heparinkomplex. Perkutan katerisering kan reducera risken för blödning vid punktionsstället. Om tilsutningen av säret tar lång tid bör lämpligt hemostasmedel användas lokalt för att neutralisera effekten av att heparinkomplex eventuellt har blivit avgnidat vid säret.
3. Det är generellt sett inte tillrädligt att lämna katetern inlagd i patienten i mer än tre dygn.
4. Kateterens läge bör inte ändras efter det att den har blivit placerad på rätt plats eftersom den del av katetern som har lämnats utanför kroppen eventuellt inte är steril, såvida inte en kateterstrumpa används.
5. Mät ALDRIG hjärtminutvolymen när ballongen är fylld.
6. Bestäm PCWP genom att långsamt fylla ballongen, stoppa när PAP-kurvan ändras till PCWP-kurva. Töm ballongen när mätningen är slutförd.
7. Minska iritationen i kammaren genom att alltid fylla ballongen innan katetern når RV.
8. Överskrid inte rekommenderad ballongvolym på 0,75 mL (för SP5105 och SP5105L) och 1,5 mL (för SP5107, SP5127, SP5507 och SP5527).
9. När katetern först placeras i PA bör det ske med maximal rekommenderad ballongfyllningsvolym. En underfylld ballong är mindre, vilket gör det möjligt att katetern kan placeras i en trång del av PA. Detta kan öka risken för spontan wedge eller att PA kan bryta.
10. Ett långsamt heparindropp kan användas för att hålla lumen öppna och bör påbörjas före kateriseringen och därefter upprätthållas. Var noga med att spola lumen efter aspiration av blod. Var försiktig så att ballongen inte skadas när katetern förs fram genom hemostatventilen, kateter-/skyddsadaptrar och introducers. Man uppnår bästa resultat om man dilaterar ventiler och gummipackningar samt fuktar ytan på ballongen, packningar och ventiler med steril, injicerbar vätiska. En flödsstyrd kateter kan migrera in i distala PA och förorsaka spontan wedge. För att upptäcka wedge måste PA-tryck observeras kontinuerligt eller med korta intervaller.

Komplikationer

Det är viktigt att läkarna är väl förtrogna med katerisering och tekniker, dess fördelar och tillhörande risker så att komplikationsfrekvensen kan minimeras. Risker som är förbundna med användningen av denna produkt innefattar: rytmrubbningar, pneumotorax, hjärtamponad, balongruptur, tromb-/lunginfarkt, perforering av lungartär, kateterknut, sepsis/infektion och andra komplikationer inklusive höger grenblock (RBBB).

För ytterligare information beträffande komplikationer, kontakta Er lokala representant.

Förvaring

Förvara katetern på svalt, mörkt ställe. Utsätt inte för lysrörsljus eller solljus för att förhindra att latexballongen bryts ned i förtid.

STERIL och pyrogenfri under förutsättning av förpackningen ej är öppen eller skadad. För engångsbruk. Kontrollera före användning. Kassera efter användning. Får ej omsteriliseras.

Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom eller skada.

Denna produkt innehåller en ftalat som kan utgöra en risk för (barn (pojkar), gravida eller ammande kvinnor) vid långvarig användning.

För att beställa eller få hjälp med annan information, kontakta Er lokala representant.



Näsochvani ot **krvnnya** tok **katetri** za **termomodulacija Criticath™**, modeli **SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527**

Ukazania

Modeli s nastavka:

"H" sa pokriti s heparinov kompleks.

"L" sa po-dljgi (110 cm) pri SP5105.

"S" sa po-meni, po gvkavi katetri.

"U" sa ot poliuretana (samo korpusyt).

"P" sa poliuretanova (celijat katetrt s izključenje na balona).

"13", "14", "23" i "24" sa s fabrichno postaveni zaštitni kal'fi; "13" i "14" imat syšo SP5045.

"M" sa s mestopoloženie na otvora za po-malki anatomični razmeri.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Употребата на катетри, покрити с хепаринов комплекс, е противопоказана при пациенти с установена чувствителност към хепарин или бензалкониев хлорид.

Общо описание

Насочваните от кръвния ток катетри Criticath™ са 14 kΩ катетри за термомодулация, предназначени за употреба като диагностичен инструмент. Моделът SP5105 е предназначен за употреба при педиатрични пациенти, докато моделите SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 и SP5527 са предназначени за възрастни пациенти. Тези катетри позволяват на лекарите да измерват интракардиални налягания и сърдечен дебит, когато се използват с компютър за сърдечния дебит на Argon Critical Care Systems (Предишно наименование BD Critical Care Systems) или други подобни и със съответно оборудване за проследяване на налягане. Катетрите са предназначени за употреба при болничното легло, в съдебна катетризационна лаборатория, операционна зала, в зала за възстановяване от анестезия и други специализирани интензивни зени. Освен че с тези катетри се измерва сърдечният дебит (термомодулационен метод), те могат да се използват за измерване на налягане в дясно предсърдие (RAP), белодробна артерия (PAP), пулмо-капиларно затворено налягане (PCWP), за непрекъснато проследяване на температурата в белодробната артерия, за вземане на кръвни проби от дясното предсърдие и белодробната артерия и за прилагане на медикаменти и разтвори за интравенозно вливане.

Материалът на корпуса на катетърта е поливинилхлорид, освен ако не е посочен с U или P, което означава полиуретан.

Тези катетри са предназначени за диагностични процедури и не изискват употребата на рентгенология за въвеждането. Въпреки това те са рентгеноконтрастни, така че рентгенологията може да се използва за насочване на въвеждането и за проверка на положението след въвеждането. Катетрите са с обозначения на всеки 10 cm, за да сочат разстоянието от дисталния връх. Тесните ленти обозначават маркировката на 10 cm, а широките обозначават маркирането на 50 cm.

SP5105, SP5107 и SP5127 имат 4 лумена:

- **PA DISTAL [Дистален лumen (белодробна артерия)]:** Завършва на върха на катетърта и се използва за измерване на налягането в белодробната артерия, на PCWP, на смесено венозно налягане и за вземане на кръвни проби.
- **CVP PROXIMAL [Проксимален lumen (CVP)]:** Завършва на 15 cm (за SP5105), на 29 cm (за SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) и на 25 cm (за моделите, версия "M") проксимално от върха на катетърта и се използва за инжектиране на термалния болус в дясното предсърдие, за измерване на RAP или CVP и за вземане на кръвни проби.
- **BALLOON 0,75 mL CAP/BALLOON 1,5 mL CAP [Балонен lumen]:** Завършва в лумена 0,75 mL (за моделите SP5105) и балон 1,5 mL (за останалите модели) в близост до върха на катетърта и служи за раздуване и изпускане на балона при въвеждане на катетърта и при измерването на PCWP.
- **Термисторен лumen:** Завършва в термисторно точче на 1,5 cm и 3,5 cm проксимално от върха за измерване съответно в педиатрични и при възрастни пациенти. Позволява изчисляване на сърдечен дебит и измерване на температура на кръта в белодробната артерия.

SP5127 е предназначен за въвеждане през бедрото (употреба в съдебна катетризационна лаборатория).

SP5507 и SP5527 имат пет лумена. Конструкцията на лумените е като е посочена по-горе с един допълнителен лumen:

- **CVP MEDICATION [Lumen за медикаменти (CVP)]:** Завършва на 31 cm от върха на катетърта (27 cm за катетрите, версия "M"). Може да бъде използван за вливане на разтвори, инжектиране за сърдечен дебит, вземане на кръвни проби, вливане на течност и медикаменти и проследяване на RAP.
- **Камерен лumen:** Завършва на 17 cm от върха на катетърта. Използван основно за измерване на налягане в дясната камера (RVP) само за SP5527.

SP5527 е катетър за камера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вливането на кръв през катетър с 5 лумена не се препоръчва.

Повреден катетър не може да бъде поправен. Опаковките са предназначени за предотвратяване на налягането на катетърта и за предпазване на филния балон и покритата с хепаринов комплекс повърхност.

Тестване на катетърта

1. Прилагайте асептични методи, за да извадите катетърта.
2. (Самостоятелно "13", "14", "23" и "24") Затегнете здраво адаптора Tuohy-Borst на предпазния кал'ф към катетърта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не налягайте прекомерно адаптора, тъй като това може да запуши лумените на катетърта и да доведе до неточни отчитания на налягане.

3. Тествайте термистора, като свържете катетърта с компютъра за сърдечен дебит. Ако на екрана на компютъра се изобразява съответната стайна температура, то термисторът работи правилно.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте стандартен уред за проверка на целостта или омьетър, когато катетърът е въведен в съдовата система. Относително високите ток в измервателния уред може да предизвика електрически удар на пациента в случай на повредена изолация. Прекомерното манипулиране на върха на катетърта може да повреди термистора и да доведе до прекъсвания в измерването или до липса на отчитане.

4. Тествайте балона, като го поставите в стерилна вода и инжектирате 0,75 mL въздух за SP5105 и SP5105L (1,5 mL за SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Ако около балона се появят въздушни мехурчета, не използвайте катетърта. Изпуснете балона, като отстраните спринцовката.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte standardní zkoušečky nebo ohmmetry, je-li katétr zaveden do cévního systému pacienta. Relativně vysoký proud v měřiči může v případě poškození izolace pacientovi způsobit úraz. Neuměnou manipulací s koncem katétru může dojít k poškození termistoru a tím k porušení snímání a zobrazení hodnot srdečního výdeje.

4. Vyzkoušejte těsnost balónku ponořením do sterilního roztoku a vstříknutím 0,75 mL vzduchu (modely SP5105 a SP5105L) nebo 1,5 mL vzduchu (modely SP5107, SP5507, SP5127 a SP5527). Pokud se okolo balónku objeví bublinky, katétr nepoužívejte. Balónek vyfoukněte odpojením stříkačky.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy k naplnění balónku nepoužívejte žádné roztoky.
- Balónek vždy vyfoukněte odpojením stříkačky; aktivní aspiraci vzduchu byste mohli obturační balónek poškodit.

POZNÁMKA: Tekutiny v lumenu balónku mohou způsobit jeho ucpaní, čímž balónek zůstane trvale nafouknutý. Dbejte na to, aby do lumenu balónku nevnikla žádná vlnkost.

5. Odsajte veškerý vzduch ze vstříkovaného roztoku i z infúzního vaku.

POZNÁMKA: Odstraněním vzduchu z vaku s roztokem zabráníte proniknutí vzduchu do systému při proplachování setu nebo při obrácení infúzního vaku.

6. Na kuzele proximálního lumen CVP i distálního lumen PA připojte trojcestné kohouty a lumina propláchněte a naplňte sterilním roztokem.

VÝSTRAHA: Páčky trojcestných kohoutů musí být zavřené (OFF) vždy v poloze 90°. Nenastavujte je nikdy do polohy 45°, abyse dosáhli uzavření lumen. Poloha 45° je nepřesná a mohla by vést ke kontaminaci, zpětnému vytékání krve nebo ke vzduchové embolii.

Zavedení katétru

Při zavádění katétru dodržujte všechny základní níže uvedené principy. Použití katétru musí však vždy vyhovovat požadavkům a standardním postupům vašeho zdravotnického zařízení. Před použitím katétru je bezpodmínečně nutné pochopit všechny procedury a bezpečnostní upozornění zde uvedené.

- Během katetrizace musí mít pacient nepřetržitě monitorované EKG.
- Vyzkoušejte funkci stav katétru podle postupu uvedeného v předchozí části „Vyzkoušení katétru“. Na kuzele lumen CVP i PA připojte trojcestné kohouty. Uživatelé in-line čidla teploty vstříkovaného roztoku, připojte je přímo na lumen CVP a teprve poté připojte trojcestný kohout. Obě lumena naplňte sterilním fyziologickým roztokem a propláchnutím odstraňte veškeré vzduchové bublinky. Distální lumen PA připojte k systému monitorování tlaku.
- Katétr se zavádí perkutánně nebo po incizi bez předchozího otlírání katétru. Nejčastěji se doporučuje použít střední kubitální, jugulární, stehenní nebo podklíčkovou žílu.
- Posuňte katétr do horní či dolní duté žíly a částečně naplňte balónek – asi na objem 0,5 mL (modely SP5105 a SP5105L) nebo 1,0 mL vzduchu (modely SP5107, SP5507, SP5127 a SP5527). Pro naplnění balónku se doporučuje používat filtrované CO₂. Jelikož tento plyn se při ruptuře balónku rychle absorbuje do krve. Nicméně pokud pacient nemá prokázaný levo-pravý zkrat nebo plnicí arterio-venózní píštěl, nejčastěji se používá vzduch. Zavedení vzduchového embolu do tepenného systému může vyvolat závažné klinické komplikace. Při volbě vzduchu jako inflačního média je proto nutné vždy brát v úvahu riziko ruptury balónku a pravděpodobnost proniknutí vzduchu do tepenného systému. Délku zavedení katétru do žíly odvodíte podle značek, které jsou na katétru vyznačeny v 10 cm intervalech. Při zavádění katétru současně sledujte křivku tlaku (viz příklad na obr. 1).
- Jakmile tlaková křivka indikuje, že hrot katétru je v pravé síni (RA) (A na obr. 1), balónek nafoukněte na plnou kapacitu 0,75 mL (modely SP5105 a SP5105L) nebo 1,5 mL (modely SP5107, SP5507, SP5127 a SP5527).
- Katétr zasouváte přes pravou síň a dále do pravé komory (RV) (B na obr. 1). Pokud po zavedení katétru za pravou síň nezaznamenáte křivku tlaku v pravé komoře (RVP), balónek vypustíte, pomalu povytáhnete katétr zpět, znovu balónek nafoukněte a opět katétr posouváte dále. Posuňte katétr do plnicí (PA) (C na obr. 1). Sledujte křivku tlaku. Jestliže katétr neprojde do plnicí, odpojte stříkačku, aby se balónek vyprázdnil a vytáhnete katétr, až se jeho hrot dostane zpět do pravé síně. Poté balónek znovu nafoukněte a zopakujte kroky 4, 5 a 6.



Obr. 1 (A – E): Křivky tlaku během zavádění a umístění katétru (rychlost záznamu: 25 mm/s)

POZNÁMKA: Pokud bude balónek během zavádění katétru nafouknut déle než 4 až 5 minut, může se vlivem difuze vzduchu latexovou stěnou jeho objem zmenšit. Odpojte stříkačku, aby balónek spláskl a znovu je podle potřeby naplňte na patřičný objem.

- Pomalu zasouváte katétr hlouběji do plnicí, dokud se nezmenší tlak v zaklinění (PCWP) (D na obr. 1).
- Zkontrolujte správné umístění katétru v plnici odpojením stříkačky a vyprázdněním balónku a sledujte změnu křivky z tlaku v zaklinění (PCWP) na tlak v plnici (PAP) (E na obr. 1). Postupně natukujte balónek, až dočítáte zaklinění katétru a zaznamenané potřebný objem. Obvykle je nutný objem 0,50 až 0,75 mL (modely SP5105 a SP5105L) nebo 1,25 až 1,5 mL (modely SP5107, SP5507, SP5127 a SP5527). Pokud je nutný objem menší než 0,50 mL (modely SP5105 a SP5105L) nebo 1,25 mL (modely SP5107, SP5507, SP5127 a SP5527), pravděpodobně je katétr zasunutý příliš daleko, čímž stoupá pravděpodobnost migrace distální části a spontánního zaklinění. Povytáhnete katétr zpět asi o 2 až 3 cm a přeměřte objem nutný k zaklinění katétru.
- (Pouze modely „13“, „14“, „23“ a „24“) Ochranný rukávce přetáhněte přes tělo katétru a upevněte ke kuzele zavaděče.

Měření srdečního výdeje

Instrukce pro měření srdečního výdeje naleznete v uživatelské příručce pro kardio počítač srdečního výdeje. Doporučená velikost zavaděčů pro katétr:

Katétr	Zavaděč / s bočním portem průtoků		
5F	6F		
7F	7,5F	8F	
7,5F	8F	8,5F	

Model SP5105 je speciálně upraven pro provoz s následujícími výpočetními konstantami:

	Aplikovaný objem mL	Výpočetní konstanta
• Indikace na teplotě ledu, In-line	5 3	0,291 0,170
• Indikace v ledové lázni (0–5°C)	5 3	0,279 0,160
• Indikace při pokojové teplotě (23–25°C) Pro teplotu 18–22°C jsou hodnoty stejné	5 3	0,316 0,188

Modely SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527 jsou speciálně upraveny pro provoz s následujícími výpočetními konstantami:

	Aplikovaný objem mL	Výpočetní konstanta
• Indikace na teplotě ledu, In-line	10 5 3	0,579 0,281 0,160
• Indikace v ledové lázni (0–5°C)	10 5 3	0,566 0,270 0,151
• Indikace při pokojové teplotě (23–25°C) Pro teplotu 18–22°C jsou hodnoty stejné	10 5 3	0,628 0,309 0,181

Upozornění

- Aby při provádění kožní incize nedošlo k poškození balónku nebo vlnstního katétru, doporučuje se používat cévní dilatátor nebo jednorázový žilní zavaděč. **NIKDY** při katetrizaci nepoužívejte pean či jiné kličky.
- (Pouze pro katétry potažené heparinovým komplexem) Je-li povrch katétru opatřen povlakem heparinového komplexu, katétr neotírejte. Riziko krvácení z místa vpichu můžete minimalizovat zavedením katétru perkutánní metodou. Jestliže dojde k prodlouženému krvácení, lze k neutralizaci účinků jakéhokoli komplexu heparinu použít příslušné hemostatické preparáty pro topickou aplikaci, které lze z okrajů rány setřít.
- Obecně se doporučuje nenechávat katétr zavedený pacientovi déle než 72 hodin.
- Po správném umístění katétru již neupravujte jeho polohu, neboť jeho externí část již nemusí být zcela sterilní, pokud ovšem nepoužijete sterilní rukávce.
- Nikdy neprovádějte měření srdečního výdeje při nafouknutém obturačním balónku.
- Pro měření PCWP balónek natukujte velice pomalu. Jakmile se křivka tlaku v plnici (PAP) změní na křivku tlaku v zaklinění (PCWP), ihned přestaňte natukovat. Po dokončení měření balónek opět vyfoukněte.
- Pro snížení podráždění komory koncem katétru vždy nafoukněte balónek ještě před dosažením pravé srdeční komory.
- Nikdy nepřekračujte doporučený inflační objem balónku 0,75 mL (modely SP5105 a SP5105L) nebo 1,5 mL (modely SP5107, SP5507, SP5127 a SP5527).
- Počáteční umístění katétru do plnicí musí být vždy provedeno s maximálním doporučeným objemem náplně obturačního balónku. Pokud by byl balónek naplněn menším objemem, konec katétru by se mohl zanást do uší velké plnicí. Tím se může zvyšovat riziko spontánního zaklinění a následné ruptury plnicí.
- Pro udržování průchodnosti katétru se doporučuje pomale proplachování heparinovým roztokem, které se zahájí ještě před zavedením katétru a pokračuje po celou dobu jeho zavedení. Po každém odběru krevního vzorku důkladně veškerou krev z katétru spláchněte. Při posouvání katétru hemostatickou chlopní, adaptérem katétru nebo rukávce a zavaděči dbejte zvýšené opatrnosti, aby se obturační balónek nepoškolil. Jako nejvhodnější se doporučuje používat dilatátní chlopně, gumové těsnící ventily a zvíčením povrchu balónku, těsnění či chlopní sterilním fyziologickým roztokem. Proudem uanášené katétry mohou migrovat do distálních větví plnicí a zde způsobit spontánní zaklinění. Pro detekci tohoto spontánního zaklinění je naprosto nutné nepřetržitě nebo v krátkých intervalech monitorovat a analyzovat křivku tlaku.

Komplikace

Před katetrizací je nutné, aby se lékaf dokonale seznámil s procesem zavedení katétru, jeho vlastnostmi a možnými úskalími, se kterými se během výkonu může potkat, aby se snížilo riziko případných komplikací. Mezi komplikace spojené s použitím tohoto katétru je možné zahrnout: poruchy srdečního rytmu, pneumotorax, srdeční tamponádu, rupturu obturačního balónku, plnicí embolii i plnicí infarkt, perforaci plnicí, zauzlení katétru, sepsi / infekci a ostatní možné komplikace včetně blokády pravého Tawarova raménka (RBBB). Pro další informace týkající se možných komplikací se obraťte na autorizovaného regionálního zástupce.

Ukládání

Katétr skladujte v chladném, tmavém a suchém prostředí mimo dosah fluorescenčního záření nebo přímého slunečního záření, aby nedošlo k předčasné degradaci latexového materiálu obturačního balónku.

Díly jsou STERILNÍ a apyrogenní, pokud jsou v neotevřeném a nepoškozeném balení. Pouze pro jednorázové použití. Před použitím zkontrolujte neporušenost jednotlivých balení. Výrobek po použití zlikvidujte. Nesterilizujte.

Opakované použití může vést k infekci nebo jinému onemocnění či poškození zdraví.

Tento produkt obsahuje ftalát, který při delším užívání může představovat riziko pro děti (chlapce) a těhotné nebo kojící ženy).

Informace o objednávání a asistenci vám poskytne místní zástupce.



Criticath™ arámals irányú termohígításos katéter modellek: SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Utasítások

Toldalékos modellek:

“H” – heparinnal bevont.

“L” – hosszabb (110 cm) SP5105 modell.


“S” – lágyabb és rugalmasabb katéterek.

“U” – poliuretán (csak test).

“P” – poliuretán (teljes katéter a ballon kivételével).

“13”, “14”, “23” és “24” – előre csatlakoztatott védő tokok; “23” és “24” SP5045 is.

“M” – kisebb testalkatúak számára megfelelő csatlakozó helyek.



ELLENJAVALLATOK

A heparin komplex-szel bevont katéter alkalmazása ellenjavallt heparinra vagy benzalkonium kloridra túlérzékeny betegek számára.

Általános leírás

A Criticath™ arámals irányú katéterek 14 kΩ termohígításúak és diagnosztikus célokra szolgálnak. Az SP5105 típus gyermek diagnosztikai, míg az SP5105L, az SP5107, az SP5127, az SP5507 és az SP5527 modellek felnőttek számára készültek. A katéterek segítségével az orvos megmérheti a szív belnyomását és a szív teljesítményét Argon Critical Care Systems (Korábbi néven BD Critical Care Systems)-féle illetve ehhez hasonló Szívtejesítmény mérő számítógépek illetve megfelelő nyomás ellenőrző berendezések használatával. A katéterek a betegágynál, szívkatéter laboratóriumban, sebészeti osztályon, anaesthesia utáni újrarendelő egységben és egyéb speciális intenzív osztályokon használhatóak. A (termohígításos módszerrel történő) szív teljesítmény-mérés mellett a katéterek használhatóak jobb artériás (RAP), pulmonális artériás (PAP) és pulmonális kapillaris éknyomás (PCWP) mérése, a PA (pulmonális artériás) hőmérséklet folyamatos megfigyelésére, jobb artériából és pulmonális artériából történő vérvételre, gyógyszerek és parenterális oldatok beadására.

A katéter test anyaga polivinil-klorid, illetve az U és P jelzésű katéterek poliuretán.

Ezeket a katétereket diagnosztikai eljárásokhoz tervezték, és a bevezetés során nem kötelező fluoroszkópia ellenőrzés. Ugyanakkor a röntgen-sugárzást nem engedik át, így a bevezetés után fluoroszkópia ellenőrzhető, hogy a katéter megfelelő pozícióban van. A katéterek 10 cm-enként meg vannak jelölve, és ezek a jelzések mutatják meg a disztális csúcsolt mért távolságot. A vékony vonalak 10 cm-enként, a vastag vonalak 50 cm-enként vannak feltüntetve.

Az SP5105, SP5107 és SP5127 modellek 4 lumenűek:

- “PA DISZTÁLIS” [Disztális (PA) lumen]: A katéter csúcsnál ér véget és PA, PCWP, kevert vénás nyomás mérése és vérvételre szolgál.
- “CVP PROXIMÁLIS” [Proximális (CVP) lumen]: A katétercsúcsolt proximálisan 15 cm-re (SP5105), 29 cm-re (SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) és 25 cm-re („M” modellek) ér véget, és termális bolusok pulmonális artériába történő injektálására, illetve RAP vagy CVP mérése, valamint vérvételre szolgál.
- “BALLON 0,75 mL sapka”/“BALLON 1,5 mL SAPKA” [Ballon lumen]: 0,75 mL-es (SP5105 modellek) és 1,5 mL-es (egyéb modellek) ballonnal ér véget a katétercsúshoz közel, és a ballon felvezetését, illetve leengedését teszi lehetővé a katéter bevezetések, illetve PCWP mérésénél.
- Termisztor lumen: Termisztor bulorékban ér véget a gyermek méretű katétercsúcsolt 1,5 cm-re, a felnőtt méretű katéter csúcsoltól 3,5 cm-re. Ennek segítségével számítható a szív teljesítménye és mérhető a pulmonális artériás hőmérséklet.

SP5127 modell femorális bevezetésre szolgál (szívkatéterező laborban történő alkalmazás).

Az **SP5507** és **SP5527** modellek öt lumenűek. A fent leírt funkciók lumenek, illetve egy további lumen:

- “CVP GYÓGYSZER BEADÁS” [Gyógyszer beadási (CVP) lumen]: A katéter csúcsától 31 cm-re (az “M” típusú katétereknél 27 cm-re) ér véget. Infúziós oldatok, szív teljesítmény injekciók beadására, vérvételre, folyadék és gyógyszer beadására, illetve a jobb artériás nyomás megfigyelésére használható.
- Ventricularis lumen: A katéter csúcsától 17 cm-re ér véget. Főként a jobb kamrai nyomás (RVP) megfigyelésére használható az SP5527-es modelleknél.

Az **SP5527** kamrai katéter.

MEGJEGYZÉS: Vár transzfúzió nem javasolt 5 lumenű katéteren át.

Sérült katétert nem lehet megjavítani. A csomagolás megelőzi a katéter az ésszegbevalóadását és védi a sérülékeny ballont, valamint a heparin komplex bevontul felszín.

Katéter teszt

1. A katéter eltávolítását aszeptikus körülmények között végezze.

2. (Kizárólag a “13”, “14”, “23” és “24” modellek esetén) Szorítsa a a védő tokon lévő Tuohy-Borst adaptert a katéterre.

MEGJEGYZÉS: Ne szorítsa túlságosan meg az adaptert, mert ez elzárhatja a katéter lumenét, és ez pontatlan nyomás-értékek leolvasásához vezethet.

3. A termisztor teszteléshez csatlakoztassa a Szívtejesítmény számítógéphez. Ha a számítógép a megfelelő szobahőmérsékletet jelzi, akkor a termisztor jól működik.

3. Sprawdź termistor podłączając cewnik do komputera obliczającego rzut serca (Cardiac Output Computer). Jeżeli na ekranie komputera wskazana właściwa temperatura pokojowa, to termistor działa prawidłowo.

UWAGA: Nie używaj standardowego urządzenia do sprawdzania ciągłości obwodu lub miernika oporu wówczas, gdy cewnik znajduje się w układzie naczyniowym. W przypadku uszkodzenia izolacji stosunkowo duże natężenie prądu w mierniku może spowodować porażenie pacjenta prądem elektrycznym. Nadmierne manipulowanie końcówką cewnika może uszkodzić termistor, prowadząc do częściowego lub całkowitego zaniku odczytów.

4. Sprawdź balon umieszczając go w jałowej wodzie i napełniając powietrzem – 0,75 mL w przypadku cewników SP5105 i SP5105L, albo 1,5 mL – w przypadku cewników SP5107, SP5127, SP5507, SP5527. Jeżeli w pobliżu balona pojawiają się pęcherzyki powietrza, nie należy używać tego cewnika. Opróżnij balon z powietrza przez wyjęcie strzykawki.

UWAGA

- Do napełniania balona nigdy nie używaj cieczy.
- Balon zawsze opróżniaj poprzez wyjęcie strzykawki; zasysanie powietrza strzykawką może uszkodzić balon.

UWAGA: Obecność płynu w świetle balona może spowodować, że pozostanie on wypełniony powietrzem. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do światła balona.

5. Usuń pęcherzyki powietrza z iniektatu oraz z worków zawierających wlewy dożylnie.

UWAGA: Usunięcie powietrza z roztworu zapobiega jego przedostawianiu się do systemu po zakończeniu wlewu lub opróżnieniu worka.

6. Podłącz zawory odcinające do proksymalnego końca światła CVP oraz dystalnego końca światła PA. Przepłucz i napełnij jałowym roztworem kanał proksymalny CVP oraz PA.

OSTRZEŻENIE: W pozycji "OFF" (ZAMKNIĘTY) dźwignia zaworu odcinającego musi znajdować się pod kątem 90°. Aby zamknąć zawór odcinający, nie należy umieszczać dźwigni w pozycji 45°. Umieszczenie zaworu odcinającego pod kątem 45° jest niedokładne i może spowodować zakażenie, wsteczny wypływ krwi lub zator powietrzny.

Wprowadzanie cewnika

Wprowadzanie cewnika powinno następować zgodnie z zalecaną procedurą ogólną, przedstawioną poniżej. Niemniej jednak sposób ułożenia cewnika musi być zawsze zgodny z regulami i procedurami obowiązującymi w Twoim szpitalu. Przed zastosowaniem cewników przydatne jest zapoznanie się z podanymi "Uwagami".

1. Podczas wprowadzania cewnika prowadź ciągłą obserwację EKG.


2. Sprawdź cewnik zgodnie z opisem w części "Sprawdzanie cewnika." Podłącz zawory odcinające do światła CVP i PA. Jeżeli stosujesz czujnik In-Line Injectate Temperature Sensor, podłącz go bezpośrednio do światła CVP, a następnie podłącz zawór odcinający. W celu usunięcia pęcherzyków powietrza wypełnij oba światła jałowym roztworem. Podłącz dalszy koniec światła PA do systemu monitorowania ciśnienia.

3. Cewnik wprowadź poprzez nakłucie skóry lub metodą z nacięciem skóry. Do typowych miejsc wprowadzania cewnika należą żyły: pośrodkowa odcinkowa, szyjna, udowa i podobojczykowa.

4. Przesuwaj cewnik do żyły głównej; częściowo wypełnij balon objętością 0,5 mL (dla SP5105 i SP5105L) lub 1 mL (dla SP5107, SP5127, SP5507 i SP5527). Do wypełniania balona zaleca się użycie filtrowanego CO₂ – w przypadku pęknięcia balona gaz ten jest szybko wchłaniany do krwi. Jednak często stosuje się w tym celu powietrze, o ile u pacjenta nie występuje przedrak ze strony prawej na lewą ani przetoka tętnico-żylna płucna. Powstanie zatoru powietrznego w układzie tętniczym może prowadzić do poważnych powikłań. Wybierając powietrze jako gaz wypełniający należy uwzględnić ryzyko pęknięcia balona oraz przedostania się powietrza do układu tętniczego. Określ głębokość wprowadzenia cewnika (za pomocą umieszczonych na nim co 10 cm znaczników). Podczas wprowadzania cewnika obserwuj krzywe ciśnienia (rysunek 1).

5. Po pojawieniu się krzywej ciśnienia w prawym przedsiłku RAP (rysunek 1-A) wypełnij balon do pełnej objętości (0,75 mL dla SP5105 i SP5105L oraz 1,5 mL dla SP5107, SP5127, SP5507 i SP5527).

6. Wprowadź cewnik poprzez prawy przedsiłek do prawej komory (rysunek 1-B). Jeżeli po wprowadzeniu cewnika poza prawy przedsiłek nie pojawi się zapis RVP, opróżnij balon wyjmując strzykawkę, powoli wycofaj cewnik, a następnie ponownie napełnij balon i wprowadź cewnik dalej (rysunek 1-C). Obserwuj krzywą RVP. Przesuń cewnik do tętnicy płucnej. Jeżeli cewnik nie daje się wprowadzić do tętnicy płucnej, opróżnij balon i wycofaj cewnik, dopóki jego koniec nie znajdzie się w prawym przedsiłku. Następnie ponownie napompuj balon i powtórz kroki opisane w punktach 4, 5 i 6.



Rys. 1 A-E. Krzywe ciśnienia podczas wprowadzania cewnika i ustalania jego położenia. (Szybkość zapisu: 25 mm/s)

UWAGA: Jeżeli podczas wprowadzania cewnika balon pozostawał wypełniony dłużej niż 4 lub 5 minut, to jego objętość mogła się zmniejszyć z powodu dyfuzji powietrza poprzez lateksowe ściany. W razie konieczności odłącz strzykawkę i ponownie wypełnij balon.

7. Powoli kontynuuj wprowadzanie cewnika przez tętnicę płucną, aż do zaobserwowania krzywej PCWP (rysunek 1-D).

8. Sprawdź właściwe położenie cewnika w tętnicy płucnej, poprzez całkowite opróżnienie balona (odłącz strzykawkę) i obserwowanie zmiany zapisu z PCWP do zapisu PAP (rysunek 1-E). Stopniowo pomniejsz napełnij balon, aż do uzyskania PCWP; zanotuj niezbędną objętość powietrza. Objętość ta powinna wynosić od 0,5 do 0,75 mL (dla SP5105 i SP5105L) lub od 1,25 do 1,5 mL (dla SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Jeżeli niezbędna ilość powietrza wynosi mniej niż 0,5 mL (dla SP5105 i SP5105L) lub 1,25 mL (dla SP5107, SP5127, SP5507 i SP5527), to cewnik może być wprowadzony zbyt daleko, zwiększając w ten sposób prawdopodobieństwo migracji w kierunku

dystalnym i samoistnego zaklinowania. Wycofaj cewnik o 2 lub 3 cm i ponownie sprawdź objętość balona.

9. (Wyłącznie modele "13", "14", "23" oraz "24") – Rozciągnij osłonkę ochronną na cewnik i przyczep ją do końcówki przewodnicy.

Pomiary rzutu serca

Wskazówki dotyczące wykonywania pomiaru rzutu serca dostępne są w instrukcji użytkownika dostarczonej wraz z komputerem do obliczania rzutu serca. Zalecana wielkość przewodnicy do wprowadzania dla cewników:

Cewnik Prowadnica / z przepływem przez port boczny

5F	6F	
7F	7,5F	8F
7,5F	8F	8,5F

Model SP5105 zaprojektowano specjalnie do działania z następującymi stałymi obliczeniowymi:

	Objętość wstrzyknięcia, mL	Stała obliczeniowa
• Czujnik w temperaturze lodu, In-Line	5	0,291
	3	0,170
• Czujnik w temperaturze łaźni lodowej (0-5°C)	5	0,279
	3	0,160
• Czujnik w temperaturze pokojowej (23-25°C) (tak samo dla 18-22°C)	5	0,316
	3	0,188

Modele SP5107, SP5127, SP5507 i SP5527 wykorzystują następujące stałe obliczeniowe:

	Objętość wstrzyknięcia, mL	Stała obliczeniowa
• Czujnik w temperaturze lodu, In-Line	10	0,579
	5	0,281
	3	0,160
• Czujnik w temperaturze łaźni lodowej (0-5°C)	10	0,566
	5	0,270
	3	0,151
• Czujnik w temperaturze pokojowej (23-25°C) (tak samo dla 18-22°C)	10	0,628
	5	0,309
	3	0,181

Uwagi

1. W celu uniknięcia uszkodzenia cewnika lub balona podczas wprowadzania cewnika metodą nacięcia skóry – zaleca się użycie rozszerzacza naczyniowego lub jednorazowej przewodnicy naczyniowej. NIGDY nie stosuj szczytów do przytłumiania cewnika.

2. (Dotyczy wyłącznie cewników pokrytych kompleksem heparyny) – Jeżeli powierzchnia cewnika jest pokryta kompleksem heparyny, nie wolno wycierać cewnika. Metoda wprowadzania cewnika przez nakłucie skóry może zmniejszyć możliwość krwawienia w miejscu wprowadzania. Jeżeli zamknięcie rany przedłuża się, należy użyć odpowiedniego preparatu hemostatycznego o działaniu miejscowym – w celu zrównoważenia działania kompleksów heparyny, które mogły osadzić się na krawędzi rany.

3. Ogólnie zaleca się, aby cewnik nie pozostawał w organizmie pacjenta dłużej niż 72 godziny.

4. Cewnik nie powinny być dalej przesuwane po ustaleniu ich właściwego położenia, ponieważ część cewnika pozostająca poza organizmem pacjenta może nie być jałowa. Jeżeli zastosowano osłonkę zabezpieczającą cewnika, dopuszczalna jest zmiana jego położenia.

5. Nigdy nie dokonuj pomiaru rzutu serca, gdy balon jest wypełniony.

6. Powoli wypełniaj balon okroś PCWP; przerwij napełnianie w chwili, w której krzywa PAP zmieni się w krzywą PCWP. Opróżnij balon po zakończeniu pomiaru.

7. W celu zmniejszenia podrażnienia komory, zawsze napełniaj balon, zanim cewnik dotrze do prawej komory.

8. Nie przekraczaj zalecanej objętości balona wynoszącej 0,75 mL (dla SP5105 i SP5105L) lub 1,5 mL (dla SP5107, SP5127, SP5507 i SP5527).

9. Wstępne ustalenie położenia cewnika w tętnicy płucnej należy zawsze wykonywać z balonem wypełnionym największą zalecaną objętością. Balon wypełniony mniejszą objętością będzie mniejszy. W takim przypadku cewnik może zostać umieszczony w wyższej części tętnicy płucnej, zwiększając prawdopodobieństwo samoistnego zaklinowania lub pęknięcia tętnicy płucnej.

10. W celu utrzymania drożności cewnika można zastosować wolny wlew kroplowy heparyny. Należy go rozpocząć przed wprowadzeniem cewnika i kontynuować później. Upewnij się, że po pobraniu krwi przepłukano światło. Należy dolożyć starą, aby nie uszkodzić balona podczas przesuwania cewnika przez zastawki hemostatyczne, adaptery cewnikosłonka i przewodnice. Najlepsze wyniki można uzyskać poszerzając zastawki, stosując gumowe uszczelki oraz nawilżając powierzchnię balona, uszczelkę i zastawek za pomocą jałowego płynu iniekcyjnego. Cewnik wprowadzany zgodnie z przepływem krwi może przemieszczać się do dystalnej części tętnicy płucnej i spowodować samoistne zaklinowanie. W celu wykrycia zaklinowania należy w sposób ciągły (lub okresowy) obserwować krzywą ciśnienia w tętnicy płucnej.

Powikłania

Dla lekarza jest ważne, aby znać procedury wprowadzania cewnika, ich zalety oraz związane z nimi ryzyko. Znajomość tych zagadnień umożliwia zmniejszenie ryzyka powikłań. Do ryzyka związanego z używaniem tego urządzenia należą: zaburzenia rytmu, odma opłucnowa, tamponada serca, pęknięcie balona, zator/zawał płucny, perforacja tętnicy płucnej, zakrzepica, posocznica/zakażenie lub inne powikłania, w tym blok prawej odnogi pęczka przedsionkowokomorowego (RBBB – right bundle branch block).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących potencjalnych powikłań proszę zwrócić się do przedstawicieli firmy.

Przechowywanie

Przechowuj cewnik w chłodnym, ciemnym miejscu, oddalonym od źródła światła fluorescencyjnego i słonecznego, w celu uniknięcia przedwczesnego uszkodzenia lateksowego balona.

W nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt jest **STERYLNY i apirogenny**. Produkt do jednorazowego użytku. Przed użyciem każdego opakowania należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Po użyciu zutylizować. Nie sterylizować ponownie.

Ponowne użycie może prowadzić do zakażenia lub innej choroby/urazu.

Ten produkt zawiera filany, które mogą powodować zagrożenie dla (dzieci (chłopców), kobiet w ciąży lub karmiących piersią) przy długotrwałym stosowaniu.

W celu uzyskania informacji na temat kolejnych zamówień lub pomocy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.



Catetere flotante de termidilufie Criticath™ Modele - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Instrucțiuni

Modelele cu sufixul:

"H" sunt acoperite cu complex heparină.

"L" sunt mai lungi (110 cm) la SP5105.


"S" sunt catetere mai suple și mai flexibile.

"U" sunt din poliuretan (doar corpu).

"P" sunt din poliuretan (întregul cateter, cu excepția balonului).

"13", "14", "23" și "24" au teci de protecție pre-atașate; "23" și "24" au și SP5045.

"M" au locații de porturi pentru structuri corporale mai mici.



CONTRAINDICAȚII

Utilizarea unui cateter acoperit cu complex heparină este contraindicată la pacienții care au o sensibilitate cunoscută la heparină sau la clorura de benzalconiu.

Descriere generală

Cateterele flotante Criticath™ sunt catetere de termidilufie de 14 kQ proiectate pentru a fi utilizate ca instrumente de diagnosticare. Modelul SP5105 este proiectat pentru uz pediatric, în timp ce modelele SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 și SP5527 sunt pentru pacienți adulți. Aceste catetere permit medicilor să măsoare presiuni intracardiace și debitul cardiac, atunci când sunt utilizate împreună cu aparate de calcul al debitului cardiac marca Argon Critical Care Systems (Cunoscută anterior sub numele de BD Critical Care Systems) sau cu alte aparate similare și cu echipamentele corespunzătoare de monitorizare a presiunii. Cateterele sunt concepute pentru utilizare lângă patul pacientului, în laboratorul de cateterizare cardiacă, în sala de operație, în unitatea de recuperare de după anestezie și în alte unități specializate de terapie intensivă. În plus față de măsurarea debitului cardiac (metoda termidilufiei), aceste catetere pot fi utilizate pentru măsurarea presiunii în atriul drept (RAP), a presiunii în artera pulmonară (PAP) și a presiunii pulmonare capilare (PCWP), pentru monitorizarea continuă a temperaturii PA, pentru prelevarea de mostre de sânge din RA și PA și pentru administrarea medicamentelor și soluțiilor IV.

Corpul cateterului este fabricat din clorură de polivinil, cu excepția celor marcate cu U sau cu P, indicând folosirea poliuretanelui.

Aceste catetere sunt proiectate pentru proceduri de diagnosticare și nu necesită utilizarea radioscopiei în timpul inserției. Totuși, acestea sunt radioopace, pentru ca radioscopia să poată fi utilizată pentru ghidarea inserției, dacă este necesar, și pentru verificarea poziției după inserție. Cateterele sunt marcate la fiecare 10 cm pentru a indica distanța de la vârful distal. Benzile înguste reprezintă repere de 10 cm, iar cele late reprezintă repere de 50 cm.

SP5105, SP5107 și SP5127 au câte patru orificii:

- **"PA DISTAL" [Orificiu distal (PA)]**: Se termină la vârful cateterului și este utilizat pentru măsurarea PA, a PCWP, a presiunii venoase mixte și pentru prelevarea sângelui.
- **"CVP PROXIMAL" [Orificiu proximal (CVP)]**: Se termină la 15 cm (pentru SP5105), la 29 cm (pentru SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) și la 25 cm (pentru modelele versiune "M") față de vârful cateterului și este utilizat pentru injectarea de bolus cald în RA, pentru măsurarea RAP sau a CVP și pentru prelevarea sângelui.
- **"CAPAC BALON 0,75 mL"/"CAPAC BALON 1,5 mL" [Orificiu balon]**: Se termină într-un balon de 0,75 mL (pentru modelele SP5105) și într-un balon de 1,5 mL (pentru celelalte modele) lângă vârful cateterului și permite umflarea și deumflarea în timpul inserției cateterului și a măsurării PCWP.
- **Orificiu termistor**: Se termină într-o perle de termistor la 1,5 cm și 3,5 cm în apropierea vârfului, respectiv pentru uz pediatric și pentru adulți. Permite calcularea debitului cardiac și măsurarea temperaturii sângelui PA.

SP5127 este proiectat pentru inserție femorală (Se utilizează în laboratorul de cateterizare cardiacă.)

SP5507 și SP5527 au cinci orificii. Configurația orificiilor este cea indicată mai sus, existând un orificiu suplimentar:

- **"MEDICAȚIE CVP" [Orificiu medicație (CVP)]**: Se termină la 31 cm (pentru versiunile de catetere "M") de vârful cateterului. Poate fi utilizat pentru injectarea de soluții, pentru injecții pentru calcularea debitului cardiac, pentru prelevarea sângelui, pentru administrarea lichidelor și medicamentelor și pentru monitorizarea RAP.

• **Orificiu ventricular**: Se termină la 17 cm de vârful cateterului. Este utilizat în special pentru monitorizarea presiunii în ventriculul drept (RVP) doar pentru SP5527.

SP5527 este un cateter ventricular.

NOTĂ: Administrarea sângelui prin cateterul cu 5 orificii nu este recomandată.

Un cateter deteriorat nu poate fi reparat. Ambalajele sunt proiectate pentru a împiedica încurcarea cateterului și pentru a proteja balonul fragil și suprafața îmbrăcată în complex heparin.

Testarea cateterului

1. Utilizați metoda aseptică pentru a îndepărta cateterului.
2. (Doar pentru modelele "13", "14", "23" și "24") Strângeți bine pe cateter adaptorul Tuohy-Borst de pe teaca de protecție.

NOTĂ: Nu strângeți în exces adaptorul deoarece astfel puteți înfunda orificiile cateterului și puteți determina citiri greșite ale presiunii.

3. Testați termistorul conectând cateterul la aparatul de calcul al debitului cardiac. Dacă afișajul computerului indică o temperatură ambiantă a camerei corespunzătoare, termistorul funcționează corect.

ATENȚIE: Nu utilizați un dispozitiv standard de măsurare a continuității sau un ohmmetru atunci când cateterul se află în sistemul vascular. Curentul relativ ridicat din aparatul de măsură poate cauza electrocutarea pacientului în caz de străpungere a izolației. Manipularea excesivă a vârfului cateterului poate deteriora termistorul și poate determina citiri intermitente sau imposibilitatea citirii debitului.

4. Testați balonul introducându-l în apă sterilă și injectând 0,75 mL de aer pentru SP5105 și SP5105L (1,5 mL pentru SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Dacă în jurul balonului apar bule de aer, nu utilizați cateterul. Dezumflați balonul prin scoaterea seringii.

ATENȚIE:

- Nu utilizați niciodată lichid pentru umflarea balonului.
- Dezumflați întotdeauna balonul prin scoaterea seringii; balonul poate fi deteriorat dacă aspirați aerul cu seringă.

NOTĂ: Lichidele în orificiile balonului pot determina imposibilitatea dezumflării balonului. Trebuie să aveți grijă să preveniți pătrunderea urmezelor în orificiile balonului.

5. Scoateți aerul din soluția pentru injecție și din pungile de soluție IV.

NOTĂ: Eliminarea aerului din soluție va împiedica pătrunderea aerului în sistem atunci când soluția este evacuată sau când pungea este răsturnată.

6. Conectați robinetele la capătul orificiului proximal CVP și la capătul orificiului distal PA. Spălați și umpleți orificiul proximal CVP și orificiul distal PA cu soluție sterilă.

AVERTISMENT: Mănerul robinetului de oprire trebuie poziționat la 90° pentru poziția "OPRIT". Nu poziționați robinetul de oprire la 45° pentru a obține o poziție "OPRIT". Poziționarea robinetului de oprire la 45° este neprecisă și poate duce la contaminare, la hemoragie sau la embolie gazoasă.

Inserția cateterului

Operația de inserție a cateterului trebuie să respecte procedura de bază recomandată mai jos. Totuși, utilizarea cateterului trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu politicile, standardele și procedurile spitalului dvs. Buna înțelegere a "Avertizărilor" listate este utilă înainte de utilizarea acestor catetere.

1. Monitorizați ECG continuu în timpul inserției cateterului.
2. Testați cateterul după cum este evidențiat în "Testarea cateterului". Conectați robinetele de oprire la orificiile CVP și PA. Atunci când folosiți un senzor intern de temperatură a soluției injectate, conectați-l direct la orificiul CVP, apoi adăugați robinetul. Umpleți ambele orificii cu soluție sterilă, apoi scoateți bulele de aer. Conectați orificiul distal PA la un sistem de monitorizare a presiunii.
3. Introduceți cateterul percutanat sau printr-o incizie. Punctele de inserție specifice includ vena mediană bazilică, vena jugulară, vena femorală și vena subclavie.
4. Împingeți cateterul în vena cavă și umflați parțial balonul la 0,5 mL (pentru SP5105 și SP5105L) și la 1 mL (pentru SP5107, SP5127, SP5507 și SP5527). Se recomandă CO₂ filtrat pentru umflare, datorită absorbției sale rapide în sânge în caz de rupere a balonului. Totuși, aerul de cameră este utilizat frecvent dacă nu există un șunt dreapta-stânga sau o fistulă arteriovenoasă pulmonară. Introducerea unei bule de aer în sistemul arterial poate produce complicații grave. Atunci când selectați aerul ca mijloc de umflare, trebuie să luați în considerare riscul de rupere a balonului și probabilitatea ca aerul să intre în sistemul arterial. Determinați lungimea de inserție a cateterului prin raportare la reperele cateterului la intervale de 10 cm. Umflați curbele de presiune pe măsură ce cateterul înaintează (referință Figura 1).
5. Atunci când vedeți curba RAP (Figura 1-A), umflați balonul la capacitatea maximă (0,75 mL pentru SP5105 și SP5105L și 1,5 mL pentru SP5107, SP5127, SP5507 și SP5527).
6. Împingeți cateterul prin RA, în RV (Figura 1-B). Dacă nu apare o înregistrare RVP după ce cateterul a fost împins dincolo de RA, dezumflați balonul prin scoaterea seringii, reageți cateterul ușor, umflați din nou balonul și împingeți cateterul (Figura 1-C). Observați o curbă RVP. Înaintați în PA. În cazul în care cateterul nu trece în PA, dezumflați balonul și retrageți cateterul până când vârful ajunge în RA. Apoi umflați din nou balonul și repetați pașii 4, 5 și 6.




Figura 1A-E Curbe de presiune în timpul inserției și poziționării cateterului. (Viteza graficului: 25 mm/sec.)

NOTĂ: Dacă balonul a fost umflat timp de mai mult de 4 sau 5 minute în timpul inserției, este posibil ca volumul balonului umflat să fi scăzut datorită difuzării aerului prin balonul de latex. Scoateți seringă și umflați din nou balonul, dacă este necesar.

7. Continuați să împingeți cateterul încet prin PA până când veți vedea o PCWP. (Figura 1-D).
8. Verificați poziționarea corespunzătoare a cateterului în PA prin dezumflarea completă a balonului (scoateți seringă) și observarea trecerii de la o înregistrare de PCWP la o înregistrare de PAP (Figura 1-E). Umflați din nou, treptat, balonul până când se obține o PCWP și înregistrați volumul de aer necesar. Ar trebui să fie necesar un volum între 0,5 și 0,75 mL (pentru SP5105 și SP5105L) și un volum de 1,25 până la 1,5 mL (pentru SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Dacă este necesar un volum sub 0,5 mL (pentru SP5105 și SP5105L) sau sub 1,25 mL (pentru SP5107, SP5127, SP5507 și SP5527), este posibil să fie împins prea departe cateterul, ceea ce sporește

probabilitatea de deplasare distală și de ocuzie spontană. Retrageți cateterul 2 sau 3 cm și verificați din nou volumul de umflare a balonului.

9. (Doar pentru modelele "13", "14", "23" și "24") Extindeți teaca de protecție peste corpul cateterului și fixați-o la recordul dispozitivului de inserție.

Măsurători ale debitului cardiac

Pentru instrucțiuni cu privire la măsurarea debitului cardiac, consultați manualul de operare furnizat împreună cu aparatul de calcul al debitului cardiac. Dimensiuni sugerate dispozitiv de inserție pentru catetere:

Cateter	Dispozitiv de inserție/Cu debit port lateral
5F	6F
7F	7.5F
7.5F	8F
	8.5F

Modelul SP5105 este proiectat special pentru a funcționa cu următoarele constante de calcul:

Volum injectat mL	Constantă de calcul
• Indicator la temperatura gheții, intern	5 .291 3 .170
• Indicator la temperatura băii de gheață (0-5°C)	5 .279 3 .160
• Indicator la temperatura camerei (23-25°C)	5 .316 3 .188
(identic pentru 18 - 22°C)	

Modelele SP5107, SP5127, SP5507 și SP5527 utilizează următoarele constante de calcul:

Volum injectat mL	Constantă de calcul
• Indicator la temperatura gheții, intern	10 .579 5 .281 3 .160
• Indicator la temperatura băii de gheață (0-5°C)	10 .566 5 .270 3 .151
• Indicator la temperatura camerei (23 - 25°C)	10 .628 5 .309 3 .181
(identic pentru 18 - 22°C)	

Precauții

1. Pentru a evita deteriorarea cateterului sau a balonului la inserția cateterului prin procedura de incizie, se recomandă utilizarea unui dilator pentru vase sau a unui dispozitiv de introducere a ghidului pentru venă de incizie folosind. Nu utilizați NICIODATĂ un forțeps pe cateter.
2. (Doar pentru catetere acoperite cu complex heparin) Dacă suprafața cateterului este tratată cu un strat de complex heparin, nu ștergeți cateterul. Metoda percutanată de inserție poate reduce la minim posibilitatea de hemoragie în punctul de intrare. Dacă închiderea rănii este prelungită, trebuie să se utilizeze un agent hemostatic topic pentru neutralizarea efectului oricărui complex heparin care ar fi putut rămâne pe marginea rănii.
3. Se recomandă în general să nu lăsați cateterul în pacient timp de mai mult de 72 de ore.
4. Cateterele nu trebuie să fie împinse după ce au fost poziționate, deoarece este posibil ca porțiunea din cateter rămasă în afara corpului să nu fie sterilă. Dacă se utilizează o teacă de protecție pentru cateter, aceasta poate fi repozitionată după cum este necesar.
5. Nu efectuați niciodată o măsurare a debitului cardiac cu balonul umflat.
6. Pentru a stabili PCWP, umflați încet balonul, opriți-l când curba PAP se schimbă într-o curbă PCWP. Dezumflați balonul după terminarea măsurării.
7. Pentru a reduce la minim iritația ventriculului, întotdeauna umflați balonul înaintea ajungerii cateterului în RV.
8. Nu depășiți volumul recomandat al balonului, de 0,75 mL (pentru SP5105 și SP5105L) și de 1,5 mL (pentru SP5107, SP5127, SP5507 și SP5527).
9. Poziționarea inițială a cateterului în PA trebuie să se realizeze întotdeauna cu balonul umflat la volumul maxim recomandat. Un balon care nu este suficient umflat va fi mai mic, astfel permițând poziționarea cateterului într-o zonă mai îngustă a PA. Acest lucru poate crește posibilitatea de ocuzie spontană sau riscul de străpungere a PA.
10. Pentru menținerea permeabilității cateterului se poate aplica introducerea lentă, picătură cu picătură, a unei cantități de heparină; aceasta trebuie aplicată înainte de inserția cateterului și întrerăută ulterior. Nu uitați să spălați în sens invers orificiul după tragerea sângelui. Trebuie să aveți grijă să nu deteriorați balonul atunci când împingeți cateterul prin valvele hemostatice, prin adaptoarele pentru cateter/teacă și prin dispozitivele de introducere. Cele mai bune rezultate sunt obținute prin dilatarea valvelor, a garniturilor din cauciuc și prin umezirea suprafețelor balonului, a garniturilor și a valvelor cu un lichid steril, injectabil. Un cateter flotant se poate deplasa în PA distală și poate cauza ocuzia spontană. Pentru a detecta ocuzia, curba de presiune PA trebuie monitorizată continuu sau la intervale scurte.

Complicații

Este important ca medicii să cunoască procedurile de inserție a cateterului, avantajele și riscurile asociate acestora, pentru a reduce apariția complicațiilor. Riscurile asociate cu utilizarea acestui dispozitiv includ: distilții, pneumotorax, tamponadă cardiacă, ruperea balonului, trombus/infarct pulmonar, perforarea arterei pulmonare, înnodare, septicemie/infecție și alte complicații, incluzând blocul de ramură dreaptă (BRD).

Pentru mai multe informații despre complicații, contactați reprezentantul dvs. local.

Depozitare

Depozitați cateterul într-un loc răcoros și întunecos, ferit de lumini fluorescente și de lumina soarelui, pentru a preveni deteriorarea prematură a balonului.

Produsul este **STERIL** și **non-pirogen** numai în ambalajul închis, nedeteriorat. Produs de unică folosință. Verificați integritatea fiecărui ambalaj înainte de utilizare. A se arunca după utilizare. A nu se steriliza.

Refolosirea poate duce la infecții sau la alte boli/leziuni

Acest produs conține un flatal care poate reprezenta un pericol pentru copii (de sex masculin), femei însărcinate sau care alăptează în combinație cu o durată de utilizare prelungită.

Pentru informații privind comenzile ulterioare sau pentru asistență va rugăm să contactați reprezentantul comercial local.




Modely katétra Criticath™ pre termodiľúciu riadenú prietokom – SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Pokyny

Modely s príponou:

- "H" majú povrch upravený komplexom heparínu,
- "L" sú dlhšie (110 cm), model SP5105,
- "S" sú mäkkšie, katétre sú pružnejšie,
- "U" sú polyuretánové (len teleso),
- "P" sú polyuretánové (celý katéter okrem balónika),
- "13", "14", "23" a "24" majú nasadené ochranné puzdrá, modely s príponami "23" a "24" má aj model SP5045,
- "M" majú porty umiestnené tak, aby vyhovovali anatómii menšieho tela,



KONTRAINDIKÁCIE

Používání katérov s povrchom upraveným komplexom heparínu je kontraindikované pre pacientov so známou citlivosťou na heparín alebo chlorid benzalkónia.

Všeobecný popis

Katétre Criticath™ riadené prietokom sú katétre pre termodiľúciu s príkonom 14 kV navrhnuté na použitie ako diagnostické nástroje. Model SP5105 je určený pre pediatrických pacientov, modely SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527 sú určené pre dospelých pacientov. Tieto katétre umožňujú lekárom merať vnútrošrôcový tlak a minútový objem srdca v spojení so zariadením podľa Argon Critical Care Systems (V minulosti známa ako BD Critical Care Systems) alebo iným podobným počítačom na meranie minútového objemu srdca a vhodným zariadením na sledovanie tlaku. Katétre sú určené na použitie na lôžku, v kardiokaterizačnom laboratóriu, operačnej sále, pooperačnej jednotke a ďalších jednotkách špeciálnej starostlivosti. Okrem merania minútového objemu srdca (termodiľučná metóda) sa katétre môžu používať na meranie tlaku v pravej predsiene (RAP), v pľúcnici (PAP) a kapilárneho tlaku v pľúcnici v zaklinovaní (PCWP), na priebežné monitorovanie teploty v pľúcnici, na odber vzoriek krvi z pravej predsiene a pľúcnice a na podávanie liekov a intravenózných roztokov.

Materiálom telesa katétra je polyvinylchlorid, ak označenie modelu nemá príponu U alebo P, v takom prípade je materiálom polyuretán.

Tieto katétre sú určené na diagnostické procedúry a pri ich aplikácii sa nevyžaduje fluoroskopia. Sú však kontrastné voči žiareniu, a fluoroskopia sa preto môže použiť pri regulácii zavedenia a kontrole polohy po zavedení. Katétre sú každých 10 cm vybavené značkou, ktorá označuje vzdialenosť od distálneho hrotu. Úzke pásiky označujú interval 10 cm a široké pásiky interval 50 cm.

Modely SP5105, SP5107 a SP5127 majú štyri lúmeny:

- **"PA DISTAL" [Distálny lúmen (PA)]:** Končí na hrote katétra a používa sa na meranie tlaku PA, PCWP, kombinovaného venózneho tlaku a odber vzoriek krvi.
- **"CVP DISTAL" [Proximálny lúmen (CVP)]:** Končí 15 cm (model SP5105), 29 cm (modely SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) a 25 cm (verzie modelov s príponou "M") od hrotu katétra a používa sa na podávanie termálnych bolusov do pravej predsiene, na meranie tlaku RAP alebo CVP a odber vzoriek krvi.
- **"BALLOON, 0,75 mL CAP"/"BALLOON 1,5 mL CAP" [Lúmen balónika]:** Je ukončený balónikom 0,75 mL (model SP5105) a balónikom 1,5 mL (ostatné modely) v blízkosti hrotu katétra a umožňuje naplnenie a vypustenie balónika v priebehu zavedenia katétra a meranie tlaku PCWP.
- **Lúmen termistora:** Končí sa v lôžku termistora v proximálnej vzdialenosti 1,5 cm (modely pre pediatrických pacientov) a 3,5 cm (modely pre dospelých pacientov) od hrotu. Umožňuje výpočet minútového objemu srdca a meranie teploty krvi v pľúcnici.

Model SP5127 je určený pre femorálne zavedenie. (Používa sa v kardiokaterizačnom laboratóriu)

Modely **SP5507** a **SP5527** majú päť lúmenov. K lúmenom popísaným vyššie je pridaný ďalší lúmen:

- **"CVP MEDICATION" [Lúmen liečiva (CVP)]:** Končí 31 cm (27 cm pre modely katérov verzie "M") od hrotu katétra. Môže sa používať na infúziu roztoku, pri meraní minútového objemu srdca, na odber vzoriek krvi, podávanie tekutín a liekov a sledovanie tlaku v pravej predsiene.
- **Ventriculárny lúmen:** Končí 17 cm od hrotu katétra. Používa sa hlavne pri sledovaní praveho ventrikulárneho tlaku (RVP), nachádza sa len v modeli SP5527.

Model **SP5527** je ventrikulárnym katétrom.

POZNÁMKA: Katétre s platími lúmenmi sa neodporúča používať na podávanie krvi.

Poškodený katéter sa nemá opraviť. Konštrukcia obalov zabraňuje zamotaniu katétrov a poskytuje ochranu krehkým balónikom a povrchu s vrstvou komplexu heparínu.

Testovanie katétra

1. Pri vyberaní katétra použite aseptickú metódu.
2. (Len pre modely "13", "14", "23" a "24") Na ochranné puzdro katétra spoľahlivo pripevnite adaptér Tuohy-Borst.



Criticath™ Akışla Yönlendirilen Termofilüsyon Kateter Modelleri - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Talimatlar

Son eklelerine göre modeller:

"H", heparin kompleksi kaplıdır.

"L", SP5105'te daha uzundur (110 cm).


"S" daha yumuşak, daha esnek kateterlerdir.

"U" poliüretandır (yalnızca vücut).

"P", poliüretandır (balon hariç tüm kateter).

"13", "14", "23" ve "24", önceden eklenmiş koruma kılıfına sahiptir; "23" ve "24" aynı zamanda SP5045 içerir.

"M", daha küçük anatomiler için port lokasyonlarına sahiptir.



KONTRAENDİKASYONLAR

Heparin kompleksi kaplı bir kateter kullanımı, heparin veya benzalkonyum klorürü karşı bilinen bir hassasiyeti olan hastalarda kontraendikedir.

Genel Tanım

Criticath™ Akışla Yönlendirilen Kateterleri, bir teşhis cihazı olarak hastalarda kullanımı için tasarlanan 14kΩ'lık termofilüsyon kateterleridir. SP5105 pedyatrik hastalarda, Model SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 ve SP5527'de yetişkin hastalarda kullanımı için tasarlanmıştır. Bu kateterler, Argon Critical Care Systems (Eskiden BD Critical Care Systems) veya benzeri Kardiyak Çıkış Bilgisayarları ve uygun basınç izleme monitörleri ile kullanıldığında, doktorların intrakardiyak basınçları ve kardiyak çıkış ölçmelerine olanak tanımlar. Kateterler, yatak ucunda, kardiyak kateterizasyon laboratuvarında, ameliyathane, anestezi sonrası bakım ünitesinde ve diğer özel kritik bakım ünitelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kardiyak çıkış ölçümüne ek olarak (termofilüsyon yöntemi), bu kateterler, sürekli olarak PA basıncını ölçmek, RA ve PA'dan kan numunesi almak ve ilaç ve IV çözeltileri uygulamak üzere sağ atıyal (RAP), pulmoner arter (PAP), pulmoner ventriküler veç basıncını (RVP) ölçimlerinde de kullanılır. Kateter gövdesi maddesi, poliüretan anlamına gelen U veya P ile belirtilmedikçe Polivinil Klorürdür.

Bu kateterler tanı amaçlı tasarlanmıştır ve takma sırasında floroskopi kullanımını gerektirmemektedir. Bununla birlikte, radyopak olduklarından takma sonrasında takma işlemi yönlendirilmek ve konum doğrulamak için floroskopi kullanılabilir. Kateterlerde distal uçtan uzaklığı belirtmek için her 10 cm'de bir işaret vardır. Dar bantlar 10 cm işaretleri ve geniş bantlar da 50 cm işaretlerdir.

SP5105, SP5107 ve SP5127'nin 4 lümeni vardır:

- PA DİSTAL [Distal (PA) Lümeni]:** Kateter ucunda bulunur ve PA, PCWP, karışık venöz basıncı ölçümünde ve kan numunesi almak üzere kullanılmaktadır.
- CVP PROKSİMAL [Proksimal (CVP) Lümeni]:** Kateter ucuna 15 cm (SP5105 için), 29 cm (SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527 için) ve 25 cm yakınlıkta bulunur ve RA'ya termal bolus enjekte etmek, RAP veya CVP ölçümü yapmak ve kan numunesi almak için kullanılmaktadır.
- .75 mL BALON KAPAK/1.5 mL BALON KAPAK [Balon Lümeni]:** Kateter ucunun yakınındaki 0.75mL'lik balon (SP5105 modelleri için) ve 1.5mL'lik balon (diğer modeller için) ucunda bulunur ve kateter takma ve GCWP sırasında balonun şişirilmesine ve havasının boşaltılmasına olanak tanır.
- Termistör Lümeni:** Sırasıyla pedyatrik ve yetişkinler için kullanılan uçun 1,5 cm ve 3,5 cm yakınındaki bir termistör boncuğunun ucunda bulunur. Kardiyak çıkış hesaplamasına ve PA kan sıcaklığı ölçümüne olanak tanır.

SP5127 femoral kateter için tasarlanmıştır (Kardiyak karakterizasyon laboratuvarında kullanılır).

SP5507 ve SP5527 beş lümen içermektedir. Lümen tasarımı ilave bir lümenle yukarıda belirtilmiştir gibidir:

- CVP İLAÇI [İlaç (CVP) Lümeni]:** Kateter ucundan 31 cm ("M" versiyonlu kateterler için 27 cm) uzakta bulunur. Çözültü infüzyonu, kardiyak çıkış enjeksiyonları, kan numunesi alma, sıvı ve ilaç uygulamaları ve RAP izlemesi için kullanılır.
- Ventriküler Lümen:** Kateter ucundan 17 cm uzakta bulunur. Yalnızca SP5527 için esasen sağ ventriküler basınç (RVP) izlemesi açısından kullanılmaktadır.

SP5527 ventriküler bir kateterdir.

NOT: Kanın 5 lümenli kateterden uygulanması önerilmemektedir.

Hasarlı bir kateter tamir edilemez. Ambalajlar, kateter dolmasını önlemek ve kırılan balonu ve heparin kompleksi kaplı yüzeyi korumak için tasarlanmıştır.

Kateter Testi

1. Kateteri çıkarmak için aseptik yöntemi kullanın.

2. (Yalnızca Model "13", "14", "23" ve "24") Koruma kılıfı üzerindeki Tuohy-Borst adaptörünü sıkıca katetere sabitleyin.

NOT: Kateter lümenlerini tıkalıyabileceği ve hatalı basınç okumalarına sebep olabileceğinden adaptörü çok sıkımayın.

3. Kateteri Kardiyak Çıkış Bilgisayarıyla bağlayarak termistörü test edin. Bilgisayar ekranı uygun oda sıcaklığını gösteriyorsa, termistör doğru çalışıyor.

UYARI: Kateter vasküler sistemde olduğunda standart bir süreklilik kontrolörü veya ommetre kullanmayın. Ölçüm cihazındaki oldukça yüksek akım izolasyonu bozulması durumunda hastada elektrik çarpmasına sebep olabilir. Kateter ucunun çok kullanılması termistöre hasar verebilir ve aralıklı çıkış okumalarına veya çıkış okuması oluşmasına sebep olabilir.

4. SP5105 ve SP5105L için balonu steril suya koyarak ve 0,75 mL hava enjekte ederek (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 için 1,5mL.)

POZNÁMKA: Adaptör neahtahujte priveľkou silou, aby sa neuzatvorili lúmeny katétra. Mohlo by to spôsobiť nepresné meranie tlaku.

3. Termistor vyskúšajte pripojením k počítaču na meranie minútového objemu srdca. Ak obrazovka počítača zobrazuje správnu teplotu miestnosti, termistor funguje správne.

UPOZORNENIE: Keď je katéter umiestnený v cievné sústave, nepoužívajte štandardné zariadenia na kontrolu pripojenia alebo ohmter. Relatívne vysoký prúd v meracom prístroji môže v prípade porušenia izolácie spôsobiť pacientovi elektrický šok. Pri neprimeranej manipulácii s hrotom katétra sa môže poškodiť hrot a výsledkom môže byť prerušovanie alebo zlyhanie merania.

4. Balónik vyskúšajte umiestnením do sterilnej vody a naplnením vzduchom objemu 0,75 mL (model SP5105 a SP5105L) alebo 1,5 mL (modely SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Ak sa okolo balónika zjavujú vzduchové bublinky, katéter nepoužívajte. Balónik vypustite odpojením injekčnej striekačky.

UPOZORNENIE

- Balónik nikdy nenapúšťajte kvapalinou.
- Balónik vždy vypúšťajte odpojením injekčnej striekačky. Odsávanie vzduchu injekčnou striekačkou môže balónik poškodiť.

POZNÁMKA: Ak sa do lúmenu balónika dostane kvapalina, balónik môže zostať nafúknutý. Mimoriadna starostlivosť sa musí venovať tomu, aby do balónika neprenikla vlhkosť.

5. Používané injekčné prípravky a vaky s intravenóznym roztokom zbavte vzduchu.

POZNÁMKA: Zbavením roztokov vzduchu sa zabráni vzduchu preniknúť do systému po vyčerpaní roztoku alebo prevratení vaku.

6. Ventily pripojte k zakončeniu proximálneho lúmenu CVP a distálneho lúmenu PA. Proximálny lúmen CVP a distálny lúmen PA prepláchnite a naplňte sterilným roztokom.

VAROVANIE: Poloha "ZATVORENÉ" páčky ventilu je 90°. Polohu "ZATVORENÉ" nedosiahnete umiestnením ventilu do uhla 45°. Poloha ventilu 45° je nepresná a môže spôsobiť kontamináciu, unikanie alebo vzduchovú embóliu.

Zavedenie katétra

Pri zavádzaní katétra sa odporúča dodržať nižšie uvedený postup. Použitie katétra však musí byť vždy v súlade so zásadami a postupmi nemocnice. Pred použitím katétra je užitočné dôkladne sa zoznámiť s časťou "Upozornenia".

1. Počas zavádzania katétra nepretržite sledujte ECG.

2. Katéter preskúšajte podľa popisu v časti "Testovanie katétra". K lúmenu CVP a PA pripojte ventily. Ak sa používa senzor teploty injektátu v režime in-line, pripojte ho priamo k lúmenu CVP a potom pridajte ventily. Oba lúmeny naplňte sterilnou kvapalinou, aby sa odstránili vzduchové bublinky. Distálny lúmen PA pripojte k systému monitorovania tlaku.

3. Katéter zavedte perkutánne alebo prostredníctvom incízie. K typickým bodom zavedenia patrí stredná bazília, jugulárna, femorálna alebo podkľúčna žila.

4. Katéter posuňte do dutej žily a balónik čiastočne nafúknite na objem 0,5 mL (modely SP5105 a SP5105L) a 1 mL (modely SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527). Odporúča sa nafukovať filtrovaným CO₂, pretože v prípade prasknutia balónika sa rýchlo absorbuje do krvi. Ak sa však vytúči pravo-ľavý skrat a pulmonálna arteriovenózna fistula, často sa používa aj vzduch z miestnosti. Zavedenie vzduchových embolov do cievného systému môže spôsobiť vážne komplikácie. Pri výbere vzduchu ako média na nafúknutie balónika sa musí vziať do úvahy riziko prasknutia balónika a pravdepodobnosť preniknutia vzduchu do cievného systému. Sledovaním značiek intervalov 10 cm na katéri sa určí dĺžka katétra. Pri posúvaní katétra sledujte tvar tlakových vln (obr. 1).

5. Keď sa spozoruje vlna RAP (obr. 1-A), balónik úplne nafúknite (0,75 mL pre modely SP5105 a SP5105L a 1,5 mL pre modely SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527).

6. Katéter posuňte cez pravú predsienu do pľúcnice (obr. 1-B).

7. Ak sa po zasunutí katétra za pravú predsienu nezaznamená stopa RVP, odpojte striekačku a vypustite balónik, katéter pomaly potiahnite naspäť, nafúknite a zasunúť (obr. 1-C). Sledujte tvar vlny RVP. Katéter posuňte do pľúcnice. Ak katéter do pľúcnice neprenikne, vypustite balónik a katéter povytiahnite, aby sa hrot dostal do pravej predsiene. Potom opäť nafúknite balónik a opakujte kroky 4, 5 a 6.



Obrázok 1A-E Tvar tlakových vln počas zavádzania a nastavenia polohy katétra (Rýchlosť posunu: 25 mm/s)

POZNÁMKA: Ak bol balónik počas zavádzania nafúknutý viac ako štyri alebo päť minút, objem nafúknutého balónika sa môže zmenšiť, čo spôsobuje difúziu vzduchu cez latex balónika. V prípade potreby odpojte injekčnú striekačku a balónik opäť nafúknite.

7. Katéter pomaly posúvajte v pľúcnicu, kým sa nezobrazí vlna PCWP. (Obr. 1-D).

8. Skontrolujte správnu polohu katétra v pľúcnicu. Úplne vypustite balónik (odpojením injekčnej striekačky) a pozorujte zmenu signálu PCWP na signál PAP (obr. 1-E). Postupne nafúknite balónik, kým sa nezískajú signály PCWP, a zaznamenajte objem potrebného vzduchu. Objem by mal byť v intervale 0,5 až 0,75 mL (pre modely SP5105 a SP5105L) a 1,25 až 1,5 mL (pre modely SP5107, SP5127, SP5507, SP5527). Ak je potrebný objem menší ako 0,5 mL (pre modely SP5105 a SP5105L) alebo 1,25 mL (pre modely SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527), katéter je zrejme zasunutý príliš ďaleko, zvyšuje sa pravdepodobnosť distálnej migrácie a samovoľného zaklinenia. Katéter vyťahujte späť o 2 alebo 3 cm a opäť skontrolujte objem nafúknutia.

9. (Len pre modely "13", "14", "23" a "24") Čez teleso katétra nahláňte ochranné puzdro a pripnite ho k hrdlu intubátora.

Meranie minútového objemu srdca

Polkyny na meranie minútového objemu srdca sú v návode na obsluhu, ktorý bol dodaný s počítačom na meranie minútového objemu srdca (cardiac output computer). Odporúčaná veľkosť intubátora pre katéter:

Katéter	Intubátor / s bočným prítokom
5 F	6 F
7 F	7,5 F 8 F
7,5 F	8 F 8,5 F

Model SP5105 je navrhnutý špeciálne na prevádzku s nasledujúcimi parametrami výpočtu:

	Vstreknutý objem mL	Parameter výpočtu
• Teplota ľadu, in-line	5	0,291
	3	0,170
• Teplota ľadového kúpeľa (0 - 5 °C)	5	0,279
	3	0,160
• Teplota miestnosti (23 až 25 °C)	5	0,316
	3	0,188
(rovnako pre 18 až 22 °C)		

Pre modely SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527 sa používajú nasledujúce parametre výpočtu:

	Vstreknutý objem mL	Parameter výpočtu
• Teplota ľadu, in-line	10	0,579
	5	0,281
	3	0,160
• Teplota ľadového kúpeľa (0 - 5 °C)	10	0,566
	5	0,270
	3	0,151
• Teplota miestnosti (23 až 25 °C)	10	0,628
	5	0,309
	3	0,181
(rovnako pre 18 až 22 °C)		

Upozornenia

- Aby sa predišlo poškodeniu katétra alebo balónika pri zavádzaní katétra prostredníctvom incízie, odporúča sa použiť cievný dilatátor alebo jednoúčelový cievný intubátor. Pri manipulácii s katétrom **NIKDY** nepoužívajte peán.
- (Len pre katétre povrchovo upravené komplexom heparinu)** Katéter s povrchom upraveným komplexom heparinu neuterajte. Perkutánnou metódou zavedenia minimalizuje možnosť krvácania vo vstupnom bode. Ak sa uzatvorenie rany predlžuje, mal by sa použiť vhodný lokálny hemostatický prípravok na potlačenie účinku komplexu heparinu, ktorý by sa mohol rozšierať na okrajoch rany.
- Všeobecne sa odporúča neponechávať katéter v tele pacienta dlhšie ako 72 hodín.
- Katéter po umiestnení do správnej polohy nezasúvajte, pretože časť katétra, ktorá sa nachádza mimo tela, nemusí zostať sterilná. Ak sa používa ochranné puzdro, poloha katétra sa môže meniť podľa potreby.
- Meranie minútového objemu srdca nikdy nevykonávajte s nafúknutým balónikom.
- Pri určovaní tlaku PCWP nafukujte balónik pomaly, prestaňte v momente, keď sa tvar vlny PAP zmení na tvar vlny PCWP. Po skončení merania balónik vypustite.
- Balónik vždy vypustite skôr, ako sa katéter dostane do pravej komory, obmedzí podráždenie komory.
- Neprekračujte odporúčaný objem balónika 0,75 mL (pre modely SP5105 a SP5105L) a 1,5 mL (pre modely SP5107, SP5127, SP5507 a SP5527).
- Prvé umiestnenie katétra v pľúcnicu sa vždy vykoná s balónikom nafúknutým na maximálny odporúčaný objem. Neúplne nafúknutý balónik je menší, umožňuje umiestnenie katétra v užšej časti pľúcnice, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť samovoľného zaklinenia alebo riziko pretrhnutia pľúcnice.
- Na zachovanie priechodnosti sa môže použiť pomalá infúzia heparínu, ktorá sa zavedie pred katetrizáciou a potom sa udržiava. Po odbere krvi sa lúmen musí prepláchnuť. Dávajte pozor, aby sa balónik nepoškodil pri posúvaní katétra cez hemostatické ventily, adaptéry katétra, puzdrá a intubátory. Najlepšie výsledky sa dosahujú, ak sa použijú dilatátory, tesniace krúžky a tesnenia balónika a klapky sa zvlhčia sterilnou injekčnou kvapalinou. Katéter riadený prítokom môže migrovať do distálnej časti pľúcnice a spôsobiť samovoľné zaklinenie. Zaklinenie sa dá zistiť nepretržitým sledovaním tvaru vlny tlaku PA v krátkych intervaloch.

Komplikácie

Je dôležité, aby sa lekár zoznámil s postupom zavedenia katétra, výhodami a rizikami postupu, a tak obmedzil výskyt komplikácií. K rizikám spojeným s používaním tohto prípravku patria: dysrhythmia, pneumotorax, srdcová tamponáda, prasknutie balónika, tromboza a infarkt pľúc, perforácia pľúcnice, zaudenie, sepsa a infekcia a ďalšie komplikácie vrátane bloku pravého ramienka (RBBB).

Ďalšie informácie o komplikáciách vám poskytne miestny zástupca dodávateľa.

Ukladanie

Katéter skladujte na chladnom, tmavom mieste bez fluorescenčného a slnečného svetla, aby sa zabránilo predčasnému poškodeniu latexového balónika.

STERILNÝ a nepyrogný v uzavretom, nepoškodenom balení. Na jednorázové použitie. Pred použitím skontrolujte neporušenosť obalu. Výrobok po použití zlikvidujte. Zákaz opakovaného sterilizácie.

Opakované použitie môže viesť k infekcii alebo inému ochoreniu/poškodeniu zdravia

Tento výrobok obsahuje látka, ktorý môže pri dlhšej trvajúcom používaní predstavovať riziko pre (deti (chlapcov), tehotné alebo kojące ženy).

Informácie a pomoc pri opätovnom obmedzovaní vám poskytne miestny obchodný zástupca.

test edin. Balon çevresinde hava kabarcıkları görülürse kateteri kullanmayın. Şırıngayı çıkararak balonun havasını boşaltın.

UYARI
<ul style="list-style-type: none"> Balonu şişirmek için sıvı kullanmayın. Balon havasını her zaman şırıngayı çıkararak boşaltın; şırınga ile hava aspire edilirken balon hasar görebilir.

NOT: Balon lümenindeki sıvılar balonun şişmesine sebep olabilir. Balon lümenine nem girmesini önlemek için özellikle dikkat edilmelidir.

5. Enjektat ve IV çözelti torbalarındaki havayı boşaltın.

NOT: Çözeltiden hava elimine edilmesi, çözelti bittiğinde veya torba ters çevrildiğinde sisteme hava girmesini önleyecektir.


6. Vanelan CVP proksimal ve PA distal lümenlerinin uçlarına bağlayın. CVP proksimal ve PA lümenlerini steril çözelti ile yıkayın ve doldurun.

UYARI: Vana kolu "KAPALI" konum için 90°ye getirilmelidir. "KAPALI" bir konum elde etmek için vana 45°ye getirmeyin. Vana 45°ye getirildiğinde gevşek kalır ve kontaminasyona, kanamaya veya hava embolisine sebep olabilir.
--

Kateter Takılması

Kateter takma işlemi aşağıda önerilen temel prosedürü takip etmelidir. Bununla birlikte, kateter kullanımını her zaman hastane politikalarınız ve prosedürleriniz ile uyumlu olmalıdır. Bu kateterlerin kullanılmasından önce, listeli "Uyanırlar"ı iyice anlayışınızla faydalıdır.

1. Kateter takma işlemi sırasında ECG'yi sürekli olarak izleyin.
2. Kateteri "Kateter Testi" bölümünde özetlendiği gibi test edin. Vanelan CVP ve PA lümenlerine bağlayın. Bir Dahili Hat Enjektat Sıcaklık Sensörünü kullanırken, doğrudan CVP lümenine bağlayın ve ardından vanaı takın. Hava kabarcıklarını gidermek için her iki lümeni de steril çözelti ile doldurun. PA distal lümenini bir basınç izleme sistemine bağlayın.
3. Kateteri perkütanöz yoldan veya bir kesitten takın. Tipik takma bölgeleri orta basılcı, şahdamarı, uyluk ve subklavyen damarlarını içermektedir.
4. Kateteri anaplardamara iletin ve balonu kısmen 0,5 mL'ye (SP5105 ve SP5105L için) ve 1 mL'ye (SP5107, SP5127, SP5507 ve SP5527 için) şişirin. Balon yitildiğinde kana hızla absorbe edildiğinden şişirme işlemine filtre edilmiş CO₂ kullanılması önerilmektedir. Bununla birlikte, sağdan sola şanti veya pulmoner arteriyel venöz fistülü yoksa genellikle odadaki hava kullanılır. Arteriyel sisteme bir hava embolisinin girmesi ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Şişirme ortamı olarak hava seçilmesi durumunda balonun yırtılma riski ve arteriyel sisteme hava girmesi olasılığı hesaba katılmalıdır. Takılan kateter uzunluğuna kateter üzerindeki 10 cm'lik aralıktaki işaretlere bakarak karar verin. Kateter ilerlerken basınç dalgaformlarını takip edin (bkz. Şekil 1).
5. RAP dalgaformu görüldüğünde (Şekil 1-A), balonu tam kapasiteye kadar şişirin (SP5105 ve SP5105L için 0,75 mL ev SP5107, SP5127, SP5507 ve SP5527 için 1,5 mL).
6. Kateteri RA'dan RV'ye doğru iletin (Şekil 1-B). Kateter RA'dan uzaklaştığında RVP izi kaydedilmezse şırıngayı çıkararak balonun havasını boşaltın, kateteri yavaşça geri çekin ardından balonu yeniden şişirin ve kateteri iletin (Şekil 1-C). Bir RVP dalgaformunu gözlemleyin. PA'ya iletin. Kateter PA'ya geçmezse balonun havasını boşaltın çıkarın ve uç RA'ya gelinceye kadar kateteri geri çekin. Ardından balonu yeniden şişirin ve adım 4, 5 ve 6'yı tekrarlayın.



Şekil 1A-E Kateter Takma ve Konumlandırma Sırasında Basınç Dalgaformları. (Hız Şeması:: 25 mm/san.)

NOT: Balon, takma işlemi sırasında 4 veya 5 dakikadan uzun bir sürede şişmişse, lateks balonundaki hava difüzyonu sebebiyle şişmiş balon hacmi düşmüş olabilir. Şırıngayı çıkarın ve gerekirse balonu yeniden şişirin.

7. Bir PCWP görülene kadar kateteri PA'ya doğru yavaşça ilerletmeye devam edin. (Şekil 1-D).

8. Balonun havasını tamamen boşaltarak (şırıngayı çıkararak) ve bir PCWP izinden PAP izine değişikliği gözlemlemek PA'daki kateterin doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin (Şekil 1-E). Bir PCWP elde edilene kadar balonu kademeli olarak yeniden şişirin ve gerekli hava hacmini kaydedin. 0,5 ila 0,75mL (SP5105 & SP5105L için) ve 1,25 ila 1,5mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 için) almalıdır. 0,5mL (SP5105 ve SP5105L için) veya 1,25mL'den (SP5107, SP5127, SP5507 ve SP5527 için) az gerekmesi durumunda, kateter, distal migrasyon ve spontan veç oluşma olasılığını artırarak çok ilerlemiş olabilir. Kateteri 2 veya 3 cm geri çekin ve şişme hacmini yeniden kontrol edin.

9. (Yalnızca Model "13" "23" ve "14" için) Koruma kılıfını kateter gövdesinin üzerine yayın ve introdüser girişine bağlayın.

Kardiyak Çıkış Ölçümleri

Kardiyak çıkış ölçüm talimatları için kardiyak çıkış bilgisayarınızla sunulan çalıştırma kılavuzuna bakın. Kateterler için önerilen introdüser boyutları:

Kateter	Introdüser/Yan Port Açıklığı
5F	6F
7F	7,5F 8F
7,5F	8F 8,5F

Model SP5105 özellikle aşağıdaki hesaplama sabitleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

Hacim Enjekte Edilen mL	Hesaplama Sabit
• Buzda Gösterge Sıcaklık, Dahili Hat	5 0,291 3 0,170
• Buz Banyosunda gösterge Sıcaklık (0-5°C)	5 0,279 3 0,160
• Odada Gösterge Sıcaklık (23 - 25°C) (18 ila 22°C için ayındır)	5 0,316 3 0,188

Model SP5107, SP5127, SP5507 ve SP5527 özellikle aşağıdaki hesaplama sabitleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

Hacim Enjekte Edilen mL	Hesaplama Sabit
• Buzda Gösterge Sıcaklık, Dahili Hat	10 0,579 5 0,281 3 0,160
• Buzda Gösterge Banyo Sıcaklığı (0 - 5°C)	10 0,566 5 0,270 3 0,151
• Odada Gösterge Sıcaklık (23 - 25°C) (18 ila 22°C için ayındır)	10 0,628 5 0,309 3 0,181

Uyanılar

1. Kesme prosedürü ile kateteri takarken kateter veya balon hasarını önlemek için, bir damar dilatörü veya tek kullanımlık damar sondası introdüserinin kullanılması önerilmektedir. Kateter üzerinde asla maşa kullanmayın.
2. (Yalnızca Heparin Kompleksi Kaplı Kateterler için) Kateter yüzeyi heparin kompleksi ile işlenmişse, kateteri silmeyin. Perkütanöz takma yöntemini tüm bölgedeki kanama olasılığını minimize edebilir. Yaranın kapanması uzun sürerse, yaranın kenarındaki silmiş olabilecek herhangi bir heparin kompleksi etkisini nötralize etmek için uygun bir topikal hemostatik ajan kullanılmamalıdır.
3. Kateterin 72 saatten fazla hastada takılı kalması genellikle önerilmemektedir.
4. Vücut dışında kalan kateter kısmı steril olmayabileceğinden doğru konumlandırma sonrasında kateterler iletilememelidir. Bir kateter koruma kılıfı kullanılması durumunda kateter gerektiği gibi konumlandırılabilir.
5. Şişirilmiş balona bir kardiyak çıkış ölçümü yapmayın.
6. Balonu yavaşça şişirerek PCWP'yi belirleyin. PAP dalgaformu PCWP dalgaformuna döndüğünde durun. Ölçümü tamamladıktan sonra balonun havasını boşaltın.
7. Ventrikül iritasyonu minimize etmek için, kateter RV'ye ulaşmadan önce her zaman balonun havasını boşaltın.
8. 0,75mL (SP5105 & SP5105L için) ve 1,5mL'lik (SP5107, SP5127, SP5507 ve SP5527 için) önerilen balon hacmini aşmayın.
9. Kateterin PA'ya ilk kez yerleştirilmesi her zaman maksimum önerilen balon şişirme hacminde yapılmalıdır. Az şişirilen bir balon daha küçük olacaktır bu da spontan veç ve PA yırtılması olasılığını artırarak kateterin PA'nın daha dar bir kısmına konumlanmasına olanak tanır.
10. Kateter açıklığını muhafaza etmek için uzun üreli bir heparin darlatma işlemi kullanılabilir ve kateter takma işleminden önce uygulanmalı ve bundan sonra muhafaza edilmelidir. Kan aldıktan sonra lümeni yıkadıktan sonra emin olun. Kateteri hemostasis valflerinden, kateter/kılıf adaptörlerinden ve introdüserlerden geçirirken balona zarar vermek için dikkat edilmelidir. Valflar, kauçuk kapaklar genişletildiğinde ve balon yüzeyleri, kapaklar ve valflar steril, enjekte edilebilir bir sıvı ile ıslatıldığında en iyi sonuçlar elde edilmektedir. Akışla yönlendirilen bir kateter distal PA'ya gidebilir ve spontan veç sebeptir. Veç saptaması için, PA basıncı dalgaformu sürekli olarak veya kısa aralıklarla izlenmelidir.

Komplikasyonlar

Komplikasyon oluşma sıklığını azaltmak için doktorun, kateter takma prosedürlerini, avantajlarını ve ilişkili riskleri bilmesi önemlidir. Bu cihazın kullanımı ile ilişkili riskler aşağıdaki içermektedir: Disritmiler, Pnömotoraks, Kardiyak Tamponad, Balon Yırtılması, Trombüs/Pulmoner Enfarktüs, Pulmoner Arter Perforasyonu, Düğümlenme, Sepsis/Enfeksiyon ve sağ dal bığ kümesi gibi (RBBB) diğer komplikasyonları içermektedir.

Komplikasyonlarla ilgili daha fazla bilgi için, yerel temsilciniz ile irtibat kurun.

Saklama

Lateks balonun erken bozulmasını önlemek için kateteri serin, karanlık floresan ışıklardan ve güneş ışığından uzak bir alanda saklayın.

Açılmamış, hasar görmemiş ambalaj içerisinde **STERİLDİR ve pirojenik değildir**. Sadece tek kullanımlıdır. Kullanmadan önce bütün paketlerin sağlığını kontrol edin. Kullandıktan sonra atın. Yeniden sterilize etmeyin.

Yeniden kullanmak, enfeksiyona veya başka hastalıklara/yaralanmalara neden olabilir Bu ürün, uzun süreli kullanımla birlikte (çocuklar (erkek), hamileler veya emziren kadınlar) açısından riske neden olabilecek bir fetalat içermektedir. Tekrar sipariş bilgileri veya yardım için lütfen yerel temsilciyle irtibat kurun.

Criticath™ 肺動脈流量定向熱稀釋導管

導管管型號 – SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

說明

詞尾型號的意義:

"H"是指具有肝素塗層。

"L"是指 SP5105 中長度為 110 公分。

"S"是指所用材質較軟且更具伸縮彈性的導管。

"U"是指所用材質為聚氨酯(只限導管主體)。

"P"是指分支導管所用材質為聚氨酯(但氣球除外)。

"13", "14", "23"及 "24" 都含有預先附著的保護鞘; "23"及 "24" 還附有 SP5045。

"M"指供小體型。

禁止使用

若得知病患對肝素塗層或氯化苯甲煙烴敏感，絕對不可使用肝素塗層導管。

一般描述

Criticath™ 流量定向導管為 14kΩ 的熱稀釋導管，是一種診斷器具。SP 5105 是專為小兒病患所設計的導管。而 SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 及 SP5527 者是設計供成人使用。當醫生使用這些導管並配合心輸出量測量電腦，或其他適當的壓力測量儀器時，便可測量心臟內部壓力以及心輸出量。這些導管適用於病房床邊、心臟導管室、手術室、恢復室，以及加護病房。心臟導管室、手術室、恢復室，以及加護病房。當使用 Argon Critical Care Systems (舊名為 BD Critical Care Systems) 或其他類似的心臟輸出量電腦時，導管可利用熱稀釋方式測量心臟的輸出量。除了測量心輸出量(熱稀釋法)以外，這些導管也可用於測量右心房壓(RAP)、肺動脈壓(PAP)和肺毛細管楔壓(PCWP)，連續性監控肺動脈溫度，或由右心房和肺動脈抽取血液樣本，以及輸送藥物和靜脈輸液。標有 U 或 P 字樣者，則導管主體材料為聚氨酯，否則皆為聚氯乙烯。

這些導管是使用於診斷過程中。在插入時不需使用透視設備。然而，由於它們具有 X 光可顯影性，故使用者也可利用透視設備引導插入程序，並且在插入後，確定位置。導管上每 10 公分就有一帶狀標記，以便能識別與末端的距離。窄帶代表 10 公分的距離，寬帶代表 50 公分的距離。

SP5105, SP5107 及 SP5127 有四個腔：

- "PA DISTAL" [末端 (PA) 腔]：開口在導管最末端，用以測量 PA、PCWP、混合靜脈壓，以及抽取血液樣本用。
- "CVP PROXIMAL" [近側(CVP) 腔]：開口分別是(SP5105)靠近導管最末端 15 公分處、(SP5105L、SP5107、SP5507、SP5127、SP55 27)在靠最末端 29 公分處及("M"型) 靠最末端 25 公分處，用來為 RA 處注射液體和藥物，測量 RAP 或 CVP，以及注入溶劑。
- "BALLOON 0.75 mL CAP" / "BALLOON 1.5 mL CAP" [氣球腔]：SP5105 型的 0.75 毫升的氣球及其他型號的 1.5 毫升的氣球，位置皆靠 近導管最末端，在插入導管及測量 PCWP 時，可為氣球充氣及放氣。
- Thermistor Lumen [熱敏電阻器腔]：開口在熱敏電阻器凹槽內，位置分別為離導管最末端 1.5 公分(小兒)及 3.5 公分(成人)。可用於計算心輸出量以及測量肺動脈血液溫度。

SP5127 是設計由股靜脈插入用。(用於心導管室。)

SP5507 及 SP5527 含有五個腔。腔的設計如上所述，再分別加入下述另一個額外的腔：

- "CVP MEDICATION" [給藥(CVP) 腔]：開口在離導管最末端頂 31 公分處("M"型導管則為 27 公分處)。可用注射輸液、心輸出量測量注射液、抽取血液樣本、輸送液體和藥物，以及監控右心房血壓(RAP)。
- "心室腔"：開口在離導管最末端 17 公分處。只用於 SP5527 型，主要是監控右心室血壓(RVP)。

SP5527 為心室導管。

注意：勿透此五腔導管處理血液。

受損的導管無法修補。此配套的設計可防止導管扭結，并且保護脆弱的氣球以及熱敏電阻電線。

導管的測試

1. 請使用無菌的操作方式取出導管。

2. (只適用於 "13", "14", "23" 及 "24" 型號)確保消毒鞘子的 Tuohy-Borst 接頭與導管緊緊連接。

注意：請勿使接頭過度緊閉，因為這可能導致導管腔關閉，進而使壓力讀數不準確。

3. 將導管連接至心輸出量測量電腦，通過熱敏電阻器測試。若電腦的顯示是適當的室溫，則表示熱敏電阻器運作正常。

注意：當導管放置在血管系統時，請勿用通路檢查器或歐姆測量計。因為一旦絕緣體失效時，儀表內相對較高的電流就會使病患觸電。過度繞折使用導管末端可能會傷害到熱敏電阻器，並使得讀數間斷或全無讀數。

4. 測試氣球時，請將氣球置入滅菌消毒過的水中，SP5105 及 SP5105L，注入 0.75 毫升的空氣；SP5107、SP5127、SP5507、SP5527 則注入 1.5 毫升的空氣。如果氣球周圍出現氣泡，則請勿再使用此導管。移去注射筒，為氣球放氣。

注意

- 切勿使用液體為氣球充氣。
- 為氣球放氣時，一定要先將注射筒移去；氣球有可能會因為注射筒抽吸空氣而受到損壞。

注意：氣球腔內若有液體，可能使氣球持續膨脹不能消氣。因此要注意防止濕氣進入氣球腔內。

5. 排空注射液及 IV 輸液袋內的空氣。

注意：排空輸液內的空氣，可使輸液用完後，或袋子倒置時，防止空氣進入體內。

6. 將管塞(Stopcock)連接至 CVP 近側腔和 PA 末端腔。用無菌消毒水灌滿並充滿 CVP 近側腔及 PA 腔。

警告：管塞杆關閉時必須設定在 90 度的位置。關閉時切勿將管塞杆設定在 45 度的位置。管塞杆處於 45 度的位置並不精確，而且可能導致污染、血液倒流或氣栓栓塞。

導管的插入

插入導管時，應遵從以下建議的基本程序。不過，導管的應用也必須符合醫院的規定及程序。在使用這些導管之前，透徹的了解所有陳述的“注意”事項會有所幫助的。

1. 在插入導管時，須持續監控心電圖。
2. 按照“導管的測試”一節所述，測試導管。將管塞連接至 CVP 和 PA 腔。當使用內線注射溫度傳感器時請將它直接連接至 CVP 腔，然後加上管塞。將兩個腔都注滿無菌消毒液，並確保里面沒有任何氣泡。將 PA 末端腔連接至一個 Argon Critical Care Systems (舊名為 BD Critical Care Systems) 壓力換能器。
3. 採經皮式或用手術切開方式插入導管。一般使用的插入位置包括正中貴要靜脈、頸靜脈、股靜脈及鎖骨下靜脈。
4. 將導管推入腔靜脈內，並將氣球稍微充氣至 0.5 毫升(SP5105 及 SP5105L)或 1 毫升(SP5107、SP5127、SP5507 及 SP5527)。建議使用已過濾的 CO₂ 充填氣球。因為如果氣球破裂了，它會很快的被血液吸收。不過，若無右至左的分流或肺動脈瘻管則最常用的就是室內的空氣。當選擇空氣作為充氣媒介時，必須考慮氣球可能會破裂，且有空氣進入動脈系統的危險。使氣栓導入動脈系統，會造成嚴重的併發症。根據導管上每 10 公分間隔的標記，確定導管插入的長度。當推進導管時，請參考壓力波形(見圖 1)。
5. 當壓力波形顯示導管頂端位於 RA 時(圖 1-A)，就將氣球完全充氣，SP5105 及 SP5105L 為 0.75 毫升；而 SP5107、SP5127、SP5507 及 SP5527 為 1.5 毫升。
6. 經由右心房推進導管進入右心室(圖 1-B)。若導管推進超過右心房而仍未有右心室波形出現時，則移走注射筒，氣球放氣，慢慢地將導管拉出，重新為氣球充氣，然後再推進導管(圖 1-C)。注意觀察右心室血壓波形，推進至肺動脈。若導管無法進入肺動脈，則為氣球放氣，再將導管抽出，直至頂端退回到右心房。然後重新為氣球充氣，並重複第四至六步驟。




圖 1A-E 插入導管及調整位置時之壓力波形。(圖速：25 毫米/秒)

注意：若氣球在插入時，已充氣超過四到五分鐘，則充氣氣球的體積會因氣體透過乳膠氣球擴散出去而變小。若有需要，可移走注射筒，再重新為氣球充氣。

7. 繼續推進導管，慢慢地通過肺動脈，直到見到 PCWP 為止。(圖 1-D)

8. 將氣球完全放氣(移去注射筒)，以檢查在肺動脈的導管是否處在正確的位置，然後觀察軌跡從 PCWP 變成 PAP 的改變(圖 1-E)。慢慢重新為氣球充氣，直至獲得 PCWP 為止，然後記錄所需的空氣體積。SP5105 及 SP5105L 應需要 0.5 至 0.75 毫升和 SP5107、SP5127、SP5507 及 SP5527 需要 1.25 至 1.5 毫升。若 SP5105 及 SP5105L 所需的充氣體積小於 0.5 毫升或 SP5107、SP5127、SP5507 及 SP5527 所需小於 1.25 毫升，則導管可能推得太深入了，而增加了末端移行及自發性楔形壓的可能性。請將導管向後拉出二或三分，然後再重新檢查充氣體積。

9. (只適用於“13”、“14”、“23”及“24”型号)“型號”確保保護鞘子與導管緊密連接。延伸保護鞘子以蓋住導管管體並綁緊 Tuchy-Borst 結合器。

測量心臟輸出量

欲了解測量心臟輸出量的詳情，請參閱心臟輸出量電腦提供的使用手冊。CritiCath™ 起搏導管的設計，適合使用以下計算常數操作：

建議使用之導管導引器尺寸：

導管	導引器 / 附側端口流量
5F	6F
7F	7.5F
7.5F	8F
	8.5F

SP5105 型號經特別設計，須使用以下計算常數運算：

	注入體積(毫升)	計算常數
• 冰點時之指示器	5	.291
• 內向	3	.170
• 冰浴時之指示器	5	.279
• (攝氏 0-5 度)	3	.160
• 室溫時之指示器	5	.316
• (攝氏 23 至 25 度)	3	.188
• (攝氏 18 至 22 度時亦同)		

SP5107、SP5127、SP5507 及 SP5527 型號則使用以下計算常數操作：

	注入體積(毫升)	計算常數
• 冰點時之指示器	10	.579
• 內向	5	.281
	3	.160
• 冰浴時之指示器	10	.566
• (攝氏 0-5 度)	5	.270
	3	.151
• 室溫時之指示器	10	.628
• (攝氏 23 至 25 度)	5	.309
	3	.181
• (攝氏 18 至 22 度時亦同)		

注意

1. 為了避免在插入導管時，因下挖程序而損害導管或氣球，最好使用血管擴張器或用後即丟棄的血管導引器。切勿在導管上使用鑷子。
2. (只限肝素塗層導管)若導管表面有肝素塗層，請勿抹拭導管。經皮式插入方式使插入處可能出現的流血狀況減至最小。若傷口愈合時間延長，應該使用適當的局部止血藥物，以中和可能擦在傷口邊緣的任何肝素塗層。
3. 一般的建議是導管不應留在病患身上超過 72 小時。
4. 除非使用導管消毒保護鞘子，否則一旦導管正確定位後，就不應再重新定位，因為留在體外的導管管體可能還未消毒。
5. 氣球在充氣狀態時，切勿測量心臟輸出量。
6. 慢慢為氣球充氣以決定 PCWP，當 PAP 波形轉換成 PCWP 波形時，即刻停止。測量後請為氣球放氣。
7. 要減少心室刺激，請記得一定要在導管抵達 RV(右心室)之前，為氣球充氣。
8. 切勿超過所建議的 0.75 毫升(SP5105 及 SP5105L)和 1.5 毫升(SP5107、SP5127、SP5507 及 SP5527)之氣球充氣體積。
9. 在初始放置導管於肺動脈時，應採用所建議的最大氣球充氣體積。充氣不足的氣球會太小，而被放置在肺動脈更窄的部位，增加了自發性的楔形壓或肺動脈破裂的危險。
10. 慢速的肝素點滴可用來維持導管的流通性，並且應在插入導管前先進行，然後還要加以維持。在抽血後請記得沖洗管腔。在經由止血閥、導管/外鞘接頭及導引器推進導管時，使用者必須小心留意，勿傷害到氣球。先擴大閥門、橡皮封口並使用無菌消毒的注射液溼潤氣球封口表面及閥門，將能得到最佳的效果。流量定向導管可能會移入肺動脈的遠端，並導致自發性的楔形壓。要監視楔形壓，必須連續或在短時間隔時間內監控肺動脈的壓力波形。

併發症

醫師有必要熟悉導管的插入程序、優點及隱藏的危險，以便降低併發症發生機率。使用本裝置可能的危險包括：節律障礙、氣胸、心包填塞、氣球破裂、血栓/肺梗塞、肺動脈穿孔、打結、敗血症/感染、以及包括右束支阻滯(RBBB)等在內的其他併發症。

欲知更多有關併發症的詳情，請詢問 Argon Critical Care Systems 地區代表。

儲存

請將導管儲存在陰暗的地方，避免曝曬於螢光燈及陽光下，以防止乳膠氣球過早損壞。

未開啟、未損壞包裝之消毒及非致熱。只限使用一次。使用前請檢查個別包裝。使用后請將產品丟棄。切勿重新消毒。再使用可能造成感染或其他疾病 / 傷害。

本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (Di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP)，男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將 DEHP 之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素。

欲知重新訂購或需要任何協助，請聯絡當地的代理。



CritiCath™ サーモダイリレーションカテーテル

モデル - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

使用说明

モデル番号の末尾が、

[H] の製品は、ヘパリンコーティングされています。

[L] の製品は、SP5105 の長さが通常に比べ長く (110 cm)、CVP ポートの位置も先端から 29 cm となっています。

[S] の製品は、通常よりも柔らかく柔軟性があります。

[U] の製品は、ポリウレタン製です (本体のみ)。

[P] の製品は、ポリウレタン製です (バルーン以外すべて)。

[13]、[14]、[23]、および [24] の製品は、あらかじめ保護シースが付属されています。

[M] の製品には、小さめの患者用のポートが付いています。



禁忌

ヘパリンコーティングカテーテルは、ヘパリン感受性があると思われる患者には、使用しないでください。

一般説明

Argon Critical Care Systems (旧名称 BD Critical Care Systems) 社製 CritiCath™ フロー導入式カテーテルは、14 kΩ の 熱希釈カテーテルで、診断器具として設計されています。モデル SP5105 は小児用、モデル その他のモデルは成人患者用です。本カテーテルは、Argon Critical Care Systems (旧名称 BD Critical Care Systems) 社製またはそれと同等の心拍出量測定装置および適切なブレッシャーモニター装置と併用すれば、心内圧および心拍出量の測定が可能です。これらのカテーテルは、ベッドの傍らや、心臓カテーテル手技を実施する検査室、手術室、麻酔回復室、特別集中治療室で使用されています。また、本製品は、心拍出量の測定 (熱希釈法) の他、RAP (右心房圧)、PAP (肺動脈圧)、および PCWP (肺毛細血管ウェッジ圧) の測定、肺動脈 温度のモニター、右心房および肺動脈からの血液検体採取、薬剤や静脈用薬剤の投与などに用いることができます。

カテーテル本体の素材は、ポリウレタン製を意味する [U] または [P] と記されているものを除いてポリ塩化ビニル (PVC) 製です。これらのカテーテルは、診断用に設計されているため、X 線透過視下で挿入を行う必要はありません。しかし本製品は X 線不透過性であるため、X 線透過視下で挿入し、挿入後の位置を確認することもできます。カテーテルは、10 cm 間隔で印が付けられているため、遠位側先端部からの距離が分ります。細バンドには 10 cm 間隔、太バンドには 50 cm 間隔で印が付けられています。

SP5105、SP5107、及び SP5127 には以下に示す 4 種類の ルーメンが含まれています。

- ‘PA DISTAL’ 遠位側 (PA) ルーメン：カテーテル先端部で終わる本ルーメンは、PAP、PCWP、混合静脈圧の測定および血液検体の採取に用います。
- ‘CVP PROXIMAL’ 近位側 (CVP) ルーメン：カテーテル 先端部から近位側 15 cm (SP5105)、25 cm ([M] のモデル)、29 cm (その他のモデル)、の部位で終わる本ルーメンは、右心房への温熱ボラスの注入、RAP または CVP の測定、および血液の採取に用います。
- ‘BALLOON CAP’ バルーン ルーメン：カテーテル先端部付近の 0.75 mL バルーン (SP5105)、1.5 mL バルーン (SP5105 以外のモデル) 内で終わる本ルーメンは、カテーテルの挿入時におけるバルーンの拡張と縮小、および PCWP の測定を可能にします。
- サーミスタルーメン：先端部から近位側 1.5 cm (小児用) および 3.5 cm (成人用) のサーミスタ ビード内での本ルーメンは、心拍出量の測定および肺動脈血温度の測定に用います。

SP5127 は、大動脈静脈から挿入するよう設計されています (心臓カテーテル手技を実施する検査室で使用)。

SP5507 及び SP5527 には 5 種類のルーメンがあります。ルーメンの設計については上記記載の通りです。

- ‘CVP MEDICATION’ 投薬用 ルーメン (SP5507)：カテーテル先端部から 31 cm ([M] のモデルの場合は 27 cm) の部位で終わる本カテーテルは、液剤の注入、心拍出量注入、血液採取、液剤および薬剤の投与、および RAP のモニターに使用できます。
- ‘Ventricular’ ルーメン：カテーテルの先端から 17cm の部位で終わるルーメンを持っているカテーテルは (SP5527) RVP を同時に測定できるほか、液剤の注入、心拍出量注入、血液採取、液剤および薬剤の投与、および RAP のモニターに使用できます。

SP5527 は、右房位置にもポートがあるカテーテルです。

注記：5 ルーメンのカテーテルによる血液投与は望ましくありません。

破損したカテーテルは修復できません。本カテーテルのパッケージはカテーテルのねじれを防止し、破損しやすいバルーンおよびヘパリン合成物でコーティングされた表面を保護するよう設計されています。

カテーテルのテスト

1. カテーテルは、無菌法で取り出します。
2. (モデル「I3」,「I4」,「I23」,「I24」のみ) 保護シースの Tuohy-Borst アダプターをカテーテルにしっかりと固定します。
注記: アダプターを締めすぎるとルーメンが閉塞され、プレッシャー値が不正確になりますのでご注意ください。
3. カテーテルを心臓測定装置のカテーテル接続ケーブルに接続して、サージミスタをテストします。測定装置の画面上で室内温度が適切にデジタル表示されていれば、サージミスタが正常に機能していることを示します。

注意: カテーテルが血管系に挿入されている間は、通常の連続性確認装置や電気抵抗計を使用しないでください。これらの装置には比較的高い電流が流れているため、絶縁装置が作動しない場合に患者が感電するおそれがあります。カテーテル先端部を過度に操作すると、サージミスタが損傷し、出量の読み取りに異常をきたすおそれがあります。

4. バルーンは、滅菌済みの水中で 0.75 cc の空気を注入してテスト (SP5105 および SP5105L の場合) してください。(その他のモデルでは 1.5 cc) バルーンから空気が漏れる場合には、カテーテルを使用しないでください。

注意

- ・バルーンの拡大には絶対に薬剤を使用しないでください。
- ・バルーンは、常にシリンジを取り外して縮小させてください。シリンジで空気を吸引するとバルーンが損傷する可能性があります。

注記: バルーン ルーメンに薬剤が入り込むと、バルーンを縮小させることができません。薬剤がバルーン ルーメンに入らないよう、常に細心の注意を払ってください。

5. 注入物および静脈内薬剤の袋から空気を抜きます。

注記: 薬剤に空気を入れないようにすれば、全薬剤を注入した後や注入剤袋を転倒させた時などに、薬剤がシステムに入り込むことはありません。

6. 近位側 (CVP) ルーメンおよび遠位側 (PA) ルーメンの先端部にストッcockを接続し、両ルーメンを無菌薬剤でフラッシュ・充填します。

警告: オフ状態にするには、ストッcockのレバーを 90° にします。45° でオフ状態にしようとすると、汚染、逆流、空気塞栓を引き起こすことがあります。

カテーテル挿入

カテーテルの挿入に際しては、以下の基本手順に従う必要がありますが、まずは各病院が定める方針および手順に必ず準拠するよう注意してください。以下の「注意」事項を完全に理解してからカテーテル手技を実施してください。

1. カテーテルの挿入中は絶えず ECG のモニターを行います。
2. 「カテーテルのテスト」の記載事項に従ってカテーテルをテストします。まず、遠位側 (PA) ルーメンおよび近位側 (CVP) ルーメンにストッcockを接続します。
ライン 内注入物温度センサーを使用する場合は、近位側 (CVP) ルーメンに直接接続した後ストッcockを付け加えます。両ルーメンを滅菌薬剤で充填し、気泡を除去します。PA 遠位側ルーメンをプレッシャー モニター システムに接続してください。
3. 経皮的に、あるいは静脈切開によってカテーテルを挿入します。通常の挿入部位は、尺骨静脈、頸動脈、大腿静脈、鎖骨下静脈などです。

4. カテーテルを大静脈内へ進行させ、バルーンを 0.5 mL (SP5105 の場合)、1.0 mL (その他のモデルの場合) 膨らませます。その際、フィルター処理済み二酸化炭素の使用をお勧めします。二酸化炭素は、バルーンが万一破裂した場合、急速に血液中に吸収されるからです。ただし、右から左方向のバイパスや肺動脈フィスルがない場合は、空気が頻繁に使用されます。動脈系に空気塞栓が発生すると重篤な合併症を引き起こすおそれがあります。バルーンの拡張に空気を使用する場合、バルーンの破裂や動脈系への空気混入の危険性を念頭に置く必要があります。10 cm 間隔に記された印を見てカテーテル挿入部の長さを確認してください。カテーテルは、プレッシャー波形を観察しながら進めてください (参考図 1)。
5. RAP 波形が現れたら (図 1-A)、バルーンを最大限に拡張させます (SP5105 の場合は 0.75 mL、その他のモデルの場合は 1.5 mL)。
6. カテーテルを右心房から右心室へ進めます (図 1-B)。右心房を通過した後もカテーテルの RVP 推移が記録されない場合は、シリンジを取り外してバルーンを収縮させ、カテーテルをゆっくりと手前へ引き、再度バルーンを拡張させてカテーテルを進行させてください (図 1-C)。プレッシャーの推移を観察します。カテーテルを肺動脈に進行させます。カテーテルが肺動脈まで達しない場合は、バルーンを縮小させ、カテーテルの先端部が右心房内にくるまで引きます。次にバルーンを再拡張させ ステップ 4、5、6 を繰り返します。




図 1A~E カテーテル挿入中および位置設定中におけるプレッシャー波形 (記録速度: 25 mm/秒)
注記: 挿入中にバルーンを 4~5 分以上拡張し続ける場合、ラテックス製バルーンからの空気拡散が原因で、バルーン拡張容量が減少する可能性があります。必要に応じてシリンジを取り外しバルーンを再拡張させてください。

091032-600-033 REV. 3

7. カテーテルを、PCWP が現れるまで肺動脈へゆっくりと進行させます (図 1-D)。
8. PCWP から PAP への推移を観察しながら (図 1-E)、バルーンを完全に縮小させて (シリンジを取り外して) カテーテルが肺動脈内の所定の位置にあることを確認します。PCWP が得られるまでバルーンをゆっくりと再拡張させ、必要な空気を記録します。この値は 0.5 ~0.75 mL (SP5105 の場合)、1.25~1.5 mL (その他のモデルの場合) ではありません。0.5 mL 未満 (SP5105 の場合)、または 1.25 mL 未満 (その他のモデルの場合) であれば、カテーテルが過度に進行したことが原因であり、遠位側への移動、自発的ウェッジングの可能性が高まります。カテーテルを手前に 2~3 cm 引き、拡張容量を再確認してください。
9. (モデル「I3」,「I4」,「I23」,「I24」のみ) カテーテル本体上で保護シースを伸長させ、イントロデュサーのハブに固定します。

心拍出量測定

心拍出量の測定方法については、心拍出量測定装置の取扱説明書を参照してください。

推奨されるカテーテルイントロデュサーのサイズ:

カテーテル	イントロデュサー/ガイド	ガイド
5F	6F	
7F	7.5F	8F
7.5F	8F	8.5F

なお、モデル SP5106/SP5207 には、カテーテルと同サイズのそれぞれ 6F/7F のイントロデュサーが使用出来ます。

モデル SP5105 は、下表の測定数値で移動するよう特別に設計されています。

	注入容量 (mL)	測定定数
・水温における指標 (ライン内)	5	0.291
	3	0.170
・水槽温 (0~5°C) における指標	5	0.279
	3	0.160
・室温 (23~25°C) における指標	5	0.316
(18~25°C の場合も同じ)	3	0.188

モデル SP5107、SP5127、SP5507 及び SP5527 の測定定数は下表のとおりです。

	注入容量 (mL)	測定定数
・水温における指標 (ライン内)	10	0.579
	5	0.281
	3	0.160
・水槽温 (0~5°C) における指標	10	0.566
	5	0.270
	3	0.151
・室温 (23~25°C) における指標	10	0.628
	5	0.309
(18~25°C の場合も同じ)	3	0.181

注意

1. 静脈切開によってカテーテルを挿入する際、カテーテルまたはバルーンの損傷を防止するために、静脈拡張器または使い捨て静脈ガイドの使用をお勧めします。カテーテルに鉗子は絶対に使用しないでください。
2. (ヘパリン合成物でコーティングされたカテーテルのみ) 表面がヘパリン合成物でコーティングされたカテーテルは拭かないでください。経皮的挿入法を用いると、挿入部位の出血の可能性を最小限に抑えることができます。切開部の閉鎖に時間がかかるようであれば、適切な局所止血剤を使用し、切開部に刺刺が落ちたヘパリン合成物による影響を未然に防ぐ必要があります。
3. カテーテルを患者体内に 7.2 時間以上放置しないようにしてください。
4. カテーテルは、体外に出た部分は無菌状態ではない可能性があるため、一度適切に設定した後は、滅菌シースを使用していない限り再設定しないでください。
5. 心拍出量は、絶対にバルーンを拡張したまま測定してはなりません。
6. PCWP を測定するには、PAP 波形が PCWP 波形に変化するまでバルーンをゆっくりと拡張させます。測定が終了したらバルーンを縮小させてください。
7. 心室への刺激を最小化するために、バルーンは常にカテーテルが右心室に到達する前に拡張させます。
8. バルーン推奨容量を超過しないよう注意してください (推奨容量は SP5105 の場合 0.75 mL、その他のモデルの場合 1.5 mL)。
9. カテーテルを初めて肺動脈に設置する際は、推奨されるバルーン拡張最大容量で行ないます。完全に拡張されていないバルーンは更に小さいため、カテーテルが肺動脈の狭い部位に位置づけられてしまい、自発的ウェッジングまたは肺動脈破裂の危険性が高まります。
10. ヘパリン満をゆっくりと注入して、カテーテルルーメンの閉塞性の維持またはカテーテル挿入手技前後のメンテナンスを行ないます。接血後はルーメンを逆方向に必ずフラッシュしてください。また、カテーテルを止血弁、カテーテル/シースアダプター、イントロデュサーに挿入する際に、バルーンが損傷しないよう注意してください。最良の結果を得るには、バルブやゴム製閉閉部を拡張し、バルーン、密閉部、バルブの表面を滅菌された注入液で湿らせてください。フロー導入式カテーテルは、遠位側肺動脈に移動し、自発的ウェッジングを引き起こす可能性があります。ウェッジングを検知するには、PAP 波形を継続的または短い間隔を置いてモニターする必要がある場合があります。

合併症

合併症の発生を最小限に抑えるため、医師はカテーテル挿入の手順、長所、および危険性を熟知しておく必要があります。本製品

の使用に関連したリスクとしては、不整脈、気胸症、心タンポナーデ、バルーンの破裂、血栓/肺動脈性梗塞、肺動脈の穿孔、結節、敗血症/感染症、右胸ブロック (RBBB) などの合併症があります。

合併症に関するさらなる情報については最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保管法

ラテックスバルーン劣化を防ぐため、カテーテルは X 線や日光の当たらない冷暗所に保管してください。

本製品は、包装に破損がなく未開封の場合に限り滅菌済・非発熱性です。使用は一回に限りです。使用前に包装に破損・開封がないことを確認してください。使用後は廃棄してください。再滅菌禁止。

再使用すると、感染その他の疾病や傷害を発生する可能性があります。

この製品には、長期に渡って使用し続けると {小児患者 (男児)、妊娠中または授乳中の患者} に害を及ぼす危険性があるフタル酸エステルが含まれています。

追加注文の情報または問い合わせは最寄りの代理店にご連絡ください。



Criticath™ Flow-Directed Thrombolysis

カテテル モデル - SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

사용법 설명서

집미사가 붙는 모델:

"H"는 헤파린 복합체를 표면에 입힌 것임.

"L"은 SP5105 중 길 (110 cm) 카테터를 칭함.

"S"는 더 두껍고 유연한 카테터임.


"U"는 폴리우레탄(폼체만)임.

"P"는 폴리우레탄(발룬을 제외한 전체 카테터)임.

"13","14","23"그리고"24"는 보호덮개가 미리 부착되어 있으며

"23"과"24"는 SP5045 에도 가지고 있음.

"M"은 더 작은 해부학적 구조를 위한 포트 위치를 가지고 있음.



금기

헤파린이나 염화 벤즈알코늄에 민감한 반응을 보이는 환자에게는 헤파린 복합체를 표면에 입힌 카테터를 사용해서는 안됨.

설명문

Criticath™ Flow-Directed 카테터는 진단 도구로 사용할 수 있도록 디자인 된 14 kΩ Thrombolysis 카테터이다. 모델 SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 그리고 SP5527 이 성인 환자를 위해 디자인 된 반면에 모델 SP5105 는 소아과 환자를 위해 디자인 되었다. 이들 카테터는 의사들로부터 하아급 Argon Critical Care Systems (이전 회사명은 BD Critical Care Systems) 또는 다른 유사한 심장 박출량 컴퓨터 그리고 적절한 압력 모니터 장비와 함께 사용할 때 심장 압력과 심장 박출량을 잘 수 있게 해준다. 이들 카테터는 환자 머리말, 심장 카테터 삽입법, 심실, 수술실, 마취환자 회복실 그리고 다른 전문 위급환자 병동을 위해 만들어졌다. 심장 박출량 (Thrombolysis 방법) 을 제공하는 것 말고도, 이들 카테터는 우측 심방 압력 (RAP), 폐동맥 압력 (PAP) 그리고 폐동맥의 모세혈관 수 압력 (PCWP) 을 측정하는 것과 폐동맥 온도를 계속해서 모니터링하며, 우측 심방과 폐동맥으로부터 혈액 샘플을 채취하고 정맥액의 용액을 투여하는데 사용된다.

카테터 몸체 주 재료는 폴리우레탄을 나타내는 U 나 P 로 나타내지지 않는 한은 폴리비닐 클로라이드이다.

이들 카테터는 진단절차를 위해 디자인 되었으며 삽입을 위한 투시 진단법이 필요였다. 그러나 투시 진단법이 삽입을 안내하는데 쓰일 수 있고 삽입의 위치를 확인할 수 있도록 이들 카테터는 방사선 비투과이다. 이들 카테터는 원위끝으로부터 거리를 표시하기 위해 매 10 cm 마다 표시가 되어있다. 좁은 폭이 10 cm 표시를 나타내고 넓은 폭이 50 cm 표시를 나타낸다.

SP5105, SP5107 그리고 SP5127 이 4 개의 루멘을 가지고 있음:

- '폐동맥 원위' (원위(PAP)루멘): 카테터 Tip 부분에서 중지되며 폐동맥 (PAP) 과 폐동맥의 모세혈관실 압력(PCWP), 혼합된 정맥 압력을 측정하는데 쓰이며 그리고 혈액샘플 채취를 위해서도 사용된다.
- '중심 정맥압 근위' (근위(CVP) 루멘): 카테터 Tip 에서 (SP5105 의 경우) 15 cm, (SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527 의 경우) 29 cm, 그리고 (M 버전의 모델의 경우) 25 cm 에서 중지되며, 우측심방에 Thermal Bolus 를 주입하고 우측 심방 압력이나 중심 정맥압을 측정하는데 그리고 혈액 샘플채취를 위해 사용된다.

- ‘발론 .75 mL CAP’ / ‘발론 1.5 mL CAP [발론루멘]: 카테터 Tip 근처에서 (SP5105 의 경우) 0.75 mL 발론과 (다른 모델의 경우) 1.5 mL 발론이 중지되며 카테터 삽입하는 동안 발론 부풀리기/공기빼기가 가능하게 하며 폐동맥의 모세혈관설 압력을 측정할 수 있게 해준다.
- ‘Thermistor 루멘’: 소아와 성인들을 위해 Thermistor Bead 는 각각 Tip 에 가까운 1.5 cm 와 3.5 cm 에서 중지된다. 또한 심장 박출량 계산과 폐동맥 혈액 온도 측정을 가능하게 해준다.

SP5127 은 대퇴 삽입(심장 카테터 삽입일 실험실에서 쓰임)을 위해 디자인 되었다.

SP5507 과 SP5527 은 5 개의 루멘을 포함하고 있다. 루멘 디자인은 주가 루멘과 함께 위에 나타나있다:

- ‘중심 정맥압 투약 [투약 (CVP) 루멘]: 카테터 Tip 으로부터 31 cm (M 버전 카테터의 경우 27 cm) 에서 중지된다. 용액 주입, 심장 박출량 주입, 혈액 샘플 채취, 수액 그리고 약 투여와 우측 심방 압력을 모니터링하는데 사용될 수도 있다.
- ‘심실의 루멘’ 카테터 Tip 으로부터 17 cm 에서 중지된다. SP5527 만을 위한 우측 심실 압력을 모니터링하는데 쓰인다.

SP5527 은 심실 카테터이다.

주: 5-루멘 카테터를 통해 혈액을 투여하는 것은 바람직하지 않음. 손상된 카테터는 수리될 수 없다. 포장은 카테터가 영키는 것을 방지하고 연약한 발론과 헤파린 복합체를 입힌 표면을 보호하도록 디자인 되어있다.

카테터 시험하기

1. 카테터를 제거하기 위해 무균법을 사용하십시오.
2. (모델 “ 13”, “ 14”, “ 23” 그리고 “ 24” 만) 보호덮개의 Tuohy-Borst 어댑터를 카테터에 단단히 고정시키시오.

주: 카테터 루멘들을 너무 조일시 폐색되거나 압력 읽기가 부정확해질 우려가 있음.

3. 카테터를 심장 박출량 컴퓨터에 연결시켜서 Thermistor 를 시험하십시오. 만약에 컴퓨터의 표시가 적절한 발 실내 온도를 나타내면 Thermistor 가 제대로 작동하고 있는 것이다.

주의: 카테터가 혈관 시스템에 있을 때 표준 연속성 검사거나 전기 저항계를 사용하지 마시오. 절연이 망가졌을 경우 상대적으로 계량기내 높은 전류가 환자에게 전기 속을 일으킬 가능성이 있다. 카테터 Tip 을 지나치게 조작하면 Thermistor 를 손상시키기 때때로, 또는 전혀 박출량을 읽을 수 없게 될 수도 있다.

4. 멸균된 물에다 발론을 넣고 SP5105 와 SP5105L (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 의 경우는 1.5 mL) 에 대해 0.75 mL 의 공기를 주입해서 발론을 시험하십시오. 만약에 공기 거품이 발론 주변에 있으면 카테터를 사용하지 마시오. 주사기를 제거함으로써 발론의 공기를 빼내시오.

주의

- 발론을 부풀리기 위해 액체를 사용하지 마시오.
- 항상 주사기를 제거함으로써 발론의 공기를 빼시오: 발론은 주사 기로 공기를 흡인할 때 손상될 수도 있다.

주: 발론 루멘내 액체가 발론을 부풀어오르게 할 수도 있다. 발론루멘에 습기가 들어가지 않도록 세심한 주의가 필요함.

5. 주사제나 정맥주사 용액 Bag 에서 공기를 빼내시오.
- 주: 용액으로부터 공기를 제거하면 용액이 거의 소모 되었거나 Bag 이 역류되었을 때 공기가 시스템에 들어가는 것을 막아줄 것이다.

6. 스톱콕을 중심 정맥압 근위와 폐동맥 원위 루멘들에 연결하십시오. 중심 정맥압 근위와 폐동맥 루멘들을 멸균용액으로 씻어내고 채우시오.

경고: 스톱콕 레버가 “끔” 위치를 위해 90 도로 위치해 있어야 한다. “끔” 위치를 위해 스톱콕을 45 도로 놓지 마시오. 스톱콕 위치를 45 도로 놓으면 부정확하고 오염될 가능성이 있으며 혈액이 역류되거나 공기색전을 유발할 수 있다.

카테터 삽입

카테터는 아래에 적힌 기본 절차를 따라서 삽입되어야 한다. 그러나 카테터는 각 병원의 정책과 절차에 따라서 사용되어야 한다. 이들 카테터를 사용하기전 여기에 적힌 모든 “주의사항”을 완전히 이해하면 도움이 될 것이다.

1. 카테터를 삽입하는 동안 심전도를 계속해서 모니터링해야 한다.
2. “카테터 시험하기”에 적힌대로 카테터를 시험하십시오. 스톱콕을 중심 정맥압과 폐동맥 루멘에 연결시키시오. 직렬 주사 온도 센서를 사용할 때 카테터를 직접 중심 정맥압 루멘에 연결하고 그리고 나서 스톱콕을 추가하십시오. 공기 거품을 제거하기 위해 두 루멘을 멸균 용액으로 채우시오. 폐동맥 원위 루멘을 압력 모니터 시스템에 연결하십시오.
3. 카테터를 경피적으로 또는 혈관절개를 통해 삽입하십시오. 전형적인 삽입 위치는 중앙 척추피, 경정맥, 대퇴 그리고 쇄골하정맥을 포함한다.

091032-600-033 REV. 3

4. 카테터를 대정맥으로 더 밀어넣고 발론을 (SP5105 & SP5105L 의 경우) 0.5 mL 그리고 (SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527 의 경우) 1 mL 까지 부풀리시오. 발론이 터질 경우 혈액 속으로 재빨리 흡수될 수 있으므로 발론을 부풀리는데에 과도한 이산화탄소가 바람직하다. Right - to - Left Shunt 또는 폐 동정맥루가 없는 한 방공기가 자주 사용된다. 공기 색전이 동맥 시스템으로 유입되면 심각한 합병증을 일으킬 수도 있다. 팽창 대체로서 공기를 선택할 때는 발론이 터질 위험성이나 공기가 동맥에 유입될 가능성을 염두에 두고 있어야 한다. 카테터에 10 cm 간격으로 표시되어 있는 것을 참조해서 삽입할 카테터의 길이를 결정하십시오. 카테터가 전진하여 들어갔을 때 압력 파장의 변화를 보시오 (그림 1 참조).

5. 우측 심방 파장이 보이면 (그림 1-A), 발론을 (SP5105 & SP5105L 의 경우 0.75 mL 그리고 SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527 의 경우 1.5 mL) 꼭차게 부풀리시오.

6. 카테터를 우측 심방 그리고 우측 심실 (그림 1-B) 로 계속 넣으시오. 카테터가 우측 심방을 거쳐갔는데에도 우측 심실 압력 기록되지 않으면 주사기를 제거하여 발론의 공기를 빼고, 카테터를 천천히 도로 당긴 후 다시 부풀려 집어넣으시오 (그림 1-C). 우측 심실압력 파장을 관찰하십시오. 폐동맥으로 넣으시오. 만약에 카테터가 폐동맥을 지나가지 않으면, 발론의 공기를 빼서 카테터를 우측 심방까지 오게 꺼내시오 그리고 나서 발론을 다시 부풀려서 단계 4, 5, 6 을 반복하십시오.



그림 1-A-E 카테터 삽입 동안의 압력 파장변화와위치. (도표속도: 1 초당 25 mm)

주: 만약에 삽입중 발론이 4.5 분 이상 부풀어 있으면, 라텍스 발론을 통한 공기 분산으로 인해 팽창된 발론 용적이 줄어드 것이다. 필요하다면 주사기를 제거하여 발론을 다시 부풀리시오.

7. 폐동맥을 거쳐 폐동맥의 모세혈관설 압력이 보일때까지 카테터를 계속 천천히 넣으시오. (그림 1-D)

8. 발론의 공기를 완전히 빼서(주사기를 제거) 폐동맥에 있는 카테터의 적당한 위치를 체크하고 폐동맥의 모세혈관설 기록 추적으로부터 폐동맥 압력 기록까지(그림 1-E) 변화를 관찰하십시오. 폐동맥의 모세혈관설 압력이 나타날 때까지 발론을 점차적으로 부풀리고 요구되는 공기량을 기록하십시오. 공기량은 (SP5105 & SP5105L 의 경우) 0.5 부터 0.75 mL 가 되어야 하며 (SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527 의 경우) 1.25 부터 1.5 mL 가 되어야 한다. 만약 (SP5105 & SP5105L 의 경우) 0.5 mL 이하이거나 (SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527 의 경우) 1.25 mL 이하가 되면 카테터가 너무 멀리 들어가서, 근위 이동과 자연발생적 Wedging 가능성을 증가시킨다. 카테터를 2, 3 cm 도로 당겨서 팽창 용적을 체크하십시오.

9. (모델 “ 13”, “ 14”, “ 23” 그리고 “ 24” 만) 카테터 몸체에 보호덮개를 신장시켜 전체를 덮고 Introducer 의 허브에 고정시키시오.

심장 박출량 측정

심장 박출량 측정 지시사항을 위해 각 심장 박출량 컴퓨터와 함께 공급된 사용자 안내서를 참조하십시오.

카테터를 위해 제안된 Introducer 의 크기:

카테터	Introducer /사이드포트 유량
5F	6F
7F	7.5F
7.5F	8F
	8.5F

모델 SP5105 는 다음의 계산 상수와 작동하도록 디자인되었다:

	주입된 용적량(mL)	계산 상수
• 얼음 온도 지표,	5	.291
In-Line	3	.170
• 얼음 목록 온도의	5	.279
지표(0-5C)	3	.160
• 방 온도 지표(23-25C)	5	.316
(18-22C 를 위해서도 같다)	3	.188

모델 SP5107, SP5127, SP5507 그리고 SP5527 은 다음의 계산 상수를 사용할:

	주입된 용적량(mL)	계산 상수
• 얼음 온도 지표,	10	.579
In-Line	5	.281
	3	.160
• 얼음 목록 온도의	10	.566
지표(0-5C)	5	.270
	3	.151
• 방 온도 지표(23-25C)	10	.628
(18-22C 를 위해서도 같다)	5	.309
	3	.181

주의

1. 혈관절개 절차로 카테터를 삽입할 때 카테터나 발론이 손상되는 것을 피하기 위해, 혈관 확장기 또는 일회용 혈관 안내 Introducer 를 사용하는 것이 바람직하다. 카테터에 Forcep 을 절대 사용하지 마시오.
2. (헤파린 복합체가 표면에 입혀진 카테터만) 만약에 카테터가 헤파린 복합체가 표면에 입혀진 것이면, 카테터를 닦지 마시오. 경피적 방법의 삽입은 삽입입구 위치의 출혈을 최소화할 것이며, 만약에 상처부분이 오랫동안 아물지 않으면 상처 가장자리에서 배어들었음도 있고 헤파린 복합체의 영향을 중성화시킬수 있도록 적절한 국소적인 지혈 약제가 사용되어야 한다.
3. 카테터는 72 시간 이상 환자에게 사용되어서는 안된다.
4. 몸 밖에 노출된 카테터의 부분이 멸균이 아닐지 모르므로 제대로 위치한 후에 다시 넣으면 안된다. 만약에 카테터위에 보호덮개가 사용되었다면 필요할 때 다시 넣어주 된다.
5. 발론이 부풀어 있는 상태에서 심장 박출량을 절대 측정하지 마시오.

6. 발론을 서서히 부풀림으로서 폐동맥의 모세혈관설 압력을 결정하십시오, 폐동맥 압력 파장이 폐동맥의 모세혈관설 압력 파장으로 변할 때 멈추시오. 측정을 끝낸 후 발론의 공기를 빼시오.
7. 심실 자극을 최소화 하기 위해 카테터가 우측 심실에 이르기 전에 발론을 부풀리시오.

8. 발론 용적은 권장된 (SP5105 & SP5105L 의 경우) 0.75 mL 그리고 (SP5107, SP5127, SP5507 & SP5527 의 경우) 1.5 mL 를 초과해서는 안된다.

9. 폐동맥에 카테터를 처음 장착할 시 발론의 부풀린 용적이 늘 권장된 최대한의 양이어야 한다. 덜 부풀린 발론은 작아서 폐동맥의 더 좁은 부분에 카테터를 위치하게 하며 그로 인해 자연발생적인 Wedging 이나 폐동맥이 터지게 할 위험을 증가시킨다.

10. 천천히 헤파린을 점적하는 것은 카테터 개관을 유지시키기 위해 쓰이며 카테터가 삽입되기 전에 시행하며 계속 유지한다.

혈액을 채취한 후에 반드시 루멘을 Backflush 해야 한다. 카테터가 지혈판, 카테터 / 덮개 어댑터 그리고 Introducer 를 거치는 동안 발론이 손상되지 않도록 주의를 해야 한다. 판막들을 팽창시키고, 고무 봉합 그리고 멸균 주입액으로 발론봉합과 판막의 표면을 물기있게 함으로서 최고의 결과를 얻을 수 있다. Flow directed 카테터는 폐동맥의 끝부분으로 이동되어 자연발생적 Wedging 을 일으킬 수도 있다. Wedging 을 찾아내기 위해서 폐동맥 압력파장이 계속적으로, 또는 짧은 간격으로 모니터 되어야 한다.

합병증

합병증이 생기는 것을 줄이기 위해서 의사들은 카테터 삽입 절차, 이로온 점, 관련된 위험성을 잘 알고 있어야 한다. 이 장치들 사용함으로써 생길 수 있는 위험은: 부정맥, 기흉, 심장 압전, 발론 파손, 혈전/ 폐동맥 경색, 폐동맥의 천공, 매듭, 패혈증/감염 그리고 우측 줄기 불록(RBBB)을 포함한 여러가지 합병증을 포함한다.

합병증에 대하여 더 자세한 정보를 알고 싶으시면 여러분의 지역 대표사무소에 연락하십시오.

보관

라텍스 발론이 빨리 손상되는 것을 방지하기 위해 형광빛이나 햇빛에서 떨어진 시원하고 어두운 곳에 보관하십시오.

개봉되지 않고 손상되지 않은 포장에 들어 있는 제품은 멸균이고 발열성이 없다. 한번만 사용할 수 있다. 사용하기 전에 각 포장에 이상이 없는지 체크하십시오. 한번 사용한 제품은 버리시오. 다시 멸균하지 마시오.

재사용하는 경우 감염이나 다른 질병/상해를 초래할 수 있습니다.

본 제품에는 오랜 기간 사용 시 낡아 어린이, 임산부 또는 수유모에게 위험을 야기할 수 있는 포탈레이트가 포함되어 있습니다.

재주문에 대한 정보나 도움이 필요하시면 지역 대표사무소에 연락하십시오.



Criticath™ Flow-Directed termodilutsioon

Kateetrite mudelid – SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Instruktsioonid

Mudelid sufiksiga:

"H" kaetud heparinkompleksiga.

"L" on pikemad (110 cm) SP5105 puhul.


"S" pehmemad, painduvamad kateetrid.

"U" on polüuretaanist (ainult kateetri keha).

"P" on polüuretaanist (kogu kateeter, välja arvatud balloon).

"13", "14", "23" ja "24" omavad eelkinnitatud kaitsevutlaid; "23" ja "24" omavad ka SP5045-d.

"M" omavad anatoomiliselt väiksemate patsientide mõõtetega sobivad pordi asendeid.



VASTUNÄIDUSTUSED

Heparinkompleksiga kaetud kateetri kasutamine on vastunäidustatud patsientidel, kel on teadaolev ülitundlikkus hepariini või bensalkooniumkloridi suhtes.

Üldine kirjeldus

Criticath™ Flow-Directed kateetrid on 14 kQ termodilutsiooniga kateetrid, mis on loodud kasutamiseks diagnostikavahendina. Mudel SP5105 on loodud kasutamiseks pediaatrilistel patsientidel, samal ajal kui mudelid SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 ja SP5527 on mõeldud täiskasvanud patsientidele. Need kateetrid lubavad arstidel mõõta intrakardiaalseid rõhke ja südame väljutusmahtu, kui neid kasutada koos Argon Critical Care Systems (Endise nimega BD Critical Care Systems) või teiste samaste südame väljutusmahu kompuutritega ja sobiva rõhu monitorimise seadmetest. Kateetrid on mõeldud kasutamiseks haigevoodi juures, südame kateteriseerimise laboratooriumis, kirurgiaploksis, narkoosijärgse äärmise osakonnas ja teistes spetsialiseeritud erakorralise abi osakondades. Lisaks südame väljutusmahu mõõtmisele (termodilutsiooni meetod) võib neid kateetrid kasutada parema koja rõhu (RAP), pulmonaalarteri rõhu (PAP) ja pulmonaalse kapillaarse intravaskulaarse rõhu (PCWP) mõõtmiseks, pulmonaalarteri temperatuuri pidevaks monitorimiseks, vereanalüüside võtmiseks paremast kojast ja pulmonaalarterist ja ravimite ning intravenoossete lahuste manustamiseks.

Kateetri keha materjal on polüvinüülkloriid, välja arvatud tähist U või P puhul, mis tähendavad polüuretaani.

Need kateetrid on loodud diagnostilisteks protseduurideks ja ei vaja fluoroskoopia kasutamist sisestamisel. Siiski on need radiopositiivsed, nii et fluoroskoopiat saab sisestamise suunamiseks ja sisestamise järgneva asendi tõestamiseks kasutada. Kateetritel on märgige iga 10 cm tagant, et näidata kaugust distaalsest otsast. Kitsad triibud tähistavad 10 cm märgistusi ja laiad triibud 50 cm märgistusi.

SP5105, SP5107 ja SP5127 omavad 4 valendikku (luumenit):

- **"PA DISTAL" [Distaalne (PA) luumen]:** lõpeb kateetri tipul ja kasutatakse PA, PCWP, venoosse keskmise rõhu mõõtmiseks ja vereanalüüside võtmiseks.
- **"CVP PROXIMAL" [Proksimaalne (CVP) luumen]:** Lõpeb 15 cm (SP5105 puhul), 29 cm (SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) ja 25 cm (versioon "M" mudelile puhul) proksimaalsemal kateetri tipust ja kasutatakse termalaabooluse injeksioonil paremasse kotta (RA), parema koja rõhu- (RAP) või tsentraalveeni rõhu mõõtmisele ja vereanalüüside võtmisele.
- **"BALLOON, 75 mL CAP"/"BALLOON 1,5 mL CAP" [ballooni luumen]:** lõpeb 0,75 mL balloonga (SP5105 mudelile puhul) ja 1,5 mL balloonga (teiste mudelile puhul) kateetri tipu juures ja võimaldab ballooni täitmist ja tühjendamist kateetri sisestamise ajal ja pulmonaalse kapillaarse intravaskulaarse rõhu (PCWP) mõõtmist.
- **Termostori luumen:** Lõpeb termostoris 1,5 cm ja 3,5 cm proksimaalsemal tipust, vastavalt pediaatrilistele ja täiskasvanud patsientidele. Võimaldab südame väljutusmahu arvutamist ja pulmonaalarteri vere temperatuuri mõõtmist.

SP5127 on loodud femoraalseks sisestamiseks (Kasutatakse südame kateteriseerimise laboratooriumis.)

SP5507 ja **SP5527** sisaldavad viit luumenit. Luumeni disain on samane ülalooduga, koos lisavalendikuga:

- **"CVP MEDICATION" [Meditsiiooni (CVP) luumen]:** Lõpeb 31 cm (27 cm "M" versiooni kateetrite puhul) kaugusel kateetri tipust. Võib kasutada lahuste infusiooniks, injeksioonide andmiseks koos südame väljutusmahu mõõtmisega, vereanalüüside võtmiseks, vedelike ja ravimite manustamiseks ja parema koja rõhu (RAP) monitorimiseks.
- **Ventrikulaarne luumen:** Lõpeb 17 cm kateetri tipust. Kasutatakse peamiselt parema vatsakese rõhu (RVP) monitorimiseks ainult SP5527 puhul.

SP5527 on ventrikulaarne kateeter.

MÄRKUS: Vere manustamine läbi 5-luumenilise kateetri ei ole soovitatav.

Vigastatud kateetrit ei saa parandada. Pakendid on disainitud nii, et ennendada kateetri keerumist ja kaitsta õrna ballooni ja hepariinkompleksiga kaetud pinda.

Kateetri testimine

1. Kasuta kateetri eemaldamiseks asepiitilist meetodit.
2. (Ainult mudelite "13", "14", "23" ja "24" puhul) Kinnita Tuohy-Borst adaptor kaitsevutlari kindlat kateetri külge.

MÄRKUS: Ära keera adaptorit üle, kuna see võib okluseerida kateetri luumenit ja tulemuseks võivad olla ebatäpsed rõhunäidud.

3. Testi termostor, ühendades kateetri südame väljutusmahu kompuutriga. Kui kompuutri ekranal näitab õiget toatemperatuuri, töötab termostor õigesti.

HOIATUS: Ära kasuta standardset kontinuiteedi kontrollijaid või ommereit, kui kateeter on vaskulaarsüsteemis. Suhteliselt kõrge voolukiirus võib isolatsiooni katkemise korral põhjustada patsiendile elektrilöögi. Ülemäärane kateetri tipu manipuleerimine võib kahjustada termostori ja tulemuseks võivad olla katkendlikud väljutusmahu näidud või nende puudumine.

4. Testi balloon, asetades see steriilsesse vette ja süstides 0,75 mL õhku SP5105 ja SP5105L puhul (1,5 mL SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 puhul). Kui ballooni ümber ilmuvad õhumullid, ära kateetrit kasuta. Pumpa balloon tühiaks, eemaldades süstalt.

HOIATUS

- Ära kunagi kasuta vedelikku ballooni täispumpamiseks.
- Ballooni tühjendamisel eemalda alati süstla; aspireerides süstla abil õhku, võib balloon kahjustada.

MÄRKUS: Vedelikku ballooni valendikus võivad põhjustada ballooni täitunuks jäämise. Tuleb kanda erilist hoolt, et ennendada niiskuse sattumist ballooni valendikku.

5. Eemalda õhk süstitavatest lahustest ja intravenoossete lahuste kottidest.

MÄRKUS: Õhu eemaldamine lahusest ennetab õhu sattumist süsteemi, kui lahust on lõpukorral või kott tagurpidi pööratud.


6. Ühenda verevoolu regulaatorid (stopcock) CVP proksimaalse ja PA distaalse valendiku otsa. Vooluta läbi ja täida CVP proksimaalne valendik ja PA valendik steriilses lahuses.

HOIATUS: Verevoolu regulaatori hoob peab "OFF" (väljalülitatud) asendi jaoks asetsema 90° all. Ära aseta regulaatorit 45° alla, et saavutada "OFF" asend. 45° regulaatori asend on ebatäpne ja võib põhjustada saastumist, vere tagasivoolu või õhkembooliat.

Kateetri sisestamine

Kateetri sisestamine peaks järgima alpool soovitatud põhiprotseduuri. Siiski peab kateetri kasutamine alati vastama teie haigla korrale ja reeglitele. Põhjalik loendatud "Hoiatuste" läbimõtlemine on enne kateetri kasutamist abiks.

1. Jälgi pidevalt elektrokardiogrammi kateetri sisestamise ajal.
2. Testi kateetrit, nagu on kirjeldatud peatükis "Kateetri testimine". Ühenda verevoolu regulaatorid (stopcocks) CVP ja PA valendikuga. Kasutades In-Line injektaadi temperatuurisensorit, ühenda see otse CVP valendikuga ja siis lisa verevoolu regulaator. Täida mõlemad valendikud steriilses lahuses, et eemaldada õhumullid. Ühenda PA distaalne valendik rõhumonitorimissüsteemiga.
3. Sisesta kateeter perkutaanselt või nahalõike kaudu. Tüüpilised sisestamiskohad on mediaanne vena basilica, vena jugularis, femoralis ja subclavia.
4. Vii kateeter vena cava'sse ja täida osaliselt balloon kuni 0,5 mL-ni (SP5105 ja SP5105L puhul) ja 1 mL-ni (SP5107, SP5127, SP5507 ja SP5527 puhul). Täitmiseks soovitatakse filtreeritud CO₂ selle kiire absorptsiooni tõttu verre ballooni ruptuuri korral. Siiski kasutatakse sageli ruumiõhku, kui ei esine sunni paremat vasakule või pulmonaalset arteriovenoosset fistlit. Õhkemool sissepääs arteriaalsesse süsteemi võib põhjustada tõsiseid komplikatsioone. Valides täitmismeedumiks õhu, peab arvestama ballooni ruptuuri riski ja õhu sisenevise tõenäosust arteriaalsesse süsteemi. Tee kindlaks sisestatud kateetrisa pikkus 10 cm intervalliga märgistuste järgi kateetrit. Jälgi rõhu lainekujutisi, kui kateetrit edasi liigutatakse (vide joonisel 1).
5. Kui parema koja rõhu (RAP) lainekujutis on näha (joonis 1-A), täida balloon täismahuni (0,75 mL SP5105 ja SP5105L puhul ja 1,5 mL SP5107, SP5127, SP5507 ja SP5527 puhul).
6. Vii kateeter edasi läbi parema koja paremasse vatsakesse (RV) (Joonis 1-B). Kui parema vatsakese sisese rõhu (RVP) näit ei registreeru pärast kateetri paremast kojast edasilükumist, tühjenda ballooni süstla eemaldamisega, tõmba kateeter aeglaselt tagasi, täida uuesti ja liigu kateetriga edasi. Liigu edasi pulmonaalarterisse. (Joonis 1-C). Jälgi parema vatsakese rõhu (RVP) lainekujutist. Liigu edasi pulmonaalarterisse. Kui kateeter ei lähe edasi pulmonaalarterisse, tühjenda ballooni ja eemalda kateeter, kuni selle tipp on paremas kojast. Siis täida uuesti balloon ja korda etapid 4, 5 ja 6.



Joonis 1A–E Rõhu lainekujutised kateetri sisestamise ja paigaldamise ajal. (Kiirus: 25 mm/s)

MÄRKUS: Kui ballooni on ohud sisestamise ajal täidetud rohkem kui 4 või 5 minutit, võib täidetud ballooni maht väheneda õhu difusiooni tõttu läbi lateksballooni. Eemalda süstla ja täida vajaduse korral balloon uuesti.

7. Jätka aeglaselt kateetri edasivimist läbi kopsuarteri, kuni on näha pulmonaalse intravaskulaarse kapillaarõhu kujutist (PCWP). (Joonis 1-D).

8. Kontrolli kateetri õiget asetust pulmonaalarteris, tühjendades täielikult ballooni (eemaldades süstla) ja jälgides muutust PCWP näitades PAP (pulmonaalarteri rõhk) näitades (Joonis 1-E). Järgjärgult pumpa balloon uuesti täis, kuni on käes PCWP ja registreeri nõutav õhu maht. See peaks olema 0,5 kuni 0,75 mL (SP5105 ja SP5105L puhul) ja 1,25 mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 puhul). Kui see on vähem kui 0,5 mL (SP5105 ja SP5105L puhul) või 1,25 mL (SP5107, SP5127, SP5507 ja SP5527 puhul), võib kateeter olla liiga kaugelt liikunud, suurendades distaalse migratsiooni ja spontaanse kinnikilumise tõenäosust. Tõmba kateeter tagasi 2 või 3 cm ja kontrolli täitumise mahtu.

9. (Ainult mudelid "13", "14", "23" ja "24") Pikenda kaitsevutlari üle kateetri keha ja kinnita kateetrisisestaja südamikule külge.

Südame väljutusmahu mõõtmised

Südame väljutusmahu mõõtmise juhenditeks vaata südame väljutusmahu kompuutriga kaasasolevat käsiraamatut. Soovitatavad kateetrisisestajate suurused:

Kateeter	Sisestaja / Külgpordi vooluga
5F	6F
7F	7,5F
7,5F	8F
	8,5F

Mudel SP5105 on spetsiifiliselt loodud, et töötada järgmistest kalkulasioonikonstantidega:

Maht Süstitud mL	Kalkulasiooni-konstant
5	0,291
temperatuuril, In-Line	3
0,170	
5	0,279
temperatuuril (0–5 °C)	3
0,160	
5	0,316
temperatuuril (23–25 °C)	3
0,188	
(sama on 18–22 °C puhul)	

Mudelid SP5107, SP5127, SP5507 ja SP5527 kasutavad järgmisi kalkulasioonikonstante:

Maht Süstitud mL	Kalkulasiooni-konstant
10	0,579
temperatuuril, In-Line	5
0,281	
10	0,160
temperatuuril (0–5 °C)	5
0,270	
10	0,151
temperatuuril (23–25 °C)	10
0,628	
5	0,309
3	0,181
(sama on 18–22 °C puhul)	

Hoiatused

1. Et vältida kateetri sisestamisel kateetri või ballooni vigastust lõikeprotseduuriga, on soovitatav kasutada veresoone dilataatorit või ühekordse kasutusega veenisissetajat. **MITTE KUNAGI** ära kasuta kateetrit tange.
2. (Ainult hepariinkompleksiga kaetud kateetrite puhul) Kui kateetri pinda on tõdeks hepariinkompleksiga, ära pühi kateetrit. Perkutaanne sisestamismeetod võib minimeerida sisestuskoha veritsuse võimalust. Kui haava sulgumine on pikalevenin, tuleks kasutada sobivat topiitil hemostaatikumi, et neutraliseerida mis tahes hepariinkompleksi toime, mis võib olla sattunud haava servale.
3. Üldiselt on soovitatav mitte jätta kateetrit patsientide kauemaks kui 72 tunniks.
4. Kateetrid ei tohi edasi liigutada pärast korralikku paigaldamist, kuna kehast väljapoole jääv kateetri osa võib olla mittesteriilne. Kui kasutatakse kateetri kaitsevutlari, võib kateetrit vajadusel uuesti asetada.
5. Ära kunagi võta südame väljutusmahu näitu, kui balloon on täis.
6. Määra ballooni aeglaselt täis pumpabes pulmonaalne kapillaarne intravaskulaarne rõhk (PCWP), peatu, kui PAP lainekujutis muutub PCWP laineiks. Tühjenda balloon pärast mõõtmise teostamist.
7. Et minimeerida vatsakese ärritust, täida alati balloon enne, kui kateeter jõuab paremasse kottasse.
8. Ära ületa soovitatud ballooni mahtu 0,75 mL (SP5105 ja SP5105L puhul) ja 1,5 mL (SP5107, SP5127, SP5507 ja SP5527 puhul).
9. Esialgne kateetri asetust pulmonaalarteris tuleks alati teha maksimaalse soovitatud ballooni täitmise mahuga. Alustades balloon on väiksem, võimaldades nii kateetrit asetada pulmonaalarteri kitsamasse ossa, suurendades spontaanse kiilumise tõenäosust või kopsuarteri ruptuuri riski.
10. Kateetri avatuse säilitamiseks võib kasutada aeglast hepariini tilkinfusiooni, seda tuleks rakendada enne kateetri sisestamist ja seejärel jätkata. Kindlasti vooluta valendik läbi pärast verevõtmist. Tuleb hoolt kanda, et ei vigastataks ballooni, liigutades kateetrit edasi läbi hemostaasi klappide, kateetri/vutlari adapterite ja sisestajate. Parimaid tulemusi saavutatakse, laiendades klappe ja kummitihendeid ning niisutades ballooni tihendite ja klappide pindu steriilses süstitavas vedelikus. Voolust juhitud kateetrid võib migreeruda pulmonaalarteri distaalsesse ossa ja põhjustada spontaanseid kiilumist. Et kiilumist kindlaks teha, tuleks pulmonaalarteri rõhu lainekujutist pidevalt või lühikeste intervallide kaupa jälgida.

Komplikatsioonid

Arstidel on tähtis tunda kateetri sisestamise protseduuri, selle eeliseid ja kaasnevaid riske, et vähendada komplikatsioonide sagedust. Selle seadme kasutamisea seotud riskideks on: südame rütmihäired, pneumotooraks, südame tamponaad, ballooni ruptuur, tromb/kopsuinfarkt, pulmonaalarteri perforatsioon, kateetri keerumine, sepsis/infektsioon ja teised komplikatsioonid, kaasa arvatud parema sääre blokaad (RBBB).

Edasiseks informatsiooniks komplikatsioonide suhtes palun kontakteeruda kohaliku esindajaga.

Säilitamine

Hoi kateetrit jahedas, pimedas kohas eemal fluoreseeruvast valgusest ja päikesevalgusest, et vältida lateksballooni enneaegset aegumist.

Toode on **STERIILNE** ja **apürogeenne**, avamata ja kahjustamata pakendis. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kontrollige enne kasutamist pakendi korrasolekut. Visake toode pärast kasutamist ära. Ärge steriliseerige uuesti.

Taaskasutus võib põhjustada infektsiooni või haigestumist/kahjustust.

See toode sisaldab itaiaati, mis võib põhjustada pikaajalist kasutamisel terviseriski, (lastele (meessoost), rasedatele või rinnaga toivatele naistele).

Kordustellimuse teabe või abi saamiseks pöörduge kohaliku esindaja poole.



Critiath™ srove nukreipiama termodiliucija

Kateterių modeliai – SP5105, SP5107, SP5127, SP5507, SP5527

Instrukcijos

Modeliai su priesagomis:

"H" – padengtas heparino kompleksu

"L" – ilgesnis (110 cm) SP5105

"S" – minkštesni, lanktesni kateteriai

"U" – poliuretanas (tikti korpusas)

"P" – poliuretanas (visas kateteris, išskyrus balionėlį)

Modeliai "13", "14", "23" ir "24" turi iš anksto prijungtas apsaugines movas; "23" ir "24" taip pat turi SP5045.

"M" turi jungtis smulkesnės anatominės žmoniems.



KONTRAINDIKACIJOS

Heparino kompleksu padengti kateteriai nenaudojami pacientams, pasižymintiems jautrumu heparinui ar benzalkoniumi chloridui.

Bendras apibūdinimas

Critiath™ srovės nukreipiami kateteriai yra 14 kQ termodiliuciniai kateteriai, skirti naudoti kaip diagnostikos priemonė. Modelis SP5105 yra skirtas vaikams, o modeliai SP5105L, SP5107, SP5127, SP5507 ir SP5527 – suaugusiems pacientams. Dirbdami šiais kateteriais gydytojai gali širdies kameroje matuoti spaudimą ir širdies išmetimo tūrį, jei kartu naudojami Argon Critical Care Systems (Buvusi „BD Critical Care Systems“) ar kiti panašios širdies išmetimo tūrio kompiuteriai ir atitinkama spaudimo stebėjimo aparatura. Kateteriai yra skirti naudoti prie ligonio lovos, širdies kateterizavimo laboratorijoje, su chirurginiais rinkiniais, pooperacinėse palatose ir kitose specializuotose intensyvios terapijos skyriuose. Be širdies išmetimo tūrio matavimo (termodiliucinis metodas), naudojant šiuos kateterius galima matuoti dešiniojo prieširdžio (DPS), plaučių arterijos (PAS) ir plaučių arterijos pleišto spaudimą (PAPS), nuolat stebėti PA temperatūrą, paimti kraujo mėginių iš DP ir PA, skirti vaistus ir intraveninius tirpalus.

Kateteris pagamintas iš polivinilchlorido, išskyrus kateterius, pažymėtus raidėmis U ir P, kurie pagaminti iš poliuretano.

Šie kateteriai yra skirti diagnostinėms procedūroms atlikti, ir juos naudojant fluoroskopija nebūtina. Tačiau jie yra radiopakiniai, todėl fluoroskopija gali būti taikoma stūmimui kontroliuoti ir padėti po įstūmimo nustatyti. Kateteriai kas 10 cm yra sužymėti – nurodomas nuotolis nuo distalinio galo. Siauromis juostelėmis žymimos 10 cm, o platesnėmis – 50 cm žymos.

SP5105, SP5107 ir SP5127 turi 4 spindžius:

- **"PA DISTAL" [distalinis (PA) spindis]:** baigiasi kateterio gale ir naudojamas PA, PAP, maišytam veniniam spaudimui matuoti ir kraujui paimti.
- **"CVP PROXIMAL" [proksimalinis (CVS) spindis]:** baigiasi proksimaliau nuo kateterio galo 15 cm (SP5105), 29 cm (SP5105L, SP5107, SP5507, SP5127, SP5527) ir 25 cm (M versijos modeliams) ir naudojamas terminiam boliusui įnekti į DP, matuojant DPS ar CVS, taip pat naudojamas kraujui paimti.
- **"BALLOON 0,75 mL CAP"/"BALLOON 1,5 mL CAP" [balionėlio spindis]:** 0,75 mL balionėlio (SP5105 modelis) ir 1,5 mL balionėlio (kitų modelių) spindis baigiasi prie kateterio galiuko ir naudojamas balionėliui įpūsti ir išpūsti tuo metu, kai stumiama kateteris ir matuojamas PAP spaudimas.
- **Termistoriaus spindis:** baigiasi 1,5 ir 3,5 cm proksimaliau nuo atitinkamai pediatriinių ir suaugusiųjų kateterių galo. Jis įgalina apskaičiuoti širdies išmetimo tūrį ir išmatuoti plaučių arterijos kraujo temperatūrą.

SP5127 yra sukurtas iš šlaunies arteriją įstumi (naudojamas širdies kateterizacijos laboratorijoje).

Modeliai SP5507 ir SP5527 turi po penkis spindžius. Spindis sumodeliuotas, kaip nurodyta pirmiau, su papildomu spindžiu:

- **"CVP MEDICATION" [medikamentų leidimo (CVS) spindis]:** baigiasi 31 cm nuo kateterio galiuko (27 cm – nuo "M" versijos kateterio galiuko). Gali būti naudojamas tirpalų infuzijoms, injekcijoms, širdies išmetimo tūriui matuoti, kraujui paimti, skyčiams ir vaistams skirti ir DPS stebėti.
- **Skilvelio spindis:** baigiasi 17 cm nuo kateterio galiuko. Dažniausiai naudojamas dešiniojo skilvelio spaudimui matuoti (DSS) (tik SP5527 kateteriai).

SP5527 yra skilvelinis kateteris.

PASTABA: kraujo skyrimas per 5 spindžių kateterį nerekomenduojamas.

Pažeistas kateteris negali būti taisomas. Pakuotė sukurta taip, kad neleistų kateteriui užsikimšti ir apsaugotų balionėlį ir heparino kompleksu padengtą paviršių.

Kateterio patikra

1. Išimdami kateterį laikykite aseptikos reikalavimų.

2. (Tik modeliams "13", "14", "23" ir "24") Saugiai užspauskite Touhy-Borst adapterį, esantį ant apsauginės minkšties, prie kateterio.

PASTABA: nespauskite adapterio per smarkiai, nes galite užspausti kateterio spindžius ir dėl to netiksliai išmatuoti spaudimą.

3. Patikrinkite termistorių kateterį prijungdami prie širdies išmetimo tūrio kompiuterio. Jei kompiuterio ekrane pasirodo tinkama kambario temperatūra, termistorius veikia gerai.

ĮSPĖJIMAS: kai kateteris yra kraujagyslių sistemoje, nenaudokite standartinio nuoseklumo tikrinimo ar omometro. Jeigu pažeidžiama izoliacija, santykinai didelė srovė matuoklyje pacientui gali sukelti elektros šoką. Per daug manipuliuojant kateterio galu galima pažeisti termistorių, todėl fiksuojamos nutrūkstamos vertės arba iš viso netikslumai.

4. Patikrinkite balionėlį, įdėję jį į sterilų vandenį ir įnekuodami po 0,75 mL oro modelių SP5105 ir SP5105L kateteriams (1,5 mL – modelių SP5107, SP5507, SP5527 kateteriams). Jeigu aplink balionėlį pasirodo oro burbulų, kateterio nenaudokite. Ištraukite švirkštą ir išleiskite iš balionėlio orą.

ĮSPĖJIMAS

- Jokių būdu balionėliui pripūsti nenaudokite skysčio.
- Norėdami iš balionėlio išleisti orą būtina ištraukti švirkštą; aspiruojant švirkštu balionėlį galima pažeisti.

PASTABA: dėl skysčių balionėlio spindyje balionėlis gali likti išpūstas. Būtinyje pasipūpinti, kad į balionėlio spindį nepatektų drėgmės.

5. Pašalinkite orą iš injekcinių ir IV tirpalų maišelių.

PASTABA: pašalinę iš tirpalo orą, išvengsite oro patekimo į sistemą, kai tirpalas baigiasi ar maišelis aperičiamas.

6. Prijunkite čiapus prie CVS proksimalinį ir PA distalinį spindžių. Praplaukite ir užpildykite CVS proksimalinį ir PA spindžius steriliu tirpalu.

ĮSPĖJIMAS: Kranelio svortas turi būti pasuktas 90°, kad būtų padėties IŠJUNGTA. Norėdami padėties IŠJUNGTA nenustatykite čiapo 45° kampu. Čiapo padėties 45° kampą yra netikslis ir gali tapti užteršimo, kraujo tekėjimo priešiniga kryptimi ar oro embolijos priežastimi.

Kateterio stūmimas

Stumiant kateterį reikia vadovautis toliau nurodyta pagrindine metodika. Tačiau naudodamiesi kateteriu turite paisyti Jūsų ligoninės taisyklių ir naudojimo metodikos. Prieš naudojant kateterį yra svarbu įsijaminti visas išvardytas atsargumo priemones ir įspėjimus.

1. Kateterio stūmimo metu nuolat stebėkite EKG.


2. Tikrinkite kateterį, kaip nurodyta skyriuje "Kateterio patikra". Prijunkite čiapus prie CVS ir PA spindžių. Kai naudojamas vienašis injekcijų tirpalo temperatūros daviklis, prijunkite jį tiesiogiai prie CVS spindžio ir tada prijunkite čiapo. Kad pašalintumėt oro burbulus, užpildykite abu spindžius steriliu tirpalu. Prijunkite distalinį PA spindį prie spaudimo stebėjimo sistemos.

3. Astumkite kateterius perkutaniiniu ar venasekcojos būdu. Paprastai įstumiama per vidurinę karališkąją, jungo, šlaunies ar poraktikaulinę venas.

4. Stumkite kateterį į tuščiąją veną ir kiek išpūskite balionėlį: iki 0,5 mL (modelių SP5105 ir SP5105L kateteriai) ir iki 1 mL (modelių SP5107, SP5127, SP5507 ir SP5527 kateteriai). Pučiant rekomenduojama naudoti filtruotą CO2 kuris greitai absorbuotųsi į kraują, jei plyštų balionėlis. Tačiau, jei nėra šunto iš dešinės į kairę ar plautinės arterinės-veninės fistulės, dažnai naudojamas kambario oras. Jei į arterinę sistemą patektų oro embolas, galimos rimtos komplikacijos. Jei pučiama oro, reikia atsivėlgti į tai, kad balionėlio plyšimo oras gali patekti į arterinę sistemą. Pagal 10 cm intervalų kateterio žymas nustatykite įstūmto kateterio dalies ilgį. Kai kateteris stumiamas, stebėkite spaudimo kreivės formą (parodyta 1 pav.).

5. Kai matoma DPS (dešiniojo prieširdžio spaudimo) kreivė (1–A pav.), pripūskite balionėlį iki viso tūrio (modelių SP5105 ir SP5105L – 0,75 mL, o modelių SP5107, SP5127, SP5507 ir SP5527 – 1,5 mL).

6. Astumkite kateterį per DP į DS (1–B pav.). Jei po to, kai kateteris buvo pastumtas iš DP, DSS neregistruojamas, ištraukę švirkštą išleiskite iš balionėlio orą, lėtai patraukite kateterį atgal, balionėlį pakartotinai pripūskite ir pastumkite kateterį (1–C paveikslėlis). Stebėkite DSS kreivę. Pastumkite į PA. Jei kateteris neįstumiama į PA, išleiskite iš balionėlio orą ir patraukite kateterį, kol galiukas atsirsdys DP. Tada vėl pripūskite balionėlį ir pakartokite 4, 5 ir 6 etapus.



1A–E paveikslėliai: spaudimo kreivės forma kateterio stūmimo metu. (Diagramos brėžimo greitis – 25 mm/s)

PASTABA: jeigu balionėlis stūmimo metu buvo išpūstas ilgiau nei 4 ar 5 minutes, išpūsto balionėlio tūris gali sumažėti dėl oro difuzijos per lateksinį balionėlį. Jei reikia, ištraukite švirkštą ir pakartotinai pripūskite balionėlį.

7. Toliau lėtai stumkite kateterį per PA, kol pasirodys PAP spaudimo duomenys. (1–D pav.)

8. Patikrinkite kateterio padėtį PA – iš balionėlio išleiskite visą orą (ištraukę švirkštą) ir stebėkite PAP spaudimo pakitimą į PA spaudimą (1–E pav.). Pamažu pakartotinai pripūskite balionėlį, kol pasirodys PAP spaudimo duomenys ir fiksuokite reikiamo oro tūrį. Jis turi būti nuo 0,5 iki 0,75 mL (SP5105 ir SP5105L kateterių) ir nuo 1,25 iki 1,5 mL (SP5107, SP5127, SP5507, SP5527 kateterių). Jeigu oro reikia mažiau nei 0,5 mL (SP5105 ir SP51050 kateteriams) ir 1,25 mL (SP5107, SP5127, SP5507 ir SP5527 kateteriams), kateteris gali būti įkištas per toli, todėl gali padidėti distalinio migravimo ir savaiminio užsikimšimo tikimybė. Patraukite kateterį 2 ar 3 cm atgal ir pakartotinai patikrinkite įpūtimo tūrį.

9. (Tik modeliams "13", "14", "23" ir "24") Ištieskite apsauginę movą per kateterį ir pritvirtinkite ją prie intubatoriaus įvorės.

Širdies išmetimo tūrio matavimas

Širdies išmetimo tūrio matavimo instrukcijų ieškokite Jūsų širdies išmetimo tūrio kompiuterio naudojimosi instrukcijoje. Siūlomi kateterių intubatorių dydžiai:

Kateteris	Intubatorius / su šonine jungtimi
5F	6F
7F	7,5 F
7,5F	8F
	8,5F

Modelis SP5105 yra specialiai sukurtas naudoti taikant šias skaičiavimo konstantas:

Tūris Injektuota (mL)	Skaičiavimas Konstanta
Indikatorius lede	5
Temperatūra įvedimo linijoje	3
Indikatorius ledo vonelėje	5
Temperatūra (0–5 °C)	3
Indikatorius kambaryje	5
Temperatūra (nuo 23 iki 25 °C)	3
(tas pat nuo 18 iki 22 °C)	

Modeliams SP5107, SP5127, SP5507 ir SP5527 taikomos šios skaičiavimo konstantos:

Tūris Injektuota (mL)	Skaičiavimas Konstanta
Indikatorius lede	10
Temperatūra, įvedimo linija	5
	3
Indikatorius lede	10
Vonėlės temperatūra (0–5 °C)	5
	3
Indikatorius kambaryje	10
Temperatūra (nuo 23 iki 25 °C)	5
(tas pat nuo 18 iki 22 °C)	3

Atsargumo priemonės

1. Norint išvengti kateterio ar balionėlio pažeidimo stumiant kateterį venasekcojos būdu, rekomenduojama naudoti kraujagyslės dilatatorių ar vienkartinius stūmimo intubatorius. **JOKIU BŪDU** ant kateterio nedėkite žnyplių.

2. (Skirta tik kateteriams, padengtiems heparino kompleksu). Jei kateterio paviršius padengtas heparino kompleksu, kateterio nevalykite. Taikant perkutaniinį įvedimo būdą kraujavimo tikimybė stūmimo vietoje gali sumažėti iki minimumo. Jei kraujavimas iš žaizdos nesiliauja, galima pasinaudoti vietiniu hemostaziniu preparatu, kad būtų neutralizuotas bet koks heparino kompleksas, kuris gali būti likęs ant žaizdos krašto, poveikis.

3. Rekomenduojama, kad kateteris paciento kūne nebūtų ilgiau kaip 72 valandas.

4. Tinkamai įstūmus kateterį, jo nebegalima pakartotinai stumti, nes kateterio dalis, buvusi ant kūno paviršiaus, gali būti nesterili. Jei naudojama apsauginė kateterio mova, esant reikalui kateterio padėties gali būti pakeista.

5. Jokių būdu nematuokite širdies išmetimo tūrio, kai balionėlis pripūstas.

6. PAP spaudimą matuokite lėtai pūsdami balionėlį ir sustokite, kai PA spaudimo kreivė pakis į PAP spaudimo kreivę. Baigę matavimą, iš balionėlio išleiskite orą.

7. Kad skilvelis būtų kuo mažiau dirginamas, kaskart prieš kateteriui pasiekiant DS pripūskite balionėlį.

8. Neviršykite rekomenduojamo 0,75 mL (modelių SP5105 ir SP5105L kateteriams) ir 1,5 mL (modelių SP5107, SP5127, SP5507 ir SP5527 kateteriams) balionėlio tūrio.

9. Pradinis kateterio įstūmimas į PA turi būti atliekamas esant maksimaliam rekomenduojamam pripūsto balionėlio tūriui. Mažiau pripūstas balionėlis bus mažesnis, todėl kateteris gali atsidurti siauresnėje PA dalyje, taigi gali padidėti savaiminio užsikimšimo ir PA plyšimo rizika.

10. Kad kateteris neužaktų, prieš įstumiant kateterį ir vėliau gali būti lėtai išlavinamas heparinas. Paėmę kraują patikrinkite, ar praeinamas spindis. Stumiant kateterį per hemostazinius vožtuvus, kateterio ir movos adapterius bei intubatorius reikia stengtis nepažeisti balionėlio. Geriausiu rezultatu pasiekama išplėtus vožtuvus, guminius paviršius ir sudrekinus balionėlį ir vožtuvų paviršių steriliu injekciniu skysčiu. Srove nukreipiamas kateteris gali migruoti toliau į PA ir sukelti savaiminį užsikimšimą. Norint užsikimšimą aplinkyti, PA spaudimo kreivę turi būti nuolat arba kas trumpą laiką tarpą stebima.

Komplikacijos

Kad sumažėtų komplikacijų dažnis, gydytojas privalo susipažinti su kateterio stūmimo metodika, jos privalumais ir su tuo susijusia rizika. Rizika susijusi su šio prietaiso vartojimu yra: aritmija, pneumotoraksas, širdies tamponada, balionėlio plyšimas, trombas ar plaučių infarktas, plaučių arterijos perforacija, mazgas, sepsis ar infekcija ir kitos komplikacijos, įskaitant dešiniosios Hiso pluošto korytės blokadą.

Dėl papildomos informacijos apie komplikacijas kreipkitės į vietinius atstovus.

Laikymo sąlygos

Kad lateksinis balionėlis nesusidėvėtų per anksti, laikykite kateterį šaltoje tamsioje vietoje, toliau nuo fluorescuojančių šviesų ir saulės šviesos.

Jei pakuoatė neatidaryta ir nepažeista - **STERILU ir nepirogeniška**. Vienkartinio naudojimo. Prieš naudodami patikrinkite, ar nepažeista pakuoatė. Panaudotą produktą išmeskite. Pakartotinai nesterilizuokite.

Pakartotinis naudojimas gali būti infekcijos arba ligos/sužalojimo priežastis.

Šiame produkte yra ftalato, kuris gali kelti pavojų/vaikams (bemiukams), nešdoms arba matinančioms moterims), kai produktas naudojamas ilgesnį laikotarpį.

Dėl informacijos apie pakartotinus užsakymus ar pagalbos kreipkitės į vietinius atstovus.



Do not use if package is damaged

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget

Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is

Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Nicht bei beschädigter verpackung verwenden

Να αποφεύγεται η χρήση εάν η συσκευασία έχει υποστεί Φθορά

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Не используйте, если упаковка Повреждена

No utilizar si el envase está dañado

Använd inte om förpackningen är skadad

Да не се употребява, ако опаковката е увредена

Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Ne használja, ha a csomagolás sérült

Skal ikke brukes hvis pakken er skadet

Nie stosować, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone

A un se folosi dacă ambalajul este deteriorat

Nepoužívajte, ak je balenie poškodené

Ambalaj hasarlıysa kullanmayın

如果包装受损，切勿使用

包装が損傷している場合は使用しないでください

포장이 손상된 경우 사용하지 마십시오

Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud

Nenaudoti jei pakuotė yra pažeista



Contains or presence of natural rubber latex

Indeholder naturlig gummilatex

Bevat of aanwezigheid van natuurrubberlatex

Tuote sisältää tai siinä on mukana luonnonkumilateksia

Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel

Enthält natürliches gummilatex

Περιέχει ή υπάρχει παρουσία φυσικού ελαστικού λάτεξ

Contiene o presenta tracce di lattice di gomma naturale

Contém látex de borracha natural

Содержится или присутствует латекс натурального каучука

Contiene látex de caucho natural

Innehåller eller har spår av naturligt latex/gummi

Съдържа или наличие на естествен гумен латекс

Sadrži ili je prisutna prirodna guma lateks

Obsahuje přírodní kaučukový latex

Természetes nyersgumit tartalmaz

Inneholder, eller har spor av, naturlig gummilateks

Zawiera lateks kauczuku naturalnego

Conținut sau prezentă a latexului de cauciuc natural

Obsahuje alebo je prítomný prírodný gumový latex

Doğal kauçuk lateks içerir veya vardır

含有天然胶乳

天然ゴムを含有しています

천연 고무 라텍스가 함유되거나 존재합니다

Sisaldab looduslikku lateksit

Sudėtyje yra latekso

This symbol is applicable for US market only

Rx ONLY

CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

FORSIGTIG: Amerikansk lovgivning tillader kun salg af denne anordning til eller efter ordre fra en laege.

LET OP: Volgens de federale wetten van de Verenigde Staten mag dit apparaat enkel door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

HUOMAUTUS: Yhdysvaltain laki rajoittaa tämän tuotteen myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä tapahtuvaksi.

ATTENTION: Selon la loi fédérale, aux USA, ce produit ne peut être vendu que par ou sur ordonnance délivrée par un médecin conformément à la réglementation en vigueur.

ACHTUNG: Das Bundesgesetz der USA beschränkt die Abgabe und Anwendung dieses Produktes auf Ärzte.

ΠΡΟΞΟΗ: Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής από γιατρούς ή με εντολή γιατρού.

AVVERTENZA: a norma delle Leggi Federali (U.S.A.) questo dispositivo può essere venduto esclusivamente a un medico o su ordinazione di un medico.

CUIDADO: As leis federais dos E.U.A. restringe a utilização e venda deste dispositivo apenas a médicos ou sob prescrição médica.

ВНИМАНИЕ: Федеральный закон США запрещает продажу этого изделия по предписанию врача.

PRECAUCIÓN: las leyes federales de los Estados Unidos exigen que la venta de este producto se haga bajo prescripción facultativa.

VIKTIGT: Federal lag (USA) begränsar försäljning av denna anordning till eller på ordination av läkare.

ВНИМАНИЕ: Федералният закон (САЩ) ограничава продажбата на това устройство да става само по лекарско предписание.

OPREZ: Saveznim zakonom SAD-a propisano je da se ovaj uređaj smije prodavati samo od strane liječnika ili na njegov zahtjev.

UPOZORNĚNÍ: Podle federálních zákonů (USA) může být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na jeho předpis.

FIGYELEM: A szövetségi törvények (az Egyesült Államokban) csak orvosok által vagy orvosí rendeltvényre engedélyezik ezen eszköz forgalomba hozatalát.

FORSIKTIG: I henhold til føderal lovgivning (USA) skal denne enheten bare selges eller foreskrives av lege.

PRZESTROGA: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych przewiduje możliwość sprzedaży tego urządzenia tylko przez lekarza lub na jego zamówienie.

ATENȚIE: Legislația federală (S.U.A.) impune comercializarea produsului doar de către medici sau pe bază de rețetă.

UPOZORNENIE: Podľa federálnych zákonov (USA) je predaj tohto zariadenia možný len lekárom alebo na ich predpis.

UYARI: Federal Yasa (ABD) uyarınca bu cihazın satışı ancak bir doktor tarafından veya onun siparişiyle yapılabilir.

注意：美國聯邦法律規定本產品只能由醫生銷售或訂購。

注意：米国の法律では、本製品は医師の指示によってのみ販売が許可されています。

주의: 연방법(미국)에 따라 이 해당제품은 의사의 주문에 의해서만 판매가 허용됨.

HOIATUS: Federal Law (USA) piirab see seade müüki või järjekorras arst.

DĚMESIO: Federalinis įstatymas (JAV) riboja šio prietaiso pardavimo arba dėl gydytojo tvarka.



Contains or presence of phthalates: Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

Indeholder eller spor af ftalater: di (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP)

Volgende ftalaten zijn in dit product aanwezig: Bis (di-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)

Sisältää ftalaatteja: Bis (2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP)

Contient ou présence de phthalates: phthalate de diéthylhexyle (DEHP)

Enthält oder weist Phthalate auf: Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)

Περιέχει Φθαλικούς εστέρες ή εντοπίζεται η παρουσία τους Φθαλικός δις (2-αιθυλοεξυλο) εστέρας (DEHP)

Contiene ftalati: bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)

Contém ou apresenta vestígios de ftalatos: Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)

Содержание или присутствие фталатов: бис (2-этилгексил) фталат (БЭГФ)

Contenido o presencia de ftalatos: di (2-etilhexil) ftalato (DEHP)

Innehåller ftalater: Bis-(2-etylhexyl) ftalat (DEHP)

Съдържа фталати: бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)

Sadrži ili je prisutan ftalat: bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)

Obsahuje ftaláty: Bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)

Ftalátot tartalmaz: Bisz (2-etilhexil) ftalát (DEHP)

Inneholder eller tilstedeværelse av ftalater: Bis (2-etylheksyl) ftalat (DEHP)

Zawiera ftalany: ftalan di (2-etyloheksylu) (DEHP)

Conține ftalați: Di (2-etilhexil)ftalat (DEHP)

Obsah alebo prítomnosť ftalátov: bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)

Ftalat İçermehtedir veya mevcuttur: bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)

含有或存在邻苯二甲酸脂：双（2-乙基己基）邻苯二甲酸脂 (DEHP)

含有または存在するフタル酸エステル：ビス（2-エチルヘキシル）フタル酸エステル (DEHP)

포함 또는 프탈레이트 존재: 비스 (2-에틸헥실) 프탈레이트 (DEHP)

Sisaldab ftalaate: Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

Sudėtyje yra ftalatų: bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

Argon Critical Care Systems Singapore Pte. Ltd.,
198 Yishun Avenue 7, Singapore 768926
Аргон Критикал Кэр Системс Сингапур Пте. Лтд.,
198 Йишун Авеню 7, Сингапур 768926

EC REP Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH,
The Hague, The Netherlands
Tel: +31 (0)70 345 8570
Fax: +31 (0)70 346 7299

Argon Critical Care Systems Singapore Pte. Ltd.,
198 Yishun Avenue 7, Singapore 768926

Argon Medical Devices Inc., 1445, Flat Creek Road, Athens,
Texas 75751, USA

製造販売業者：アルゴンメディカルデバイスズジャパン株式会社
東京都中央区日本橋人形町 2-13-9

